

Sanomed®

SANOMED 506 **Infrapatelární bandáž**

Bandáž pro stabilizaci a odlehčení
česky.



www.sanomed.cz



Návod k použití – SANOMED 506

Děkujeme, že jste si vybrali naši bandáž.

Tento návod vám ji pomůže správně používat.

Informace o účelu použití:

Bandáž poskytuje stabilizaci a odlehčení kolenního kloubu, což může výrazně zmírnit bolest při různých činnostech, jako je běhání, skákání nebo chůze. Pomáhá také při zotavení po zraněních a nataženích, čímž podporuje rychlejší návrat k aktivnímu životu.

Je vhodná pro každodenní používání doma, v práci nebo při volnočasových aktivitách.

Pokyny k nasazení / sundání

Před prvním použitím zkontrolujte, zda je bandáž čistá a nepoškozená. Vhodnou velikost vyberte pomocí tabulky velikostí. První nasazení by mělo proběhnout za přítomnosti odborného pracovníka.

Pokud pocítíte bolest, nepohodlí nebo jiné nežádoucí účinky, přestaňte bandáž používat a poraďte se s lékařem

Nasazení:

- Bandáž lze nosit na levém i pravém koleni.
- Uvolněte suché zipy a navlékněte bandáž na koleno.
- Umístěte pelotu pod střed čéšky.
- Zapněte suché zipy nad kolenem.
- Utáhněte pásku pod kolenem tak, abyste vytvořili požadovaný tlak na patelární šlachy.
- Tlak si můžete individuálně přizpůsobovat, nesmí to být přitom nepříjemné.

Délka nošení:

Začněte na 15–30 minutách a postupně dobu prodlužujte dle potřeby.

Odložení bandáže:

- Rozepněte suché zipy a sejměte bandáž.
- Zipy pro delší životnost bandáže zapněte.

Údržba a čištění:

- Perte ručně ve vlažné vodě (max. 30°C) s jemným pracím prostředkem
- Neždímejte, nesušte v sušičce ani na přímém slunci.
- Nežehlete

Skladování

Skladujte na suchém a chladném místě mimo dosah přímého slunečního světla. Zabraňte deformaci rovnače tím, že jej nebudete skládat nebo přetěžovat.



SANOMED, spol. s r. o.
Palackého třída
240/75 612 00 Brno
Czechia



Medical Device
(Zdravotnický prostředek)

Materiálové složení:
Neopren, polyamid, polyester

Ohlašovací povinnost:

Závažné nežádoucí příhody, definované ve článku 2 (č. 65) nařízení (EU) 2017/745 (MDR), je třeba nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu.