



Normatec je

Přední výrobce kompresní terapie, která pomáhá pacientům snižovat bolesti svalů a otoky, zvyšuje zdravý krevní oběh a návrat lymfy. Dynamická komprese Normatec může pomoci pacientům, kteří jsou aktivní, mají fyzicky náročný životní styl, jsou celý den na nohou, pociťují bolesti svalů nebo mají akutní zranění.

Normatec a fyzikální léčba

Patentovaná kompresní technologie společnosti Normatec je účinným doplňkem fyzikální terapie a poskytuje přizpůsobitelný způsob, jak zvýšit prokrvení končetin a urychlit zotavení. Fyzikální terapie a komprese Normatec pracují tak, aby poskytly široký přístup k regeneraci a zlepšily přirozenou schopnost těla léčit se a obnovovat se.

Studie ukazují, že Normatec pomáhá

- Zlepšení zdravého krevního oběhu a zvýšení lymfatického návratu
- Zvýšení rozsahu pohybu
- Zmírnění zánětu a snížení otoků
- Urychluje zotavení
- Snižuje bolest
- Snižte bolestivost svalů a únavu
- Podporovat relaxaci

Použití Normatec 3

Před každým použitím

Sundejte si boty a vyprázdněte kapsy

Oblečení by mělo být pohodlné a měkké (Kinesio tape je v pořádku).

V případě potřeby použijte ručník k odstranění přebytečných lokálních krémů z kůže. Ujistěte se, že pacient může pohodlně narovnat končetinu.

Co je dobré vědět

Typická doba terapie: 10 - 20 minut (Normatec má vlastní baterii nebo může být používán při zapojení do sítě).

Nízká úroveň tlaku: tato terapie pomáhá urychlit regeneraci svalů, snížit bolestivost svalů, snížit otoky a zvýšit krevní oběh.

Střední a vysoká úroveň tlaku: Úrovně 4 - 7; Zahřátí pomocí špičkových technologií, podpora průtoku krve. Funkce Zone Boost přidává k vybrané zóně o 10 % vyšší tlak a 60 sekund dodatečné doby ošetření na jeden cyklus.

Pacientům, kteří se s přístrojem Normatec setkávají poprvé nebo mají akutní zranění, doporučujeme nízké úrovně tlaku*.

Chcete-li relaci kdykoli přerušit, klepněte na tlačítko start/stop. Tím relaci dočasně zastavíte.

Chcete-li v pozastavené terapii pokračovat, znovu klepněte na tlačítko start / stop.

*Všechny úrovně tlaku by měly vycházet z preferencí pacienta. Vynikajících výsledků lze dosáhnout při nízkých tlacích; pacient nemusí používat vysoký tlak, aby se rychleji zotavil.



Údržba a péče

Čištění - Po každém klientovi je třeba návleky a hadici otřít dezinfekční utěrkou.

Skladování - Pokud návleky nepoužíváte, zavěste je na háčky nebo je uložte na suché místo.

Obecné informace - Návleky a přístroj Normatec 3 by se měly uchovávat mimo dosah tekutin, aby nedošlo k jejich poškození.

Nastavení Normatec 3

Krok 1 Vyberte vhodné návleky (nohy, boky, ruce) pro potřeby pacienta.

Krok 2 Pomozte klientovi nasadit návleky a zapněte je až nahoru (nohy) nebo zapněte všechny přezky (boky/ruce). Popruhy s přezkami nemusí být pevně utaženy. Všechny nastavce se přizpůsobí tělu pacienta.

Návleky na nohy



Návlek na Boky



Návleky na ruce



Krok 3 Připojte propojovací hadici k ovládací jednotce

Krok 4 Propojte návleky s propojovací hadicí



Krok 5 Stisknutím tlačítka napájení na pravé straně řídicí jednotky zapněte systém.

Krok 6 Stisknutím tlačítka Attachment na řídicí jednotce vyberte návlek, který používáte. Zóny můžete deaktivovat proximálně pomocí aplikace Hyperice



Krok 7 Nastavte úroveň tlaku a Zone Boost



Krok 8 Nastavte čas



Krok 9 Stiskněte tlačítko start/stop a začněte relaxovat



Krok 10 Terapie začne vlastním tvarováním náveků na tělo s použitím nejlehčího nastavení tlaku pro kalibraci každé zóny. Fáze vlastního tvarování trvá přibližně 90 sekund.

Získejte přístup k profesionálním funkcím pomocí aplikace Hyperice

Pomocí aplikace Hyperice můžete:

- Vybrat rehabilitační programy
- Přizpůsobit dobu léčby
- Deaktivovat jednotlivé zóny a přizpůsobit si tak terapii
- Nastavit přesný čas/tlak pro jednotlivé zóny pomocí vlastního režimu



Stáhněte si Hyperice Aplikaci

