

ČEŠTINA

CureTape Beauty je vysoce kvalitní elastická kinesiologická páska s hypoalergenní lepicí vrstvou. Je bez latexu, voděodolná, neobsahuje žádné léčivé látky a může být pohodlně nošena několik dní.

URČENÉ POUŽITÍ

CureTape Beauty je určen k aplikaci na pokožku. Může stimulovat přirozený proces obnovy organismu je také vhodný pro fixaci a poskytování cílené podpory.

NÁVOD K POUŽITÍ:

- Aplikujte na čistou a suchou pokožku.
- Pro maximální přilnavost tejp po aplikaci jemně uhladte.
- Odstraňujte postupně ve směru růstu chloupků.
- Zvažte použití odstraňovače tejpů, pokud je odstranění obtížné.

POZOR:

- Přestaňte používat, pokud dojde k podráždění kůže nebo alergické reakci.
- Nepoužívejte na poškozenou pokožku nebo citlivá místa (ústa, oči).
- Před aplikací proveďte test citlivosti pomocí malého kousku pásky na kůži, abyste zamezili případné nežádoucí reakci.
- Neschladijte na přímém slunečním světle ani v blízkosti jiných zdrojů tepla.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Pouze pro jednorázové použití.

Ecoworks Korea Thysol Hitech Co. Ltd neodpovídá za zranění nebo škody způsobené neodborným použitím výrobku nebo použitím, které se odchyluje od určeného použití. Žádné incidenty by měly být hlášeny místním orgánům a výrobcí.

DANSK

CureTape Beauty er en elastisk kinesiologitape af høj kvalitet med et hypoallergent klæbende lag. Den er latexfri, vandafvisende, indeholder ingen medicinske stoffer og kan komfortabelt bæres i flere dage.

TILTÆNKT BRUG

CureTape Beauty er designet til brug på huden. Det kan stimulere kroppens naturlige helingsproces. Det er også velegnet til fiksering og målrettet støtte.

BRUGSANVISNING:

- Påfør på ren, tør hud.
- Gnid forsigtigt efter påføring for perfekt vedhæftning.
- Fjern gradvist i hårvækstens retning.
- Overvej at bruge en taperemover, hvis tapen er svær at fjerne.

ADVARSEL:

- Stop brugen, hvis der opstår hudirritationer eller allergiske reaktioner.
- Undgå brug på beskadiget hud eller følsomme områder (mund, øjne).
- Får fuld påføring udføres en følsomhedstest med et lille stykke tape på huden for at kontrollere for bivirkninger.
- Må ikke opbevares i direkte sollys eller i nærheden af andre varmekilder.
- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Kun til engangsbrug.

Ecoworks Korea Thysol Hitech Co. Ltd er ikke ansvarlig for personskade eller skade som følge af ukorrekt brug af CureTape Beauty eller brug, der afviger fra den tilsigtede brug. Alvorlige hændelser skal rapporteres til de lokale myndigheder og producenten.

DEUTSCH

CureTape Beauty ist ein hochwertiges elastisches Kinesiologie Tape mit einer hypoallergenen Klebeschicht. Es ist latexfrei, wasserbeständig, enthält keine medizinischen Substanzen und kann bequem mehrere Tage lang getragen werden.

VERWENDUNGSZWECK

CureTape Beauty ist speziell für die Haut entwickelt. CureTape Beauty kann den natürlichen Heilungsprozess des Körpers stimulieren. Zudem eignet es sich zur Fixierung und gezielten Unterstützung.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

- Auftragen auf saubere und trockene Haut.
- Nach dem Auftragen sanft einreiben, damit es gut haftet.
- Schrittweise in Richtung des Haarwuchses entfernen.
- Wenn das Entfernen schwierig ist, sollten Sie einen Entfernungsmittel anwenden.

ACHTUNG!

- Bei Auftreten von Hautreizungen oder allergischen Reaktionen die Anwendung abbrechen.
- Vermeiden Sie die Anwendung auf geschädigter Haut oder empfindlichen Bereichen (Mund, Augen).
- Führen Sie vor der vollständigen Anwendung einen Empfindlichkeitstest mit einem kleinen Stück Tape auf der Haut durch, um zu prüfen, ob unerwünschte Reaktionen auftreten.
- Nicht in direktem Sonnenlicht oder in der Nähe anderer Wärmequellen aufbewahren.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Nur für den einmaligen Gebrauch.

Ecoworks Korea Thysol Hitech Co. Ltd ist nicht für Verletzungen oder Schäden haftbar, die sich aus unsachgemäßer oder nicht vorschriftsgemäßer Nutzung von CureTape Beauty ergeben. Schwerwiegende Vorfälle sollten den örtlichen Behörden und dem Hersteller gemeldet werden.

EESTI KEEL

CureTape Beauty on kõrgkvaliteediline elastne kinesioloogiline teip hüpoallergilise liimikihiga. See on lateksivaba, veekindel, ei sisalda raiaineid ja sead saab mugavalt kanda mitu päeva.

KAVANDATUD KASUTAMINE

CureTape Beauty on mõeldud nahale kandmiseks. See võib stimuleerida keha loomuliku taastumisprotsessi See sobib ka fikseerimiseks ja sihipärase toetuse andmiseks.

KASUTUSJUHEND:

- Kandke puhtale, kuivale nahale.
- Pärast pealekandmist hõõruge õrnalt korralikuks kinnitumiseks.
- Eemaldage järk-järgult karvakasvu suunas.
- Kaaluge teibi eemaldaja kasutamist, kui eemaldamine on keeruline.

HOIATUS:

- Lõpetage kasutamine, kui nahale tekib ärritus või allergilised reaktsioonid.
- Vältida kasutamist kahjustatud nahal või tundlikel kohtadel (suu, silmad).
- Enne täielikku pealekandmist teha väikese teibi tükiuga nahal tundlikkuse test, et kontrollida negatiivseid reaktsioone.
- Ärge hoidke otsese päikesevalguse käes või muude soojusallikate lähedal.
- Hoida lastele kättesaamatus kohas.
- Ainult ühekordseks kasutamiseks.

Ecoworks Korea Thysol Hitech Co. Ltd ei vastuta vigastuste või kahjustuste eest, mis tulenevad toote oskamatust kasutamisest või kasutusviisist

kõrvalekalduvast kasutamisest. Tõsistest vahejuhtumitest tuleb teatada kohalikele ametiasutustele ja tootjale.

ENGLISH

CureTape Beauty is a premium-quality elastic kinesiology tape with a hypoallergenic adhesive layer. It is latex-free, water-resistant, contains no medicinal substances, and can be comfortably worn for several days.

INTENDED USE

CureTape Beauty is designed to be applied to the skin. It can stimulate the body's natural healing process. It is also suitable for fixation and targeted support.

INSTRUCTIONS FOR USE:

- Apply to clean, dry skin.
- Gently rub after application for proper adhesion.
- Remove gradually in the direction of hair growth.
- Consider using a tape remover if removal is difficult.

CAUTION:

- Discontinue use if skin irritations or allergic reactions arise.
- Avoid use on damaged skin and on sensitive areas (eyes, mouth).
- Before full application, conduct a sensitivity test with a small piece of tape on the skin to check for adverse reactions.
- Do not store in direct sunlight or near other heat sources.
- Keep out of children's reach.
- For single-use only.

Ecoworks Korea Thysol Hitech Co. Ltd is not liable for any injuries or damages resulting from incorrect use of CureTape Beauty or when used outside its intended purpose. Serious incidents must be reported to the local authorities and the manufacturer.

ESPAÑOL

CureTape Beauty es una venda kinesiológica elástica de primera calidad con una capa adhesiva ipoalergénica. No contiene látex, resistente al agua, no contiene sustancias medicinales y puede llevarse cómodamente durante varios días.

UTILIZACIÓN PREVISTA

CureTape Beauty está diseñado para aplicarse sobre la piel. Puede estimular el proceso de curación natural del cuerpo. También es adecuado para la fijación y el apoyo específico.

INSTRUCCIONES DE USO:

- Aplicar sobre la piel limpia y seca.
- Frote suavemente después de la aplicación para una adhesión adecuada.
- Retirar gradualmente en la dirección del crecimiento del vello.
- Considere el uso de un removedor de vendas si la retirada es difícil.

PRECAUCIONES:

- Dejar de utilizar si se producen irritaciones cutáneas o reacciones alérgicas.
- Evitar su uso en piel lesionada y en zonas sensibles (ojos, boca).
- Antes de la aplicación completa, realizar una prueba de sensibilidad con un pequeño trozo de venda sobre la piel para comprobar si se producen reacciones adversas.
- No almacenar bajo la luz directa del sol o cerca de otras fuentes de calor.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Para un solo uso.

Ecoworks Korea Thysol Hitech Co. Ltd no se hace responsable de lesiones o daños derivados de un uso inexperto del producto o de un uso que se desvíe de la aplicación prevista. Los incidentes graves deben comunicarse a las autoridades locales y al fabricante.

FRANÇAIS

CureTape Beauty est une bande élastique de kinesiologie de première qualité avec une couche adhésive hypoallergénique. Elle est sans latex, résistante à l'eau, ne contient pas de substances médicinales et peut être portée confortablement pendant plusieurs jours.

UTILISATION PRÉVUE

CureTape Beauty est conçu pour être appliqué sur la peau. Il peut stimuler le processus naturel de récupération du corps. Il est également adapté à la fixation et au soutien ciblé.

MODE D'EMPLOI:

- Appliquer sur une peau propre et sèche.
- Frotter doucement après l'application pour une bonne adhérence.
- Retirer progressivement dans le sens de la pousse des poils.
- En cas de difficulté, privilégier l'utilisation d'un dissolvant adhésif adapté au contact avec la peau.

ATTENTION:

- Cesser l'utilisation en cas d'irritations cutanées ou des réactions allergiques.
- Éviter d'utiliser le produit sur une peau abîmée ou sur des zones sensibles (bouche, yeux).
- Avant l'application complète, effectuer un test de sensibilité avec un petit morceau de bande de taping sur la peau pour vérifier l'absence de réactions indésirables.
- Ne pas conserver à la lumière directe du soleil ou à proximité d'autres sources de chaleur.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Usage unique.

Ecoworks Korea Thysol Hitech Co. Ltd n'est pas responsable des blessures ou des dommages résultant d'une utilisation non professionnelle de CureTape Beauty ou d'une utilisation différente de l'application prévue. Les incidents graves doivent être signalés aux autorités locales et au fabricant.

ITALIANO

CureTape Beauty è un nastro kinesiologico elastico di alta qualità con uno strato adesivo ipoallergenico. È privo di lattice, resistente all'acqua, non contiene sostanze medicinali e può essere indossato comodamente per diversi giorni.

USO PREVISTO

CureTape Beauty è progettato per essere applicato sulla pelle. Può stimolare il naturale processo di recupero dell'organismo. È adatto anche per il fissaggio e il sostegno mirato.

ISTRUZIONI PER L'USO:

- Applicare sulla pelle pulita e asciutta.
- Strofinare delicatamente dopo l'applicazione per una corretta adesione.
- Rimuovere gradualmente nella direzione della crescita dei peli.
- Considerare l'utilizzo di un dispositivo di rimozione del nastro se la rimozione risulta difficile.

ATTENZIONE:

- Interrompere l'uso in caso di irritazioni cutanee o reazioni allergiche.
- Evitare l'uso su pelle danneggiata o su aree sensibili (bocca, occhi).

- Prima dell'applicazione completa, effettuare un test di sensibilità con un piccolo pezzo di nastro adesivo sulla pelle per verificare eventuali reazioni avverse.
- Non conservare alla luce diretta del sole o in prossimità di altre fonti di calore.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Solo monouso.

Ecoworks Korea Thysol Hitech Co. Ltd non è responsabile per lesioni o danni derivanti da un uso inesperto di CureTape Beauty o da un uso diverso da quello previsto. Gli incidenti gravi devono essere segnalati alle autorità locali e al produttore.

LATVIEŠU VALODA

CureTape Beauty ir augstas kvalitātes elastīgs kinezioloģiskais teips ar hipoalērgisku līmes kārtu. Tas nesatur lateksu un ārstnieciskas vielas, ir ūdensnoturīgs un piemērots ērtai lietošanai vairākas dienas.

PAREDZĒTAIS LIETOJUMS

CureTape Beauty ir paredzēts uzklāšanai uz ādas, Tas var stimulēt organisma dabisko dziedināšanas procesu. Tā ir piemērota arī mērķtiecīgai fiksācijai un atbalstam.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS:

- Lietot uz tīras, sausas ādas.
 - Pēc teipa uzlīmēšanas, tas viegli jāpaberzē, lai nodrošinātu labāku tā saķeri ar ādu
 - Neņemt pakāpeniski, matu augšanas virzienā.
 - Ja teipa noņemšana sagādā grūtības, apsvērt iespēju izmantot līdzekli teipa noņemšanai.
- UZMANĪBU:
- Pārtraukt lietošanu, ja tiek novērots ādas kairinājums vai alerģiska reakcija.
 - Izvairīties lietot uz bojātas ādas vai jutīgu zonu (mute, acis).
 - Pirms tā pilnīgas uzlīmēšanas, veikt jutības testu, izmantojot nelielu teipa gabalu, lai pārbaudītu ādas reakciju uz līmi.
 - Nepatērēt tiešos saules staros vai tuvu citiem siltuma avotiem.
 - Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.
 - Tikai vienreizējai lietošanai.

Ecoworks Korea Thysol Hitech Co. Ltd nav atbildīgi par traumām vai bojājumiem, kas radušies neprofesionālas CureTape Beauty lietošanas vai lietošanas, kas atšķiras no paredzētā pielietojuma, rezultātā. Par jebkuru ar medicīniskas ierīces lietošanu saistītu negadījumu vai potenciālu negadījumu ierīces lietotājam trīs dienu laikā pēc negadījuma jāpaziņo Zaļu valsts aģentūrai, kā arī par to jāinformē ražotājs.

LIETUVIŲ KALBA

CureTape Beauty yra aukščiausios kokybės elastinė kineziologinė juosta su hipoalerginiu lipnių sluoksniu. Ji yra be latekso, atspari vandeniui, joje nėra gydomųjų medžiagų ir gali būti patogiai nešiojama kelių dienų.

TIKSLINIS NAUDOJIMAS

CureTape Beauty ir paredzēts uzklāšanai uz ādas. Tas var stimulēt organisma dabisko dziedināšanas procesu. Tā ir piemērota arī fiksācijai un mērķtiecīgai atbalstīšanai.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA:

- Klijuokite ant švarios, sausos odos.
- Užklijuję švelniai patrinkite, kad sukibtų.
- Palipsinę šalinkite plaukų augimo kryptimi.
- Jei nuimti sunku, apsvarstykite galimybę naudoti juostos nuėmiklį.

ATSARGIAI:

- Nutraukite naudojimą, jei atsiranda odos dirglumas arba alerginės reakcijos.
- Venkite naudoti ant pažeistos odos ar jautrių vietų (burnos, akių).
- Prieš naudojimą, atlikite jautrumo testą su nedideliu juostos gabaliėlu ant odos, kad patikrintumėtė, ar nėra nepageidaujamų reakcijų.
- Nelaikykite tiesioginiuose saulės spinduliuose arba šalia kitų šilumos šaltinių.
- Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Tik vienkartiniam naudojimui.

Ecoworks Korea Thysol Hitech Co. Ltd neatsako už sužalojimus ar žałą, atsiradusią dėl netinkamo CureTape Beauty naudojimo arba dėl naudojimo, kuris neatitinka numatytos paskirties. Apie rimtus incidentus reikėtų pranešti vietos valdžios institucijoms ir gamintojui.

MAGYAR

A CureTape Beauty prémium minőségű, elastikus kineziológiai szalag hipoallergén öntapadó réteggel. Latex-mentes termék, vízálló, nem tartalmaz gyógyszert alapanyagokat és akár több napon keresztül is kényelmesen hordható.

SZÁNDÉKOS HASZNÁLAT

A CureTape Beauty a bőrön történő használatra készült. Serkenetheti a szervezet természetes gyógyulási folyamatát. Fálására és célzott támogatás nyújtására is alkalmas.

HASZNÁLATI INSTRUKCIÓK:

- Tiszta, száraz bőrfelületen alkalmazza
- Felhordást követően finoman masszírozza a bőrfelületre a megfelelő tapadás érdekében.
- Fokozatosan távolítsa el a szőr növekedésének irányában
- Amennyiben az eltávolítás nehézségekbe ütközik, fontolja meg tape eltávolító használatát.

FIGYELEM:

- Fejezze be a tape használatát, ha allergies vagy más bőr-irritáció lépne fel.
- Kerülje a tape használatát sérült bőrfelületen vagy érzékeny területeken (pl. száj, szemek).
- Teljes applikációt megelőzően végezzen érzékenységit tesztet egy kis darab tape-pel az adott bőrfelületen és ellenőrizze a rendellenes reakciókat.



Kinesiology tape

Gebruiksaanwijzing
User manual
Manuel de l'utilisateur
Gebrauchsanweisung

www.beautytape.com