



SANOMED 458

Dětská klavikulární bandáž

Univerzální ortéza pro zpevnění klíční kosti a
korekci držení těla u dětí



Návod k použití - SANOMED 458

Děkujeme, že jste si vybrali naši bandáž.
Tento návod vám ji pomůže správně používat.

Informace o účelu použití:

Bandáž je určena k fixaci a podpoře klíční kosti u dětí – zejména při nestabilitě klíční kosti, v pooperačním období a při posturálních problémech (např. korekce držení těla). Slouží jako podpůrný prostředek a nenahrazuje odborné lékařské ošetření.

Indikace: Nestabilita klíční kosti, po operacích v oblasti klíční kosti, posturální problémy.

Kontraindikace:

- Nepoužívejte bandáž na otevřené nebo infikované rány, na podrážděnou pokožku nebo tam, kde je indikován jiný lékařský postup.
- Při zhoršení stavu, vzniku bolesti, otoku, znecitlivění nebo jiných nežádoucích účinků okamžitě bandáž uvolněte a vyhledejte lékařské vyšetření.
- Před dlouhodobým používáním konzultujte použití s lékařem nebo fyzioterapeutem.
- Pokud si nejste jisti volbou velikosti nebo vhodností použití, kontaktujte prodejce/ odborníka.

Nasazení:

1. Uvolněte suché zipy a položte zádivou část doprostřed lopatek.
2. Vezměte obě ramenní části a vedte je přes ramena směrem dopředu; poté je spusťte pod paže (podpaží).
3. Provléknete je na zádech přezkami, utáhněte a zapněte suché zipy.
4. Ramena by měla být mírně stažena dozadu.



Odložení bandáže:

- Rozepněte přezku a sejmete bandáž.
- Zapněte suché zipy pro delší životnost bandáže.

Údržba a čištění:

- Používejte jemný prací prostředek a doporučujeme síťku na praní.
- Zapněte všechny suché zipy.
- Výrobek nikdy nevystavujte přímému působení tepla/chladu. Respektujte pokyny k péči uvedené na všité etiketě na horním okraji produktu.
- Pravidelná péče zaručuje optimální účinek.
- Perte v ruce nebo v pračce při teplotě 30°C.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo bělidla.
- Nežehlete a nesušte v sušičce.

Skladování

Skladujte na suchém a chladném místě mimo dosah přímého slunečního světla. Zabraňte deformaci bandáže tím, že ji nebudete skládat nebo přetěžovat.



SANOMED, spol. s r.o.
Palackého třída
240/75 612 00 Brno
Czechia



Medical Device
(Zdravotnický prostředek)

Materiálové složení:
PA, PES, PU pěna

Ohlašovací povinnost:

Závažné nežádoucí příhody, definované ve článku 2 (č. 65) nařízení (EU) 2017/745 (MDR), je třeba nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu.