



medi GmbH & Co. KG
Medicusstraße 1
D-95448 Bayreuth
Germany
T +49 921 912-0
F +49 921 912-780
ortho@medi.de
www.medi.de

medi Australia Pty Ltd
 83 Fennell Street
 North Parramatta NSW 2151
 Australia
 T +61-2 9890 8696
 F +61-2 9890 8439
 sales@mediaustralia.com.au
 www.mediaustralia.com.au

medi Austria GmbH
 Adamgasse 16/7
 6020 Innsbruck
 Austria
 T +43 512 57 95 15
 F +43 512 57 95 15 45
 vertrieb@medi-austria.at
 www.medi-austria.at

medi Belgium bvba
 Posthoornstraat 13/1
 3582 Koersel
 Belgium
 T: +32-11 24 25 60
 F: +32-11 24 25 64
 info@medibelgium.be
 www.medibelgium.be

medi Brasil
 Rua Cristovan de Vita, n.º 260, Un. 30,
 Centro Logístico Raposo Tavares,
 Vila Camargo
 Vargem Grande Paulista - SP
 CEP 06730-000
 Brasil
 T: +55-11-3500 8005
 sac@medibrasil.com
 www.medibrasil.com

medi Canada Inc / médi Canada Inc
 597, Rue Duvernay, Verchères
 QC Canada J0L 2R0
 T: +1 450-583-3317 / +1 800 361 3153
 F: +1 888-583-6827
 service@medicanada.ca
 www.medicana.ca

MAXIS a.s.,
 medi group company
 Slezská 2127/13
 120 00 Prague 2
 Czech Republic
 T: +420 571 633 510
 F: +420 571 616 271
 info@maxis-medica.com
 www.maxis-medica.com

medi Danmark ApS
 Vejlegardsvej 59
 2665 Vallensbaek Strand
 Denmark
 T +45-70 25 56 10
 F +45-70 25 56 20
 kundeservice@sw.dk
 www.meditandmark.dk

medi Bayreuth Espana SL
 C/Canigo 2-6 bajos
 Hospitalet de Llobregat
 08901 Barcelona
 Spain
 T +34-932 60 04 00
 F +34-932 60 23 14
 medi@mediespana.com
 www.mediespana.com

medi France
 Z.I. Charles de Gaulle
 25, rue Henri Farman
 93297 Tremblay en France Cedex
 France
 T +33-1 48 61 76 10
 F +33-1 49 63 33 05
 infos@medi-france.com
 www.medi-france.com



4 026398 740621



EO10216 / 05.2019

medi

protect.Abdominal support

Elastische Bauchbinde · Abdominal support · Ceinture abdominale · Soporte abdominal

Gebrauchsanweisung. Instructions for use. Mode d'emploi. Instrucciones de uso. Instruções para aplicação. Istruzioni per l'uso. Gebruiksaanwijzing. Brugsvejledning. Bruksanvisning. Návod k použití. Uputa za uporabu. Instrukcja po użytkowaniu. Kullannma kılavuzu. Instrukcja zakładania. Οδηγία εφαρμογής. Használati útmutató. Uputstvo za upotrebu. Інструкція з використання. Návod na použitie. 使用说明. Instrucțiuni de utilizare.



Wichtige Hinweise

Das Medizinprodukt ist nur zum Gebrauch an einem Patienten bestimmt. Wird es für die Behandlung von mehr als einem Patienten verwendet, erlischt die Produkthaftung des Herstellers. Sollten übermäßige Schmerzen oder ein unangenehmes Gefühl während des Tragens auftreten, kontaktieren Sie bitte umgehend Ihren Arzt oder ihr versorgendes Fachgeschäft. Tragen Sie das Produkt nicht auf offenen Wunden und nur unter vorheriger medizinischer Anleitung.

Important notes

This medical device is made for single patient use only. If it is used for treating more than one patient, the manufacturer's product liability will become invalid. If undue pain or an unpleasant sensation develops while you are wearing the product, please consult your doctor or orthotist immediately. Do not wear the product over open wounds, and use it only as instructed by your doctor or orthotist.

Remarques importantes

Le dispositif médical est destiné à un usage individuel. S'il est utilisé pour le traitement de plusieurs patients, le fabricant décline toute responsabilité. Si des douleurs extrêmes ou une sensation de gêne devaient se manifester durant l'utilisation, veuillez consulter immédiatement votre médecin ou votre technicien-orthopédiste. Ne portez pas le produit sur des plaies ouvertes. Ne portez le produit qu'uniquement après avoir reçu les instructions du médecin.

Advertencia importante

El producto médico solo está destinado a su uso en un paciente. En el caso de que se utilice para el tratamiento de más de un paciente, desaparece la responsabilidad del fabricante sobre el producto. De producirse dolores excesivos o una sensación de incomodidad durante el uso del producto, sírvase solicite ayuda de su médico o técnico ortopédico inmediato. No utilice el producto sobre heridas abiertas. Úselo sólo por prescripción médica.

Indicações importantes

O dispositivo médico destina-se a ser utilizado apenas num paciente. Se for utilizado para o tratamento de mais de um paciente, prescreve a responsabilidade do fabricante. Se surgirem dores excessivas ou uma sensação desagradável durante a utilização, por favor consulte imediatamente o seu médico ou técnico ortopédico. Não use o produto sobre feridas abertas e utilize-o apenas sob recomendação médica.

Avvertenze importanti

Dispositivo medico ad essere utilizzata da un singolo paziente. L'utilizzo per il trattamento di più di un paziente farà decadere la responsabilità da parte del produttore. Nel caso in cui, durante l'uso, sopravvengano dolori o sensazione di disagio, consultare immediatamente il medico o il negozio specializzato di fiducia che l'ha fornita. Non applicare il prodotto su ferite aperte e utilizzare sempre secondo le istruzioni del medico curante.

Belangrijke aanwijzingen

Het medische product is gemaakt voor gebruik door één patiënt. Indien ze voor de behandeling van meer dan één patiënt wordt gebruikt, aanvaardt de producent geen aansprakelijkheid. Mocht u tijdens het dragen veel pijn of een onaangenaam gevoel hebben, vraag onmiddellijk uw arts of orthopedisch instrumentenmaker om raad. Draag het product niet op open wonden en slechts na medische instructie vooraf.

Vigtige oplysninger

Det medicinske produkt er kun beregnet til brug på én patient. Bruges den i behandlingen af mere end en patient, bortfalder producentens produktansvar. Skulle der opstå store smerter eller en følelse af ubehag mens du har produktet på, skal du straks tage produktet af og konsultere din læge eller bandagist. Anbring ikke produktet oven på åbne sår og brug kun produktet efter forudgående lægelig vejledning.

Viktiga råd

Den medicinska produkten är avsedd för att användas för endast en patient. Om den används av flera patienter, gäller inte tillverkarens garanti. Om starka smärtor eller obehagskänslor uppträder vid bärande av produkten, kontakta omgående din läkare eller din återförsäljare. Bär inte produkten på öppna sår och bara efter föregående medicinsk anvisning.

Důležitá informace

Medicinský produkt je určen pro použití u pouze jednoho pacienta. Budete-li ho používat při léčbě více než jednoho pacienta, zaniká záruka za produkt poskytovaná výrobcem. Pokud by se během nošení vyskytly nepřiměřené bolesti nebo nepřijemný pocit, sejměte, prosím okamžitě výrobek a vyhledejte svého lékaře nebo prodejnu, kde jste výrobek zakoupili. Výrobek nenoste na otevřených ranách a používejte jen podle předchozího lékařského návodu.

Važna upozorenja

Medicinski proizvod je namijenjen za upotrebu isključivo na jednom pacijentu. Ako se isti koristi za liječenje više od jednog pacijenta, jamstvo proizvođača prestaje vrijediti. Ako se za vrijeme nošenja proizvoda pojavi bol ili osjećaj nelagodje, odmah potražite savjet liječnika ili specijalizirane trgovine u kojoj ste kupili proizvod. Proizvod ne nosite na otvorenim ranama te ga koristite samo prema medicinskim uputama.

Важные замечания

Данное медицинское изделие предназначено для использования только одним пациентом. В случае использования изделия более чем одним пациентом гарантии производителя утрачивают силу. Если при использовании изделия у Вас возникли боль или неприятные ощущения, пожалуйста, немедленно снимите его и проконсультируйтесь у Вашего врача. Не носите изделие при наличии открытых ран. Применяйте изделие только согласно рекомендации Вашего врача.

Önemli uyarı

Bu ürün tıbbi cihaz kategorisine girer ve yalnızca hastalar üzerinde kullanılmalıdır. Aynı ortezin birden fazla hastada kullanılması durumunda tıbbi ürünlere düzenleme getiren kanunun anladığı anlamda üreticinin ürünün kaynaklanan sorumluluğu sona erer. Taşıma sırasında aşırı ağrı ve rahatsızlık duygusu görülmesi durumunda, lütfen derhal doktor veya ortopedi teknisyenini arayınız. Bandajın tıbbi fonksiyonunu azaltmaması için asla yapısının değiştirilmemesi gereklidir. Bu gibi durumlarda (örneğin dikişinin sökülmesi gibi) üretici garantimiz sona erer.

medi. I feel better.



1

2

3

protect. Abdominal support

Zweckbestimmung

protect. Abdominal support ist eine elastische Bauchbinde. Das Produkt ist ausschließlich zur orthetischen Versorgung des Abdomen einzusetzen und nur für den Gebrauch bei intakter Haut und sachgemäßer Wundabdeckung bestimmt.

Indikationen

- Zur post-operativen Behandlung
- Nach chirurgischen Eingriffen im Thorax- und Abdominalbereich
- Bei postoperativen Ödemen
- Bei Prellungen des Brustkorbes
- Bei Rippenbrüchen
- Zur Stützung der Bauchmuskulatur
- Zur Entlastung der Wirbelsäule
- Zur Erleichterung der Narbenheilung

Kontraindikationen

Zur Zeit nicht bekannt

Anziehanleitung

- Legen Sie die Bauchstützbandage um den Körper.
- Schließen Sie die Bandage, indem Sie leicht an den beiden Enden ziehen und diese dann übereinanderlegen.

Pflegehinweise

- Klettverschlüsse bitte vor dem Waschen schließen. Seifenrückstände, Cremes oder Salben können Hautirritationen und Materialverschleiß hervorrufen.
- Waschen Sie das Produkt, vorzugsweise mit medi clean Waschmittel, von Hand.
 - Nicht bleichen.
 - Lufttrocknen.
 - Nicht bügeln.
 - Nicht chemisch reinigen.



Lagerungshinweis

Bitte das Produkt trocken lagern und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Materialzusammensetzung

Polyester, Elastodiene, Polyamid, Baumwolle

Haftung

Die Haftung des Herstellers erlischt bei nicht zweckmäßiger Verwendung. Beachten Sie dazu auch die entsprechenden Sicherheitshinweise und Anweisungen in dieser Gebrauchsanweisung.

Entsorgung

Sie können das Produkt über den Hausmüll entsorgen.

medi Hungary Kft.
Bokor u. 21.
1037 Budapest
Hungary
T +36 1 371-0090
F +36 1 371-0091
info@medi.hu
www.medi.hu

medi Nederland BV
Heusing 5
4817 ZB Breda
The Netherlands
T +31-76 57 22 555
F +31-76 57 22 565
info@medi.nl
www.medi.nl

medi Polska Sp. z o.o.
Zygmunta Starego 26
44-100 Gliwice
Poland
T +48-32 230 60 21
F +48-32 202 87 56
info@medi-polska.pl
www.medi-polska.pl

medi Bayreuth Unipessoal, Lda
Rua do Centro Cultural, no. 43
1700-106 Lisbon
Portugal
T +351-21 843 71 60
F +351-21 847 08 33
medi.portugal@medibayreuth.pt
www.medi.pt

medi RUS LLC
Business Center NEO GEO
Butlerova Street 17
117342 Moscow
Russia
T +7-495 374 04 56
F +7-495 374 04 56
info@medirus.ru
www.medirus.ru

medi Trading (Shanghai) Co. Ltd.
Room 105, Building No. 4,
Lane 500 ShengXia Road
Pudong New District
201210 Shanghai
People's Republic of China
T: +86-21 61761988
F: +86-21 61769607
infocn@medi.cn

Medi Turk Ortopedi Medikal Ic ve Dis Tic. AS
Kültür mah. çaldıran sok.14/3
06420 Çankaya/Ankara
Turkey
T +90 312 435 20 26
F +90 312 434 22 82
info@medi-turk.com
www.medi-turk.com

medi UK Ltd.
Plough Lane
Hereford HR4 OEL
Great Britain
T +44-1432 37 35 00
F +44-1432 37 35 10
enquiries@mediuk.co.uk
www.mediuk.co.uk

medi Ukraine LLC
Tankova Str. 8, office 35
Business-center „Flora Park“
Kiev 04112
Ukraine
T +380 44 591 11 63
F +380 44 392 73 73
info@medi.ua
http://medi.ua

medi USA L.P.
6481 Franz Warner Parkway
Whitsett, N.C. 27377-3000
USA
T +1-336 4 49 44 40
F +1-888 5 70 45 54
info@mediusa.com
www.mediusa.com

protect. Abdominal support

Intended purpose

The product is exclusively to be used for the orthotic fitting of the abdomen and only on unbroken skin or any wounds have been properly covered.

Indications

- Postoperative treatment
- After operations to the chest or abdomen
- Postoperative oedema
- Bruising to the rib cage
- Broken ribs
- To support abdominal musculature
- To relieve pressure on the spinal column
- To facilitate healing of scars

Contraindications

None known to date

Fitting instructions

- Place the stomach protection support on the body.
- Fasten the support by pulling lightly on both ends and lying these on top of each other.

Care instructions

Hook and loop fasteners should be closed for washing. Soap residues, lotions and ointments can cause skin irritation and material wear.

- Wash the product by hand, preferably using medi clean washing agent.
- Do not bleach.
- Leave to dry naturally.
- Do not iron.
- Do not dry clean.

Storage instructions

Keep the product in a cool, dry place and do not expose to direct sunlight.

Material composition

Polyester, elastodiene, polyamide, cotton

Liability

The manufacturer's liability will become void if the product is not used as intended. Please also refer to the corresponding safety information and instructions in this manual.

Disposal

The product can be disposed of in the domestic waste.



protect. Abdominal support

Utilisation prévue

protect.Abdominal support est une ceinture abdominale. Le produit doit être ajusté correctement sur le bas du dos et seulement sur une peau saine et avec un recouvrement des plaies en bonne et due forme.

Indications

- Pour le traitement post opératoire
- À la suite d'interventions chirurgicales dans la zone thoracique et abdominale
- En cas d'œdèmes postopératoires
- En cas de contusion du thorax
- En cas de fracture de côtes
- Pour le soutien de la musculature abdominale
- Pour soulager la colonne vertébrale
- Pour faciliter la cicatrisation

Contre-indications

Aucune connue à ce jour.

Instructions sur la manière de mettre le bandage.

- Placez le bandage de soutien abdominal autour du tronc.
- Fermez le bandage en tirant légèrement les extrémités que vous devez ensuite superposer.

Conseils d'entretien

Fermer les bandes agrippantes avant le lavage. Les restes de savon, de crème ou de pommades peuvent causer des irritations cutanées et une usure prématurée du matériau.

- Laver le produit à la main, de préférence en utilisant le détergent medi clean.
- Ne pas blanchir.
- Séchage à l'air.

- Ne pas repasser.
- Ne pas nettoyer à sec.



Conseils de conservation

Conservez le produit dans un endroit sec et ne l'exposez pas à la lumière du jour directe.

Composition

Polyester, elastodiene, polyamide, coton

Responsabilité

Toute utilisation non conforme annule la responsabilité du fabricant. Veuillez à cet effet consulter également les consignes de sécurité et les instructions figurant dans ce mode d'emploi.

Recyclage

Vous pouvez jeter ce produit dans les ordures ménagères.

protect. Abdominal support

Finalidad

protect.Abdominal support es un soporte abdominal. El producto solamente puede ser utilizado exclusivamente para uso ortopédico en la parte del abdomen y en piel intacta y/o sobre heridas debidamente cubiertas.

Indicaciones

- Para el tratamiento postoperatorio
- Después de intervenciones quirúrgicas en la zona torácica y abdominal
- En edemas postoperatorios
- En contusiones de la caja torácica
- En fracturas de costillas
- Para reforzar la musculatura abdominal
- Para descargar la columna vertebral
- Para mejorar la cicatrización

Contraindicaciones

No conocidas hasta ahora.

Instrucciones de colocación

- Coloque el vendaje de soporte alrededor de la región abdominal (barriga).
- Cierre el vendaje tirando suavemente de ambos extremos y superponiendo uno sobre otro.

Instrucciones de cuidado

Cierre los cierres de gancho y bucle antes de proceder al lavado. Los restos de jabón pueden causar irritaciones cutáneas y desgaste del material.

- Lave el producto a mano, preferiblemente con el detergente medi clean.
- No blanquear.
- Secar al aire.

- No planchar.
- No limpiar en seco.



Instrucciones de almacenamiento

Por favor, guardar el producto en lugar seco y protegido del sol.

Composición

Poliéster, elastodieno, poliamida, algodón

Garantía

La garantía del fabricante se anulará en caso de un empleo no previsto. Deberá tener en cuenta al respecto las indicaciones de seguridad y las instrucciones de este manual.

Eliminación

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.

protect. Abdominal support

Finalidade

protect.Abdominal support é um bandagem abdominal. Este produto deve ser exclusivamente utilizado para o apoio da abdomen e apenas sobre pele intacta e com a devida cobertura da ferida.

Indicações

- Tratamento pós-operatório
- Após intervenções cirúrgicas na região torácica e abdominal
- Edemas pós-operatórios
- Contusões do tórax
- Fracturas de costelas
- Apoio da musculatura abdominal
- Alívio da coluna vertebral
- Para promover a cicatrização

Contra-indicações

Desconhecidas até à data.

Instruções de colocação

- Coloque a bandagem de protecção abdominal no corpo.
- Feche a bandagem puxando ligeiramente as extremidades até que se sobreponham.

Instruções de lavagem

Os fechos de gancho e argola têm de estar fechados para a lavagem. Restos de sabão podem causar irritações cutâneas e desgaste precoce do material.

- Preferencialmente lave o produto à mão com detergente medi clean.
- Não usar branqueadores
- Deixar secar ao ar.
- Não passar a ferro
- Não limpar a seco.



Conservação

Conserve o produto em lugar fresco e seco e não o exponha directamente ao sol.

Composição

Poliéster elastodiene, poliamida, algodão

Responsabilidade Civil

A responsabilidade civil do fabricante extingue-se em caso de uso indevido. Neste contexto, observe também as respetivas instruções de segurança e indicações existentes neste manual de instruções.

Destruição

Para destruir coloque no lixo doméstico.

protect. Abdominal support

Scopo

protect.Abdominal support è un corsetto. Il prodotto è destinato esclusivamente ad uso ortopedico per la zona addome e solo su pelle integra o su ferite adeguatamente coperte.

Indicazioni

- Per il trattamento postoperatorio
- In seguito a interventi chirurgici nell'area toracica e addominale
- In caso di edemi postoperatori
- In caso di contusioni della gabbia toracica
- In caso di costole fratturate
- Per sostenere la muscolatura addominale
- Per alleggerire la pressione sulla colonna vertebrale
- Per favorire la cicatrizzazione

Controindicazioni

Attualmente non note.

Istruzioni d'uso

- Applicare il bendaggio di supporto per il ventre intorno al corpo.
- Chiudere il bendaggio tirando leggermente entrambe le estremità e porre queste ultime una sull'altra.

Indicazioni per la manutenzione

Prima del lavaggio, le chiusure a strappo asola-uncino devono essere chiuse.

Residui di sapone, creme o pomate possono provocare irritazioni cutanee e deteriorare il materiale.

- Lavare il prodotto preferibilmente a mano con detersivo medi clean.
- Non usare candeggina.
- Asciugare all'aria.
- Non stirare.
- Non lavare a secco.



Avvertenze per la conservazione

Conservare il prodotto in luogo asciutto e protetto dalla luce solare diretta.

Composizione materiale

Poliestere, Elastodiene, poliammide, cotone

Responsabilità

La responsabilità del produttore decade in caso di utilizzo inappropriato. A questo proposito rispettare le indicazioni di sicurezza e le istruzioni contenute in questo manuale per l'uso.

Smaltimento

Il prodotto può essere smaltito con i rifiuti domestici.

protect. Abdominal support

Beoogd doel

De protect.Abdominal support is een buikbandage. Dit product is uitsluitend voor gebruik op de buik en met huid die intact is en bij deskundige wondafdekking.

Indicaties

- Voor de postoperatieve behandeling
- Na chirurgische borst- en buikingrepen
- Bij postoperatieve oedemen
- Bij kneuzingen van de borstkas
- Bij ribbreuken
- Ter ondersteuning van de buikspieren
- Ter ontlasting van de wervelkolom
- Ter bevordering van littekengenezing

Contraindicaties

Momenteel niet bekend

Gebruiksaanwijzingen

- Leg de buikbandage om het lichaam.
- Sluit de bandage door voorzichtig aan de beide uiteinden te trekken en deze over elkaar te leggen.

Wasinstructies

Klittebandsluitingen moeten voor het wassen worden gesloten. Zeepresten kunnen leiden tot huidirritatie en slijtage van het materiaal.

- Was het product met de hand, bij voorkeur met medi clean-wasmiddel.
- Niet bleken.
- Aan de lucht laten drogen.
- Niet strijken.
- Niet chemisch reinigen.



Bewaarinstructie

Gelieve het product droog te bewaren en te beschermen tegen direct zonlicht.

Materiaalsamenstelling

Polyester, Elastodieen, polyamide, katoen

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de fabrikant vervalt bij ondeskundig gebruik. Houd daartoe ook rekening met de desbetreffende veiligheidsinstructies en aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing.

Afvalverwijdering

U kunt het product bij het huishoudelijke afval doen.

protect. Abdominal support

Formål

protect.Abdominal support er et mavebælte. Produktet må udelukkende anvendes på maven og kun på normal hud og korrekt sårforbinding.

Indikationer

- Til post-operativ behandling
- Efter kirurgiske indgreb i thorax- og abdominalområdet
- Ved post-operative ødemer
- Ved kvæstelser af brystkassen
- Ved ribbensbrud
- Til støtte af mavemuskulaturen
- Til aflastning af rygsøjlen
- For hurtigere sårheling

Kontraindikationer

Ingen kendte til dato

Sådan tages bandagen på

- Læg mavestøtten rundt om kroppen.
- Luk bandagen ved at trække let i begge ender og derefter lægge dem hen over hinanden.

Vaskeanvisning

Luk venligst burrelukningerne før vask. Sæberester kan fremkalde hudirritationer og materialeslid.

- Produktet skal håndvaskes, fortrinsvist med medi clean-vaskemiddel.
- Må ikke bleges
- Lufttørres
- Må ikke stryges.
- Må ikke rengøres kemisk.



Opbevaringsinstruktioner

Opbevares tørt og beskyttes mod direkte sollys.

Materialesammensætning

Polyester, elastodien, polyamid, bomuld

Ansvar

Fabrikantens ansvar bortfalder i tilfælde af ukorrekt anvendelse. Tag også hensyn til de pågældende sikkerhedshenvisninger og instruktionerne i denne brugsvejledning.

Bortskaffelse

Produktet kan bortskaffes sammen med det almindelige husholdningsaffald.

protect. Abdominal support

Ändamål

protect. Abdominal support är ett magbandage. Produkten får endast användas som ortotikstöd för magen och endast på oskadad hud.

Indikationer

- För postoperativ behandling
- Efter operationer i torax- och abdominalområdet
- Vid postoperativa ödem
- Vid hematoma på bröstkorgen
- Vid revbensbrott
- För att stödja magmuskulaturen
- För att avlasta ryggen
- För att underlätta läkning av ärr

Kontraindikationer

Hittills inte kända

Användaranvisning

- Lägg det skyddande bandaget mot magen.
- Stäng bandaget genom att dra lätt i båda ändarna och lägga dem över varandra.

Tvättråd

Förslut kardborrebanden och avlägsna gångjärnen före tvätt. Tvårester kan framkalla hudirritation och materialförlitning. Produkten kan användas i både söt- och saltvatten.

- Tvätta produkten för hand, företrädesvis med medi clean tvättmedel.
- Får ej blekas.
- Låt lufttorka.
- Får ej strykas.
- Får ej kemtvättas.



Förvaring

Förvara produkten torrt och utsatt den inte för direkt solljus.

Materialsammansättning

Polyester, Elastodien, polyamid, bomull

Ansvar

Tillverkarens ansvar upphör vid en icke avsedd användning. Observera även de respektive säkerhetsanvisningarna och anvisningarna i den här bruksanvisningen.

Avfallshantering

Produkten kan kastas med hushållsavfall.

protect. Abdominal support

Informace o účelu použití

protect.Abdominal support je břišní pás. Výrobek je určen výhradně k ortotické terapii břicha, pokožka v oblasti přiložení bandáže nesmí být poškozená nebo poraněná a případná rána musí být odborně zakryta.

Indikace

- K pooperačnímu ošetření
- Po chirurgických zákrocích v oblasti toraxu a abdominální oblasti
- Při pooperačních edémech
- Při zhmoždění hrudního koše
- Při zlomeninách žeber
- K podepření břišního svalstva
- K odlehčení páteře
- K usnadnění hojení jizev

Kontraindikace

V současné době nejsou žádné známy.

Návod k nasazení

- Přiložte ochrannou bandáž břicha kolem těla.
- Bandáž uzavřete lehkým zatažením za oba konce, které následně přeložte přes sebe.

Pokyny k praní

Pásky na suchý zip před praním zapněte. Zbytky mýdla mohou způsobit podráždění kůže a vést k opotřebení materiálu.

- Výrobek perte v ruce a nejlépe za použití pracího prostředku medi clean.
- Nebělit
- Sušit na vzduchu.
- Nežehlit.
- Chemicky nečistit.

Pokyny pro skladování

Výrobku skladujte na suchém místě chráněném před přímými slunečními paprsky.

Materiálové složení

Polyester, Elastodiene, polyamid, bavlna

Ručení

Ručení výrobce zaniká při nesprávném používání. Dodržujte také příslušné bezpečnostní pokyny a instrukce v tomto návodu k používání.

Likvidace

Dosloužilý výrobek můžete odstranit s komunálním odpadem.



protect. Abdominal support

Namjena

protect.Abdominal support je potpora za abdomen. Proizvod je namijenjen isključivo za ortopedsku primjenu te može biti primijenjen samo na neoštećenu kožu za propisno prekrivanje rane.

Indikacije

- Za post-operativni tretman
- Nakon kirurških zahvata u području toraksa i abdomena
- Kod post-operativnih edema
- Kod nagnječenja prsnog koša
- Kod prijeloma rebra
- Za potporu trbušnih mišića
- Za rasterećenje kralježnice
- Za olakšavanje izlječenja ožiljaka

Kontraindikacije

Do danas nepoznate

Upute

- Omotajte pojas oko tijela.
- Zakopčajte ga tako da lagano povučete oba kraja i zatim ih preklopite.

Upute za održavanje

Čižak-trake zatvorite prije pranja. Ostaci sapuna, krema ili masti mogu izazvati iritacije kože i trošenje materijala.

- Proizvod perite ručno, po mogućnosti sredstvom za pranje medij clean.
- Ne izbjeljajte.
- Ostavite sušiti na zraku.
- Ne glačajte.
- Ne čistite kemijski.



Upute za skladištenje

Čuvati na hladnom, suhom mjestu, zaštićeno od svjetlosti.

Sastav

Poliestersko vlakno, elastodiensko vlakno, poliamidno vlakno, pamuk

Jamstvo

Jamstvo proizvođača prestaje važiti u slučaju nenamjenske uporabe. Pri tome slijedite i odgovarajuće sigurnosne napomene i instrukcije u ovim uputama za uporabu.

Zbrinjavanje

Proizvod se može odložiti s kućanskim otpadom.

protect.
Abdominal
support

Назначение

protect. Abdominal support является эластичным бандажом для живота. Продукт предназначен исключительно для использования в качестве ортопедического бандажа для живота. Его можно наносить только на неповрежденную кожу в качестве раневого покрытия.

Показания

- при постоперационных состояниях
- после хирургических операций в области грудной клетки и брюшной полости
- при постоперационных отеках
- при ушибах грудной клетки
- при переломах ребер
- для поддержания брюшных мышц
- для снижения нагрузки на позвоночник
- для ускорения процесса заживления рубцов

Противопоказания

До настоящего времени не выявлены

Инструкция по наложению

- Расположите поддерживающий бандаж для живота вокруг тела.
- Застегните бандаж, слегка потянув за оба конца и наложив их один на другой.

Рекомендации по уходу

Перед стиркой застегните застёжки-липучки. Остатки мыла могут вызвать раздражение кожи и способствовать износу материала.

- Стирайте изделие вручную предпочтительно с использованием моющего средства **medi clean**.

- Не отбеливать.
- Сушить на воздухе.
- Не гладить.
- Не подвергать химической чистке.



Инструкция по хранению

Хранить в сухом месте, защищать от прямого попадания солнечных лучей.

Материалы


Полиэфир, эластодиен, полиамид,
хлопок

Ответственность

При использовании изделия не по назначению производитель не несет никакой ответственности. Также соблюдайте указания по безопасности и предписания, приведенные в этой инструкции.

Утилизация

Изделие можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.



protect. Abdominal support

Kullanım amacı

protect.Abdominal support, elastik bir karın bağıdır. Ürün yalnızca, karın bölgesinin ortotik olarak desteklenmesini sağlamada ve sadece sağlam deri üzerinde ve yaralanmaların uygun şekilde kapatılmasında kullanılabilir.

Endikasyonlar

- Postoperatif tedavi için
- Toraks ve abdominal bölgedeki cerrahi girişimlerden sonra
- Postoperatif ödemlerde
- Göğüs kafesi ezilmelerinde
- Kaburga kırıklarında
- Karın kaslarının desteklenmesi için
- Omurganın rahatlatılması için
- Yara izlerinin iyileşmesini kolaylaştırmak için

Kontrendikasyonlar

Bugüne kadar bilinen yok.

Kullanım talimatı

- Karın destekleyici bandajı bedeninize sarınız.
- Hafifçe uçlarından çekerek, üst üste bindirerek, bandajı kapatınız.

Bakım önerileri

- Cırt bantları lütfen yıkama öncesinde kapatın. Sabun artıkları cilt tahrişleri ve malzeme aşınmasına yol açabilir.
- Ürünü tercihen medi clean deterjanı ile elle yıkayın.
 - Beyazlatıcı kullanmayın
 - Havada kurumaya bırakın
 - Ütülemeyin.
 - Kimyasal temizliğe vermeyin.



Saklama

Lütfen ortezi kuru bir ortamda saklayınız ve doğrudan güneş ışığından koruyunuz.

Materyal

Polyester, Elastodiene, poliamid, pamuk

Sorumluluk

Uygunsuz kullanım sonucu doğabilecek durumlardan imalatçı sorumlu tutulamaz. Bu nedenle, ilgili güvenlik uyarılarını ve bu kullanım kılavuzundaki talimatları mutlaka göz önünde bulundurun.

Atığa ayırma

Ürünü ev çöpu üzerinden atığa ayırabilirsiniz.

protect. Abdominal support

Przeznaczenie

protect. Abdominal support – pas brzuszny. Produkt ma wyłącznie zastosowanie ortopedyczne i może być noszony wyłącznie na nieuszkodzoną skórę do prawidłowego opatrywania ran.

Wskazania

- Do wspomagania leczenia pooperacyjnego
- Po zabiegach chirurgicznych w obrębie jamy brzusznej i klatki piersiowej
- Przy obrzękach pooperacyjnych
- Przy stłuczeniach klatki piersiowej
- Przy złamaniach żeber
- W celu wzmocnienia mięśni brzucha
- W celu odciążenia kręgosłupa
- W celu ułatwienia gojenia się blizn

Przeciwwskazania

W chwili obecnej nie znane.

Instrukcja zakładania

- Założyć bandaż podtrzymujący partię brzuszne wokół ciała.
- Zamknąć bandaż, pociągając lekko za oba końce i nakładając jeden koniec na drugi

Wskazówki dotyczące pielęgnacji

Przed praniem należy pamiętać o zapięciu mocowania na rzep. Resztki detergentu mogą powodować podrażnienia skóry oraz uszkadzać materiał.

- Do prania produktu używać najlepiej środka medi clean. Zalecane pranie ręczne.
- Nie wybielać.
- Suszyć na powietrzu.
- Nie prasować.
- Nie czyścić chemicznie.



Przechowywanie

Produktów należy przechowywać w suchym miejscu i chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Skład materiału

Poliester, Elastodiene, poliamid, bawełna

Odpowiedzialność

Odpowiedzialność producenta wygasa w przypadku zastosowania niezgodnego z przeznaczeniem. Należy również uwzględniać odnośne wskazówki bezpieczeństwa i informacje zawarte w niniejszej instrukcji eksploatacji.

Utylizacja

Produkt można zutylizować z odpadami z gospodarstwa domowego.

To protect. Abdominal support είναι μία ελαστική ζώνη στήριξης της κοιλιακής χώρας. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη στήριξη της κοιλιακής χώρας και μόνο σε άθικτο δέρμα, στο οποίο έχουν καλυφθεί σωστά οι πληγές.

- Για μετεγχειρητική χρήση
- Μετά από χειρουργικές επεμβάσεις στην περιοχή του θώρακα και της κοιλιάς
- Σε μετεγχειρητικά οιδήματα
- Σε θλάσεις του θώρακα
- Σε κατάγματα πλευρών
- Για υποστήριξη των κοιλιακών μυών
- Για ανακούφιση της σπονδυλικής στήλης
- Για πρόωθηση της επούλωσης

Προς στιγμή δεν υπάρχουν
γνωστές αντενδείξεις/παρενέργειες.

- Τυλίξτε τη ζώνη στήριξης της κοιλιακής χώρας γύρω από τη μέση σας.
- Κλείστε τη ζώνη τραβώντας ελαφρά τα δύο άκρα της και, στη συνέχεια, κολλήστε το ένα άκρο πάνω από το άλλο.

Κλείστε τους συνδέσμους τύπου βέλκρο πριν από πλύσιμο. Τα κατάλοιπα του σαπουνιού μπορούν να προκαλέσουν δερματικούς ερεθισμούς και φθορά του υλικού.

- Πλύνετε το προϊόν στο χέρι, κατά προτίμηση με το καθαριστικό medi clean.

- Μην χρησιμοποιείτε λευκαντικό.
- Στεγνώνετε στον αέρα.
- Μην σιδερώνετε.
- Μην κάνετε στεγνό καθάρισμα.



Παρακαλούμε να φυλάξετε το ορθωτικό
μηχάνημα σε στεγνό μέρος και
προστατέψτε το από άμεση ηλιακή
ακτινοβολία.

Πολυεστέρας, ελαστοδιένιο, πολυαμίδη,
βαμβάκι

Η ευθύνη του κατασκευαστή παύει σε περίπτωση μη ορθής χρήσης.
Προσέχετε, επίσης, τις αντίστοιχες υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες στις παρούσες οδηγίες χρήσης.

Μπορείτε να απορρίψετε το προϊόν μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

protect. Abdominal support

Rendeltetés

A protect.Abdominal support egy rugalmas hasvédőkötés. A termék kizárólag a hasizomzat megtámasztására használható, és csak ép bőr és szakszerű sebfedés esetén használható.

Javallatok

- Műtétek utókezelése
- Mellkasi vagy hasi területen történő sebészeti beavatkozások után
- Posztoperatív ödéma
- Mellkasi zúzódás
- Bordatörés
- A hasizomzat megtámasztása
- A gerincoszlop tehermentesítése
- Heggyógyulás elősegítése

Ellenjavallatok

Jelenleg nem ismeretesek.

Alkalmazás

- Helyezze a hasvédő kötést a törzse köré.
- Zárja össze a kötést úgy, hogy mindkét végét könnyedén meghúzza és egymásra helyezi.

Ápolási útmutató

Mosás előtt a tépőzárakat zárni kell. A szappanmaradványok bőr-irritációt és anyagkopást okozhatnak.

- A terméket ajánlott medi clean mosószерrel, kézzel mosni.
- Fehéríteni tilos!
- Hagyja a levegőn megszáradni.
- Ne vasalja.
- Vegyi tisztítása tilos!

Tárolási útmutató

Az ortézist hűvös és száraz helyen tárolja, és óvja a közvetlen napsütéstől.

Anyag

Poliészter, Elastodiene, poliamid, gyapot

Felelősség

A gyártó felelőssége megszűnik nem rendeltetésszerű használat esetén. Ide vonatkozóan vegye figyelembe a jelen használati útmutatóban található megfelelő biztonsági tudnivalókat és utasításokat is.

Ártalmatlanítás

A terméket a háztartási hulladékba dobhatja.



protect. Abdominal support

Namena

protect.Abdominal support je potpora za abdomen. Proizvod je isključivo namenjen za ortotičko nameštanje abdomena, isključivo na neoštećenoj koži za propisno prekrivanje rane.

Indikacije

- Za post-operativni tretman
- Nakon hirurških zahvata u području toraksa i abdominala
- Kod post-operativnih edema
- Kod nagnječenja prsnog koša
- Kod preloma rebara
- Za potporu stomaćnih mišića
- Za rasterećenje kičme
- Za olakšanje zalečivanja ožiljaka

Kontraindikacije

Za sada nisu poznate.

Uputstvo za stavljanje

- Obavijte zaštitnu bandažu za stomak oko tela.
- Zatvorite bandažu tako što ćete povući oba kraja i preklopiti ih jedan preko drugog.

Uputstvo za održavanje

Čičak zatvarače zatvoriti pre pranja. Ostaci sapuna, krema ili masti mogu da prouzrokuju iritacije kože i prevremeno habanje materijala.

- Za pranje proizvoda preporučuje se „medi clean“ sredstvo za pranje.
- Ne izbeljivati.
- Sušiti na vazduhu.
- Ne peglati.
- Ne čistiti hemijski.

Skladištenje i čuvanje

Čuvajte ortožu na suvom mestu i ne izlažite je direktnom sunčevom zračenju.

Sastav materijala

Poliester, Elastodiene, poliamid, pamuk

Garancija

Garancija proizvođača prestaje da važi u slučaju nenamenske upotrebe. Pored toga vodite računa i o bezbednosnim napomenama i instrukcijama u ovom uputstvu za upotrebu.

Bacanje

Proizvod može da se baci zajedno sa ostalim kućnim smećem.



protect. Abdominal support

Призначення

protect.Abdominal support – це еластичний бандаж для живота. Продукт призначений виключно для використання як ортопедичний бандаж для живота. Його можна наносити тільки на неущкоджену шкіру для ранового покриття.

Показання:

- для післяопераційних станів;
- після хірургічних операцій в області грудної клітки та черевної порожнини;
- при постопераційних набряках;
- при ударах грудної клітки;
- при переломах ребер
- для підтримки черевної мускулатури;
- для розвантаження хребта
- для прискорення процесів загоювання рубців.

Протипоказання

На даний момент не відомі.

Інструкція з надягання

- Оберніть абдомінальний бандаж навколо тулуба.
- Застебніть бандаж. Для цього легко потягніть за обидва кінця і накладіть їх один на одного.

Вказівки щодо догляду

- Перед миттям виробу необхідно застібнути виріб за допомогою застібок. Залишки мила можуть викликати подразнення шкіри та сприяти зношуванню матеріалу.
- Вимийте виріб вручну, бажано з допомогою засобу для миття medi clean.
 - Не відбілювати.

- Сушити виріб слід на повітрі.
- Не прасувати.
- Не здавати у хімчистку.



Зберігання

Зберігайте виріб в сухому місці, захищайте його від прямого сонячного проміння.

Склад матеріалу

Поліестер, еластодієн, поліамід, бавовна

Відповідальність

Виробник звільняється від відповідальності при використанні виробу не за призначенням. Дотримуйтеся вказівок щодо безпеки та настанов, наведених у цій інструкції.

Утилізація

Виріб можна утилізувати разом з побутовими відходами.



protect. Abdominal support

Stanovenie účelu

protect.Abdominal support je abdominálny elastický pás. Produkt je určený výlučne na ortotické zabezpečenie brucha a iba na použitie pri neporušenej koži či odborne správnom ošetrení rany.

Indikácie

- Na pooperačnú liečbu
- Po chirurgických zákrokoch v oblasti hrudníka a brucha
- Pri pooperačných edémoch
- Pri pomliaždeninách hrudného koša
- Pri zlomeninách rebier
- Na podporu brušného svalstva
- Na odbremenenie chrbtice
- Na uľahčenie hojenia jaziev

Kontraindikácie

V súčasnosti nie sú známe.

Návod na natiahnutie

- Priložte opornú brušnú bandáž okolo tela.
- Bandáž zatvorte tak, že ju ľahko potiahnete za obidva konce a tieto položíte jeden na druhý.

Pokyny na ošetrovanie

Suché zipsy pred praním zatvorte. Zvyšky mydla, krémov alebo masť môžu dráždiť pokožku a spôsobiť opotrebenie materiálu.

- Výrobok perte ručne, najlepšie pracím prostriedkom medi clean.
- Nebieľte.
- Sušte na vzduchu.
- Nežehlite.
- Nečistite chemicky.

Pokyny na skladovanie

Ortému skladujte v suchu a chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Materiálové zloženie

Polyester, Elastodiene, polyamid, bavlna

Ručenie

Ručenie výrobcu zaniká pri používaní, ktoré nezodpovedá určenému účelu. Dodržiavajte pritom aj príslušné bezpečnostné upozornenia a pokyny v tomto návode na použitie.

Likvidácia

Výrobok môžete zlikvidovať ako domový odpad.



protect. Abdominal support

用途

protect.Abdominal support 是一款弹性腹带。该产品只用于腹部矫形，并专为在未受损的皮肤上以及伤口已正确遮盖时的使用而设计。

适应症

- 用于术后治疗
- 在胸腹部外科手术之后
- 术后水肿
- 胸部挫伤
- 肋骨骨折
- 用于支撑腹部肌肉
- 用于减轻脊柱负荷
- 用于促进疤痕愈合

禁忌症

目前未知

穿戴说明

- 将腹部支撑绷带围在身上。
- 轻拉绷带的两端并将其重叠，以此合上绷带。

保养提示

清洗前请合上尼龙搭扣。肥皂残留、护肤霜或油膏可能引发皮肤过敏和材料耗损。

- 请手洗该产品，最好是使用 medi clean 洗涤剂。
- 切勿漂白。
- 晾干。
- 切勿熨烫。
- 切勿用化学方法清洁。

存放提示

请将产品存放在干燥环境中并防止太阳直射。

材料成分

聚酯、弹性纤维、聚酰胺、棉

责任担当

不当使用时，制造商对此不承担责任。在此请注意使用说明中相应的安全提示和指导。

废弃处理

您可以将该产品随家庭垃圾一起作为废物处理。



protect. Abdominal support

Destinația utilizării

protect.Abdominal support este un brâu abdominal elastic. Produsul este destinat exclusiv pentru tratamentul ortetic al abdomenului și este destinat utilizării numai în cazul unei pielii intacte sau protejate corespunzător atunci când există răni.

Indicații

- Pentru tratamentul post-operator
- După intervenții chirurgicale în zona toracică și abdominală
- La edeme post-operatorie
- La contuzii ale cutiei toracice
- La fracturi ale coastelor
- Pentru sprijinirea musculaturii abdominale
- Pentru descărcarea solicitării coloanei vertebrale
- Pentru ușurarea vindecării cicatricilor

Contraindicații

Nu sunt cunoscute până în prezent.

Instrucțiuni de aplicare

- Aplicați bandajul de susținere a abdomenului în jurul corpului.
- Strângeți bandajele prin tragere ușoară de ambele capete și apoi suprapunerea acestora.

Instrucțiuni de întreținere

Închideți toate îmbinările Velcro înainte de spălare. Resturile de detergent, creme sau unguente pot provoca iritații ale pielii și uzura materialului.

- Spălați de mână pernuțele/căptușeala, de preferință cu detergent mediu curat.
- Nu folosiți înălbitor.
- Uscați în mod natural la aer.

- Nu-l călcați.
- Nu-l curățați chimic.



Instrucțiuni de depozitare

Păstrați orteza într-un loc uscat și ferit de razele directe ale soarelui.

Compoziția materialului

Poliester, elastodiene, poliamidă, bumbac

Garanția

Responsabilitatea producătorului se anulează în cazul utilizării neconforme cu destinația. Respectați pentru aceasta indicațiile de siguranță corespunzătoare precum și indicațiile din prezentele Instrucțiuni de utilizare.

Eliminare deșeu

Eliminarea produsului se poate face în regim de deșeu menajer.

Ważne wskazówki

Produkt medyczny jest przeznaczony wyłącznie do zastosowania w przypadku jednego pacjenta. W przypadku stosowania produktu do leczenia więcej niż jednego pacjenta wygasa odpowiedzialność producenta za produkt. W razie wystąpienia nadmiernego bólu lub nieprzyjemnego uczucia w trakcie noszenia produktu należy natychmiast zdjąć i skonsultować się z lekarzem lub technikiem ortopedycznym. Nie nosić produktu na otwartych ranach i zakładać go tylko po uprzednim uzyskaniu instrukcji medycznej.

Σημαντικές υποδείξεις

Η όρθωση χρησιμοποιείται για έναν και μοναδικό ασθενή. Αν χρησιμοποιείται για περισσότερους του ενός ασθενούς, η ευθύνη του παραγωγού για το προϊόν, σύμφωνα με τον περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων νόμο (Medical Devices Act) ακυρώνεται. Εάν παρουσιασθούν υπερβολικοί πόνοι ή ενοχλήσεις κατά τη διάρκεια της χρήσης, διακόψτε αμέσως τη χρήση του νάρθηκα και συμβουλευθείτε το γιατρό σας ή τον ορθοπεδικό τεχνικό σας. Μην φοράτε τον νάρθηκα πάνω από ανοιχτές πληγές, και χρησιμοποιείτε το μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας.

Fontos útmutatások

Az orvostechnikai eszközt arra tervezték, hogy egyetlen beteg használja. Ha több páciens kezelésére használják, akkor a gyógyászati termék törvény értelmében megszűnik a gyártó termékszavatossága. Ha a viselésé közben túl nagy fájdalom vagy kellemetlen érzés lépne fel, azonnal lépjen kapcsolatba orvosával vagy ortopédiai műszerészével. Ne hordja az ortézist nyílt sebekben, és csak előzetes orvosi útmutatás alapján viselje.

Važne napomene

Proizvod je namenjen samo za upotrebu na nekom pacijentu. Ako se upotrebi za lečenje više pacijenata, prestaje važenje garancije proizvođača prema Zakonu o medicinskim proizvodima. Ako se za vreme nošenja pojave jaki bolovi ili neprijatan osećaj, odmah skinite uložak i obratite se nadležnom lekaru ili ortopedskom tehničaru. Uložak nemojte nositi na otvorenim ranama i nosite ga samo prema dobivenom medicinskom uputstvu. Pravilno postavljanje je važno za ispravno funkcionisanje uložaka.

Важливі вказівки

Виріб призначений тільки для використання на пацієнті. У разі використання виробу більше, ніж одним пацієнтом гарантія виробника втрачають силу. Якщо при користуванні виробом у Вас виникли біль або неприємні відчуття, будь ласка, негайно зніміть його і проконсультуйтеся у лікаря. Не носіть виріб при наявності відкритих ран. Застосовуйте виріб тільки відповідно до рекомендації лікаря.

Dôležité upozornenia

Zdravotnícka pomôcka je určená len pre použitie u jedného pacienta. Ak sa použije na ošetrenie viac ako jedného pacienta, zaniká záruka výrobcu. Pokiaľ by sa počas nosenia vyskytli nadmerné bolesti alebo nepríjemný pocit, okamžite sa skontaktujte so svojím lekárom alebo ortopedickým technikom. Výrobok nenoste na otvorených ranách a používajte ho iba podľa uvedeného medicínskeho návodu.

重要提示

该产品仅适于在一名病患身上使用。若有多名病患用其进行治疗，那么制造商将不承担医疗产品法中的产品责任。若在穿戴期间出现过度疼痛或不适之感，请立即联系您的医生或矫形外科技术师。请勿在未愈合伤口上穿戴矫正用具，并只在事先获得医疗指导的情况下进行穿戴。

Instrucțiuni importante

Produsul medical este destinat utilizării individuale de către un singur pacient. Dacă se utilizează de către mai mulți pacienți, se pierde garanția oferită de producător în sensul specificat de Legea produselor medicale. Dacă în timpul folosirii produsului apar dureri excesive sau o senzație neplăcută, contactați medicul dumneavoastră sau tehnicianul ortoped. Nu purtați orteza pe răni deschise și folosiți-o numai în urma unui consult medical.