

Návod k použití

Bauerfeind Pedoprint — plantograf, diagnostika nohy

O produktu

Pedoprint je jednoduchá otiskovací pomůcka pro zhotovení otisku chodidla při plném zatížení. Na papír se otiskne modrou barvou plocha chodidla, na které lze vyhodnotit zóny přetížení (např. plochonoží, vysoký nárt nebo nerovnoměrné rozložení váhy). Hotový otisk lze archivovat a v čase porovnávat, a přímo podle něj vybírat, upravovat nebo zhotovovat ortopedické vložky.

Přístroj je určen především pro prodejny ortopedických vložek a obuvi a pro protetické/ortopedické dílny. Nejedná se o zdravotnický prostředek s terapeutickou funkcí — jde o jednoduchou razítkovací pomůcku bez CE značení.

Obsah balení

- 1× přístroj Pedoprint
- 1× gumová otiskovací podložka
- 1× obrysová tužka
- 1× aplikační váleček
- 1× modrý inkoust (28 ml)
- 50× listů otiskového papíru
- 10× transparentních ochranných fólií

Technické parametry

Materiál	plast
Hmotnost přístroje	2 kg
Výška přístroje	3 cm
Maximální zatížení	135 kg
Maximální velikost nohy	EU 50
Objem inkoustu	28 ml (modrý)
Otiskový papír	50 listů v balení
Ochranné fólie	10 ks v balení

Postup použití krok za krokem

Krok 1 — Nanesení inkoustu

Aplikačním válečkem rovnoměrně naneste modrý inkoust na gumovou otiskovací podložku. Vrstva inkoustu by měla být tenká a rovnoměrná, aby byl výsledný otisk čitelný a nerozmazaný.

Krok 2 — Příprava přístroje

Na přístroj Pedoprint položte list otiskového papíru a přes něj průhlednou ochrannou fólii. Fólie chrání papír a umožňuje jeho snadnou výměnu mezi jednotlivými pacienty.

Krok 3 — Zatížení chodidla

Pacient bosou nohou stoupne na přístroj a rozloží váhu rovnoměrně na celé chodidlo v přirozeném vzpřímeném postoji. Pro přesný výsledek je vhodné, aby pacient stál klidně a v případě potřeby se mírně přidržel opory.

Krok 4 — Sejmutí otisku

Pacient nohu zvedne — na papíře zůstane modrý otisk chodidla, na kterém jsou viditelné zóny přetížení, například plochá noha, vysoký nárt nebo nerovnoměrné rozložení váhy mezi patou, nártem a prsty.

Krok 5 — Vyhodnocení a výběr vložky

Specialista otisk vyhodnotí, případně jej pro přesnější záznam obtáhne přiloženou obrysovou tužkou. Podle zón přetížení pak vybere, upraví nebo zhotoví vhodnou ortopedickou vložku — otisk lze použít přímo k umístění podpěrných prvků bez nutnosti šablony.

Tipy a doporučení

- Hotové otisky archivujte a v čase je porovnávejte — ukáží, zda zvolená vložka nebo léčba skutečně pomáhá.
 - Mezi jednotlivými pacienty vyměňte ochrannou fólii, případně i papír, z hygienických důvodů.
 - Přístroj je určen pro zátěž do 135 kg a nohu do velikosti EU 50.
-
- Inkoust, papír, gumovou podložku i váleček lze samostatně dokoupit jako náhradní díly.
-

Výrobce:

- **Název:** BAUERFEIND AG
 - **Adresa:** Triebeser Straße 16 07937 Zeulenroda-Triebes Germany
 - **E-mail:** info@bauerfeind.com
 - **Telefon:** +49 (0) 800 0 01 05 20
-
- **Web:** www.bauerfeind.com