


2026

**Sanomed**<sup>®</sup>

**bandáže a ortézy**

**rehabilitační pomůcky**





Krk – krční límce

Trup – bandáže a ortézy

**5-22**

Horní končetiny – bandáže a ortézy

Loket – bandáže a ortézy

Rameno – bandáže a ortézy

**23-52**

Klíční kost – klavikulární bandáže

Rovnače zad

Koleno – bandáže a ortézy

Lýtko a stehno – bandáže

Hlezno – bandáže a ortézy

**53-101**

Vodotěsné návleky na sádro

TromboSan<sup>®</sup> – antiembolické punčochy

Noha – Korektory a vložky

**102-108**

Rehabilitace – toaletní a lokomoční pomůcky

Spánek a sezení

Tejpy a tejpovací pomůcky

Relaxační a masážní pomůcky

**109-122**



### **Vážení partneři,**

rádi vám představujeme katalog SANOMED pro rok 2026. Vznikal s cílem přehledně představit aktuální podobu naší nabídky a směr, kterým se dlouhodobě ubíráme.

V katalogu najdete jak produkty, které jsou součástí našeho sortimentu delší dobu, tak nově zařazené položky. Letos jsme se zaměřili primárně na zdravotní pomůcky, rehabilitační vybavení a produkty určené pro regeneraci a každodenní použití. Ať už řešíte podporu pohybu, každodenní komfort nebo prevenci obtíží, v nabídce najdete široký výběr pečlivě vybraných produktů s důrazem na praktičnost a reálné využití.

Nejde nám o množství, ale o sortiment, se kterým se dobře pracuje a který má své místo v běžné péči.

Věříme, že katalog pro vás bude užitečným podkladem a pomůže vám lépe se zorientovat v našem sortimentu.

Děkujeme vám za spolupráci a důvěru, které si opravdu moc vážíme.

Těšíme se na další společné kroky.

S úctou

Ing. Peter Čapkovič a tým SANOMED



Krk

Krční límce



## Límeček anatomický – 101

**Indikace:** akutní bolesti při degenerativních onemocněních krční páteře, doléčení po úrazech a operacích krční páteře, diskopatie, akutní torticollis.

**Kód SÚKL: 5001777**

Anatomicky tvarovaný krční límeček z pěnového materiálu, potažený bavlněným úpletem. Je lehký, pevný, se snadnou aplikací. Zapínání vzadu na suchý zip. Vyrábí se v barvě tělové a modré.



vel.	obvod krku [cm]
<b>S</b>	29–35
<b>M</b>	36–42
<b>L</b>	43–49



## Límeček kuličkový – 102

**Indikace:** poúrazové a pooperační stavy, bolestivé krční symptomy, odlehčení krční páteře.


**Kód SÚKL: 5001785**

Měkký fixační límeček z polyesterového návleku, který je prošitím rozdělený do tří pruhů vyplněných nehořlavými polystyrénovými kuličkami. Límeček je vhodný pro lehkou až střední fixaci v oblasti krční páteře, je vhodný i k použití v noci. Zapínání vzadu na suchý zip. Vyrábí se v barvě tělové a modré.



vel.	obvod krku [cm]
<b>S</b>	27–34
<b>M</b>	31–38
<b>L</b>	35–42





## Schanzův límec – 112

**Indikace:** první pomoc při úrazech C páteře, léčení lehkých úrazů C páteře, akutní bolesti C páteře (diskopatie, degenerativní onemocnění), doléčení pooperačních stavů.

### Kód SÚKL: 5001780

Pevný krční límec ze dvou částí umožňující přizpůsobení výšky krku. Výhodou je snadná aplikace, dobrá vzdušnost, propustnost pro RTG záření, vysoká pevnost.

vel.	obvod krku [cm]
<b>S</b>	30-35
<b>M</b>	36-39
<b>L</b>	40-43
<b>XL</b>	43-46
<b>XXL</b>	46-50



## Krční límec – Collar Stark


**Indikace:** dočasná fixace při úrazech krční páteře, doléčení po úrazech a operacích krční páteře, diskopatie oblasti krční páteře vyžadující přechodnou fixaci, akutní torticollis.

### Kód SÚKL: 5013232

Dvoudílný anatomický krční límec, vyrobený z termoplastického, netoxického, hypoalergenního materiálu Plastazote. Tento materiál umožňuje vytvořit pevnou oporu celému krčnímu segmentu a dosáhnout tak maximálního omezení flexe, extenze i rotací.

Výška límce: 6, 8, 11 a 13 cm

vel.	obvod krku [cm]
<b>S</b>	25-33
<b>M</b>	33-40
<b>L</b>	40-48
<b>XL</b>	48+



## Stabilizer Stark – stabilizér ke krčnímu límci Collar Stark

**Indikace:** pooperační a poúrazové stavy krční páteře a následná rehabilitace, bolesti na podkladě chronického onemocnění, osteoartritida, revmatická onemocnění, doporučeno v rámci první pomoci a při transportu pacienta s poraněnou krční páteří

Stabilizer umožňuje vytvořit pevnou oporu celému krčnímu segmentu a dosáhnout tak maximálního omezení flexe, extenze i rotací.

Univerzální velikost





## Ortel C4 Vario

**Indikace:** dočasná fixace při úrazech krční páteře, doléčení po úrazech a operacích krční páteře, diskopatie oblasti krční páteře vyžadující přechodnou fixaci, akutní torticollis.

Dvoudílný univerzální anatomický krční límec s nastavitelnou výškou.

Límec vytváří pevnou oporu celému krčnímu segmentu a vytváří potřebné omezení flexe, extenze i rotaci. Límec je měkce polstrován a zabezpečuje maximální stabilizaci při zachování pacientova komfortu.

### Kód SÚKL: 5007822

- univerzální velikost pro obvod krku v rozsahu 31–48 cm
- univerzální výška v rozsahu 9–16 cm
- podpora brady, hrudníku, zad a páteře umožňuje úplné znehybnění
- tracheální otvor
- ortéza je RTG kompatibilní, při těchto vyšetřeních může zůstat nasazená
- komfortní omyvatelná vnitřní výstelka na suchý zip



## Priessnitzův zábal na krk pro dospělé

Priessnitzův zábal na krk pro dospělé

Priessnitzův zábal Mamavis je doporučován na: angínu, bolest a škrábání v krku, zánět hrtanu, chraptot a suchém kašli.

Přírodní Priessnitzův zábal je příjemný na dotek. Když vnitřní vyjímatelnou vložku namočíme do lázně z bylinek, může být zábal i krásně voňavý. Používá se jako osvědčený pomocník při běžném škrábání v krku, bolestivém kašli, angíně, ztrátě hlasu, bolesti krční páteře.

délka zábalového pásu	změřený obvod dané části těla [cm]
<b>45–55 cm</b> <b>(výška zábalu 11 cm)</b>	35–45
<b>55–65 cm</b> <b>(výška zábalu 11 cm)</b>	45–55



## Priessnitzův zábal na krk pro děti

Priessnitzův zábal Mamavis je doporučován na: angínu, bolest a škrábání v krku, zánět hrtanu, chraptot a suchém kašli.

Lze použít studenou i teplou formou včetně odvarů a bylinek.

Přírodní Priessnitzův zábal je dětem příjemný na dotek. Když vnitřní vyjímatelnou vložku namočíme do lázně z bylinek, může být zábal i krásně voňavý.

Funguje tak, že vede k lepšímu prokrvení postiženého místa, a tím přispívá k urychlení regenerace a léčby. A co je důležité, přináší blahodárnou úlevu. Vyjímatelná vložka zábalu je vybavena kapsou pro vložení různých příznivě působících látek (vonné bylinky, cibule, rýmovník, tymián apod.) pro zvýšení účinku a pohody.

Certifikát nezávadnosti použitých materiálů pro děti od 3 let věku.

Jedna velikost.



A woman with blonde hair in a ponytail, wearing a black tank top and a blue and green support belt, sits on a wooden dock. She is holding a black and white dog with a red harness. They are looking across a clear turquoise lake towards a forested mountain. In the background, there is a wooden tower and some buildings. The sky is blue with white clouds.

# Trup

---

Bandáže a ortézy



## LumboSan active

LumboSan Active je anatomicky tvarovaný bederní pás vyrobený z vysoce elastické, prodyšné pleteniny. Tento pás je navržený pro podporu bederní páteře při sportu a celodenních aktivitách, zajišťující pohodlí a funkčnost.

Hlavní vlastnosti:

- podpora bederní páteře: pás pomáhá odlehčit bederní páteř, což může být užitečné při sportu nebo dlouhodobém sezení či stání.
- komprese a úleva od bolesti: komprese bandáže stimuluje látkovou výměnu, snižuje svalové napětí a pomáhá zmírnit bolest v oblasti dolní části zad.
- komfortní zapínání: poutka na ruce zajišťují snadné a pohodlné zapínání pásu.
- prodyšný materiál: materiál z dutých vláken umožňuje efektivní odvod potu, což zajišťuje maximální komfort a hygienu.
- sportovní design: moderní vzhled a funkčnost jsou ideální pro sportovní i každodenní použití.

vel.	obvod v pase [cm]
<b>S</b>	75–85
<b>M</b>	85–95
<b>L</b>	95–105
<b>XL</b>	105–115
<b>XXL</b>	115–125



## Ortéza bederní – 405

**Indikace:** tepelná pomůcka při zánětech v oblasti ledvin, akutní lumbago, funkční poruchy bederní páteře včetně entezopatií, při chronických potížích s páteří a zádočným svalstvem, při náchylnosti k prochlazení

### Kód SÚKL: 5001808

Lehký a elastický neoprenový bederní pás se zdvojeným tahem, snadnou aplikací a tepelným účinkem.

- 3 mm neoprenový bederní pás z perforovaného neoprenu pro větší komfort nošení
- slouží pro zateplení bederní části
- jednoduché a pevné zapínání na suchý zip, přilnavost k páteři zajišťuje přídatný neoprenový tah v zádočové části
- tepelná pomůcka při zánětech v oblasti ledvin
- výška pásu v oblasti zad je 26 cm

vel.	obvod v pase [cm]
<b>S/M</b>	60–85
<b>L/XL</b>	85–105
<b>XXL</b>	105–120



## Ledvinový pás – 406

**Indikace:** tepelná pomůcka při zánětech v oblasti ledvin, akutní lumbago, funkční poruchy bederní páteře včetně entezopatií.

### Kód SÚKL: 5001835

Lehký a elastický neoprenový ledvinový pás se snadnou aplikací s tepelným účinkem.

- 3 mm neoprenový ledvinový pás z perforovaného neoprenu pro větší komfort nošení
- slouží pro zateplení bederní části.
- zapínání na velcro (suchý zip)
- tepelná pomůcka při zánětech v oblasti ledvin
- výška pásu v oblasti zad je 26 cm

vel.	obvod v pase [cm]
<b>S/M</b>	60–85
<b>L/XL</b>	85–105
<b>XXL</b>	105–120





## Bederní pás nízký – 401

**Indikace:** akutní a chronické bolesti zad, diskopatie, spondylolistéza, degenerativní onemocnění páteře.

**Kód SÚKL: 5001804**

Klasický vyšší bederní pás se čtyřmi plastovými výztuhami na zádech a křížovým zapínáním na suchý zip. Je vyroben z elastického materiálu z mikrovláken s obsahem bavlny. Pás je vysoce prodyšný, elastický a tloušťka materiálu je 1 mm.

Výhody:

- pás pomáhá odlehčení lumbosakrální oblasti a stabilizuje sakroiliakální (SI) kloub
- čtyři integrované plastové výztuhy stabilizují oblast bederní páteře.
- komprese bandáže je pak podněcuje k látkové výměně, snižuje svalové napětí a působí pro zmírnění bolesti. Zároveň se zlepšuje propriocepce (schopnost koordinovat tělo v prostoru) a přirozená stabilizace bederní oblasti
- prodyšný materiál s obsahem bavlny umožňuje odvod potu a zajišťuje maximální komfort a hygienu. Je určen pro celodenní nošení i sportovní aktivity

vel.	obvod přes boky [cm]
<b>UNI</b>	75-125



## Bederní pás vysoký – 402

**Indikace:** akutní a chronické bolesti zad, diskopatie, spondylolistéza, degenerativní onemocnění páteře, entezopatie v oblasti páteře, doléčení po zlomeninách obratlů.

**Kód SÚKL: 5001805**

Klasický vyšší bederní pás se čtyřmi plastovými výztuhami na zádech a křížovým zapínáním na suchý zip. Je vyroben z elastického materiálu z mikrovláken s obsahem bavlny. Pás je vysoce prodyšný, elastický a tloušťka materiálu je 1 mm.

Výhody:

- pás pomáhá odlehčení lumbosakrální oblasti a stabilizuje sakroiliakální (SI) kloub
- čtyři integrované plastové výztuhy stabilizují oblast bederní páteře.
- komprese bandáže je pak podněcuje k látkové výměně, snižuje svalové napětí a působí pro zmírnění bolesti. Zároveň se zlepšuje propriocepce (schopnost koordinovat tělo v prostoru) a přirozená stabilizace bederní oblasti
- prodyšný materiál s obsahem bavlny umožňuje odvod potu a zajišťuje maximální komfort a hygienu. Je určen pro celodenní nošení i sportovní aktivity

vel.	obvod přes boky [cm]
<b>UNI</b>	75-125



## Bederní pás – 407

**Indikace:** akutní bolesti při degenerativních a revmatických onemocněních bederní páteře, doléčení po úrazech a operacích bederní páteře, kde není potřeba zcela rigidní fixace, akutní bolesti při diskopatiích v oblasti bederní páteře včetně entezopatií, bolesti při spondylolýze a spondylolistéze.

**Kód SÚKL: 5001811**

Prodyšný bederní pás s výztuhami a křížovým zapínáním na suchý zip. Poskytuje vynikající podporu a komfort při nošení.

Výška pásu: vpředu: 18 cm, vzadu 28 cm

vel.	obvod přes boky [cm]
<b>S</b>	75-85
<b>M</b>	85-95
<b>L</b>	95-105
<b>XL</b>	105-115
<b>XXL</b>	115-125





## protect.Lumbaforte

**Indikace:** svalové bolesti páteře, syndrom odstraněné ploténky, bolestivé stavy v lumbosakrálním přechodu.

**Kód SÚKL: 5000611**

Prodyšná bandáž s anatomicky tvarovanými kovovými výztuhami. Citelně odlehčuje oblast bederní páteře a podporuje záďové svalstvo. Zmírňuje bolest i při natažení svalů. Jednoduché zapínání na suchý zip. Výška pásu: vpředu 17 cm, vzadu 26 cm.

vel.	obvod v pase [cm]
1	70-82
2	83-95
3	96-108
4	109-121
5	122-133




## protect.Lumbostyle

**Indikace:** chronické bolestivé stavy v lumbosakrální oblasti, lumboischialgie, bolesti při spondylolýze a spondylolistéze, doléčení po operacích a úrazech bederní páteře, kde není potřeba zcela rigidní fixace.

**Kód SÚKL: 5000610**

Bederní pás z kompresivního materiálu se 4 integrovanými stabilizačními výztuhami. Pomocí utahovacích cirkulárních pásků, které způsobují kompresi v břišní oblasti a podporují svalstvo trupu docílíme odlehčení bederní páteře a následně zmírnění bolesti. Výška pásu je 26 cm.

vel.	obvod v pase [cm]
1	60-85
2	85-105
3	105-120
4	120-140
5	140-160




## Lumbamed® active

**Indikace:** lumbalgie svalového původu, entezopatie v oblasti bederní páteře, iritace meziobratlových kloubů, osteochondrozy disku, spondylolýzy a spondylolistézy, postdiskotomické stavy, obtíže z lumbosakrálního přechodu, funkční poruchy sakroiliakálního kloubu.

**Kód SÚKL: 5000635**

Bederní bandáž z prodyšné pleteniny z mikrovláken k odlehčení bederní páteře se stabilizačním účinkem čtyř integrovaných výztuh. Komfortní nošení způsobené elastickým přilnavým materiálem, možnost využití i jako pracovní pás.

Barevné provedení: černá

vel.	obvod v pase [cm]
1	70-82
2	82-95
3	95-108
4	108-121
5	121-134





## LumboSan sport – bederní sportovní pás

**Indikace:** bolest a přetížení bederní páteře, svalové napětí v oblasti beder, podpora zad při sportu a fyzické aktivitě, prevence přetížení zad.

Sportovní bederní pás s masážní silikonovou pelotou poskytuje cílenou podporu bederní páteře při sportu i běžném nošení. Kompresní pletenina stabilizuje bederní oblast a pomáhá snižovat svalové napětí, zatímco masážní nopky podporují prokrvení a regeneraci. Prodyšný materiál zajišťuje komfort i při dlouhodobém nošení.

vel.	obvod v pase [cm]
<b>S</b>	75–85
<b>M</b>	85–95
<b>L</b>	95–105
<b>XL</b>	105–115
<b>XXL</b>	115–125



## LumboSan® plus

**Indikace:** různé bolesti v oblasti beder, kříže, sedací části, mírné instability, funkční poruchy páteře, svalová insuficience, myalgie při posturálních vadách, entezopatie v oblasti ligament, stavy po operacích disků, spondylóza, spondylartróza, iritace kloubů, osteopatie, stavy iritace sakroiliakálního kloubu s pseudoradikulárním rozšířením bolesti, entezopatie, revmatické bolesti

### Kód SÚKL: 5001930

Anatomicky tvarovaný bederní pás z vysoce elastické, prodyšné pleteniny se silikonovou masážní pelotou.

- pás pomáhá odlehčení lumbosakrální oblasti a stabilizuje sakroiliakální (SI) kloub.
- silikonová pelota s masážními nopky zajišťuje lepší prokrvení svalů v oblasti beder.
- komprese bandáže je pak podněcuje k látkové výměně, snižuje svalové napětí a působí pro zmírnění bolesti.
- zároveň se zlepšuje propriocepce (schopnost koordinovat tělo v prostoru) a přirozená stabilizace bederní oblasti.

vel.	obvod v pase [cm]	vel.	obvod v pase [cm]
<b>S</b>	75–85	<b>XL</b>	105–115
<b>M</b>	85–95	<b>XXL</b>	115–125
<b>L</b>	95–105		



## Lumbamed® plus

**Indikace:** flowbackpain „lumbago“ při syndromu facet, myalgie při posturálních vadách, entezopatie v oblasti ligament, stavy po operacích disků, spondylóza, spondylartróza, iritace kloubů.

### Kód SÚKL: 5000641

Bederní pás Lumbamed plus je podporou spodní části zad a mírně redukuje lordózu. Pelota Vario-Flex a kompresivní pletenina pomáhají stimulovat metabolismus a snižují svalové napětí a bolest. Pás navíc stabilizuje sakroiliakální kloub a odlehčuje lumbosakrální přechod.

vel.	obvod přes boky [cm]	obvod přes břicho [cm]
<b>1</b>	76–86	66–76
<b>2</b>	86–98	76–88
<b>3</b>	98–111	88–101
<b>4</b>	111–125	101–115
<b>5</b>	125–140	115–130
	dámská verze	pánská verze





## Sports Back Support – sportovní bederní pás

**Indikace:** námaha bederní oblasti při sportu, potřeba aktivace a podpory stabilizačních svalů trupu, prevence bolestí zad, podpora správného držení těla při fyzické aktivitě.

Poskytuje kompresní podporu bederní oblasti při sportu a fyzické zátěži, aktivuje stabilizační svaly trupu a přispívá ke zlepšení držení těla. Anatomicky tvarovaná podložka s masážními nopykly při pohybu stimuluje svaly, podporuje svalovou kontrolu a pomáhá snižovat napětí.

vel.	obvod přes boky [cm]
<b>XS</b>	70-80
<b>S</b>	80-90
<b>M</b>	90-100
<b>L</b>	100-110
<b>XL</b>	110-120
<b>XXL</b>	120-130



## LumboTrain®

**Indikace:** bolesti v oblasti beder, kříže, sedací části (podle diagnostiky), svalová insuficience, mírné instability, funkční poruchy páteře, osteopatie, stavy iritace sakroiliakálního kloubu s pseudoradikulárním rozšířením bolesti, entezopatie, revmatické bolesti.

Anatomicky tvarovaná aktivní křížová bandáž. Vysoce elastický materiál zaručuje příjemné nošení. Plní funkci bandáže na podporu kříže s efektem opření o pelotu zmírňující bolest s pozitivním účinkem na polohu pánve. Odstraňuje napětí svalů a vede k rychlému zmírnění bolesti.

vel.	obvod přes boky [cm]
<b>1</b>	70-80
<b>2</b>	80-90
<b>3</b>	90-100
<b>4</b>	100-110
<b>5</b>	110-120
<b>6</b>	120-130
<b>7</b>	130-145



Provedení:  
dámské / pánské



## LumboSan®

**Indikace:** akutní a chronické bolesti zad, diskopatie, spondylolistéza, degenerativní onemocnění páteře, lumbalgie při myostatické a svalové nedostatečnosti, symfyzeolýza, funkční bolesti páteře, lehké poúrazové stavy, diskopatie, bolesti při osteoporóze.

### Kód SÚKL: 5001813

Elastická opora pro bederní páteř se čtyřmi integrovanými, anatomicky tvarovanými dlahami, které je možno vytvarovat tak, aby dokonale podporovali anatomii lumbosakrální oblasti. Proprioceptivně působící komprese bandáže povzbuzuje látkovou výměnu, odstraňuje svalové spazmy a snižuje bolestivost.

- prodyšný úplet propouští rychle a dokonale vlhkost, což je příčinou příjemného pocitu při nošení.
- proprioceptivně působící komprese bandáže povzbuzuje látkovou výměnu, odstraňuje svalové spazmy a utiňuje bolestivost.
- ukončení bandáže na spodní straně se sníženým kompresním účinkem zaručuje příjemné nošení i při sezení.
- komfortní zapínání díky poučkám pro ruce

vel.	obvod v pase [cm]	vel.	obvod v pase [cm]
<b>S</b>	75-85	<b>XL</b>	105-115
<b>M</b>	85-95	<b>XXL</b>	115-125
<b>L</b>	95-105		





## Lumbamed® basic

**Indikace:** lumbago, lumbalgie při myostatické a svalové nedostatečnosti, symfyzeolýza, funkční bolesti páteře, lehké poúrazové stavy, diskopatie, bolesti při osteoporóze.

**Kód SÚKL: 5000636**

Lumbosakrální bederní pás se zapínáním na suché zipy, střední výšky, čtyři integrované anatomicky tvarované dlahy na zádech, dokonalá přizpůsobivost anatomickým tvarům.

vel.	obvod přes boky [cm]	obvod přes břicho [cm]
<b>1</b>	76-86	66-76
<b>2</b>	86-98	76-88
<b>3</b>	98-111	88-101
<b>4</b>	111-125	101-115
<b>5</b>	125-140	115-130
	dámská verze	pánská verze



medi



## Porostrap

**Indikace:** lehké až střední bolesti zad, mírná komprese v lumbosakrální oblasti

**Kód SÚKL: 5008726**

POROSTRAP™ je vysoce komfortní bederní pás se systémem dotahovacích pásků pro optimální podporu a kompresi. Zesílená zadní část pásu se 4 lumbálními podporami pro zvýšenou kompresi a stabilitu. Lehká a prodyšná konstrukce pásu zajišťuje celodenní komfort při nošení.

- Systém dvou stupňů dotahování pro optimální kompresi
- Nízký profil a hmotnost – „second skin effect“
- Pásky s poutky pro prsty pro snadnější dotahování
- 4 Semi-rigidní dorzální peloty pro větší stabilitu sakrolumbální oblasti
- 2 Semi-rigidní peloty

vel.	obvod krku [cm]
<b>S</b>	68-82
<b>M</b>	82-98
<b>L</b>	98-116
<b>XL</b>	116-136



DJO



## Immostrap

**Indikace:** lehké až střední bolesti zad, střední až vysoká komprese v lumbosakrální oblasti.

**Kód SÚKL: 5008806**

IMMOSTRAP™ je komfortní bederní pás s vysokým stupněm komprese, kterou zajišťuje zesílená zadní část a systém čtyř lumbálních pelot s dvěma řadami doplněných pásků. První volba při potřebě vysoké podpory a stabilizace.

Výhody:

- systém dvou stupňů dotahování pro optimální kompresi
- vysoce kompresní elastický materiál pro kontrolu postavení
- nízký profil a hmotnost – „second skin effect“
- pásky s poutky pro prsty pro snadnější dotahování
- 4 Semi-rigidní dorzální peloty pro větší stabilitu sakrolumbální oblasti
- 2 Semi-rigidní peloty

vel.	obvod krku [cm]
<b>S</b>	68-82
<b>M</b>	82-98
<b>L</b>	98-116
<b>XL</b>	116-136



DJO



## Lombaskin

**Indikace:** prevence recidivy bolestí dolní části zad ve spojení s obnovením aktivity a/nebo s poučením od terapeuta, zúžený páteřní kanál (Spinální stenóza), stabilita páteře, obnovení aktivit.

výška 21 cm:

**Kód SÚKL: 5003293**

výška 26 cm:

**Kód SÚKL: 5003281**

Bederní pás Lombaskin poskytuje bederní páteře. Je prodyšný díky tkanině Combitec®, ze které je složen. Okraje této tkaniny jsou bežešvé, aby byly ještě ohebnější při nošení na holé kůži.

vel.	obvod v pase [cm]
<b>1</b>	60-80
<b>2</b>	75-95
<b>3</b>	90-110
<b>4</b>	105-120
<b>5</b>	120-140



## Lombostrap

**Indikace:** mírné až střední bolesti dolní části zad, akutní i chronické obtíže v bederní oblasti, podpora zad při fyzické zátěži, prevence opakujících se potíží v oblasti beder.

**Kód SÚKL: 5018569**

Komfortní bederní bandáž poskytuje oporu a mírnou kompresi dolní části zad při běžném nošení i fyzické zátěži. Prodyšná elastická tkanina zajišťuje pohodlí po celý den, zatímco flexibilní zádové a břišní peloty zvyšují stabilitu bederní oblasti. Systém dvojího dopínání umožňuje snadné nastavení komprese a anatomický unisex střih je vhodný pro muže i ženy.

vel.	obvod v pase [cm]
<b>S</b>	70-89
<b>M</b>	90-112
<b>L</b>	113-135



## LS Support

**Indikace:** chronické bolesti bederní a křížové oblasti, segmentální nestabilita bederní páteře, pooperační stav po neurochirurgických a ortopedických zákrocích, prevence přetížení a poranění zad.

**Kód SÚKL: 5013233**

Zajišťuje pevnou stabilizaci bederní páteře a úlevu od bolesti. Pět kovových výztuh poskytuje vysokou míru opory, zatímco dva přídavné pásy umožňují individuální nastavení komprese podle aktuálních potřeb. Pružný materiál a zapínání na suchý zip zajišťují pohodlné nošení při každodenních aktivitách i během rekonvalescence.

vel.	obvod v pase [cm]
<b>S</b>	56-71
<b>M</b>	69-84
<b>L</b>	81-96
<b>XL</b>	94-109
<b>XXL</b>	107-122





## protect.Dorsofix

**Indikace:** fixace bederní a hrudní páteře při poúrazkových stavech, vhodný po operacích pro stabilizaci i k dlouhodobé léčbě, též pro pacienty s osteoporózou.

**Kód SÚKL: 5000612**


Vysoká trupová prodyšná ortéza k fixaci bederní a hrudní páteře, je vyztužena dvěma vysokými a dvěma nízkými kovovými výztuhami, zapínání vpředu na velcro.

Varianta: pánská/dámská

vel.	obvod přes boky [cm]	obvod přes boky [cm]
<b>XS</b>	78-86	71-81
<b>S</b>	86-96	81-91
<b>M</b>	96-106	91-101
<b>L</b>	106-116	101-111
<b>XL</b>	116-126	111-121
<b>XXL</b>	126-136	121-131
	dámská verze	pánská verze



medi



## PremiumTLS

**Indikace:** bolesti a přetížení hrudní, bederní a křížové páteře, potřeba stabilizace trupu, poruchy držení těla, prevence dalšího přetěžování páteře

**Kód SÚKL: 5006912**

Ortéza stabilizuje páteř od hrudní po křížovou oblast a poskytuje účinnou oporu trupu. Pružné výztuhy pomáhají odlehčit páteři a zvyšují stabilitu, zatímco nastavitelné pásy se suchými zipy umožňují individuální nastavení komprese. Ramenní popruhy fungují jako upomínací bandáž a napomáhají korekci správného držení těla. Kombinace pružné pěny, prodyšné síťoviny a bavlněného úpletu zajišťuje pohodlí i při delším nošení.

vel.	obvod v pase [cm]
<b>S</b>	85-95
<b>M</b>	95-105
<b>L</b>	105-115
<b>XL</b>	115-125
<b>XXL</b>	125-135



MEYRA



## Lombastab Dorso

**Indikace:** potřeba výrazné stabilizace trupu, bolesti a přetížení páteře, poruchy držení těla a kyfóza, pooperační a posttraumatické stavy, prevence dalšího přetěžování páteře

**Kód SÚKL: 5014213**

Vysoká trupová ortéza s rychloupínacím systémem, která poskytuje vysoký stupeň stabilizace zad. Adaptivní duralová dlaha v zadní části umožňuje přizpůsobení zakřivení páteře, zatímco moderní systém šňerování umožňuje individuální nastavení míry fixace. Ergonomický design podporuje správné držení těla a vytažení lopatek. Prodyšný a elastický materiál CoolMax zajišťuje komfort i při delším nošení.

vel.	obvod v pase [cm]
<b>1</b>	60-80
<b>2</b>	75-95
<b>3</b>	90-110
<b>4</b>	105-125
<b>5</b>	120-140



THALINE



## LumbosacralSan®

**Indikace:** akutní a chronické bolesti zad, diskopatie, spondylolistéza, degenerativní onemocnění páteře, lumbalgie při myostatické a svalové nedostatečnosti, symfyzeolýza, funkční bolesti páteře, lehké poúrazové stavy, diskopatie, bolesti při osteoporóze.

**Kód SÚKL: 5001834**

Lumbosakrální elastický úpletový bederní pás se zapínáním na suchý zip střední výšky a přidavnými popruhy. Pás má čtyři integrované, anatomicky tvarované výztuhy na zádech. Úplet propouští vlhkost, což je příčinou příjemného pocitu při nošení. Proprioceptivně působící komprese bandáže povzbuzuje látkovou výměnu, odstraňuje svalové spasmy a snižuje bolestivost. Utahovací popruhy umožňují lépe zvolit kompresi a tím podporu bederní páteře.

vel.	obvod v pase [cm]	vel.	obvod v pase [cm]
<b>S</b>	75-85	<b>XL</b>	105-115
<b>M</b>	85-95	<b>XXL</b>	115-125
<b>L</b>	95-105		



## Lumbamed® facet

**Indikace:** artróza meziobratlových kloubů, protruze a prolaps ploténky, těžké lumbalgie a lumboischialgie, lumbago, lumbago s podílem iliosakrálního kloubu, chronické bolesti v lumbosakrální oblasti, spondylóza bez klouzavosti obratlů, spondylolistéza, muskulární dysbalance, stabilita segmentů páteře, lumbální stenóza lumbálního kanálu

Podpůrná lumbální ortéza určená k terapii potíží s bederní páteří. Výrobek je určen výhradně k ortotické terapii v lumbální oblasti, pokožka v oblasti přiložené ortézy nesmí být poškozená nebo poraněná.

Doba nošení by se ale měla přizpůsobit individuálním požadavkům, v zásadě je ale možné ji nosit po celý den.

vel.	obvod přes boky [cm]	obvod přes břicho [cm]
<b>1</b>	76-86	66-76
<b>2</b>	86-98	76-88
<b>3</b>	98-111	88-101
<b>4</b>	111-125	101-115
<b>5</b>	125-140	115-130
<b>6</b>	140-155	130-150
	dámská verze	pánská verze



## Lumbamed® disc

**Indikace:** lumbalgie svalového původu, entezopatie v oblasti bederní páteře, iritace meziobratlových kloubů, osteochondrozy disku, spondylolýza a spondylolistéza, postdiskotomické stavy, obtíže z lumbosakrálního přechodu, funkční poruchy sakroiliakálního kloubu.

**Kód SÚKL: 5000619**

Bederní bandáž z prodyšné pleteniny z mikrovláken k odlehčení bederní páteře se stabilizačním účinkem čtyř integrálních výztuh. Přídavná plastová dlahy zvyšující rigiditu pásu je odnímatelná, takže pás je možné po úraze odlehčit a nadále využívat jako zvýšený bederní pás.

vel.	obvod přes boky [cm]	obvod přes břicho [cm]
<b>1</b>	76-86	66-76
<b>2</b>	86-98	76-88
<b>3</b>	98-111	88-101
<b>4</b>	111-125	101-115
<b>5</b>	125-140	115-130
<b>6</b>	-	130-146
	dámská verze	pánská verze





## Břišní pás – 408

**Indikace:** břišní kýly, doléčení po operacích v oblasti břicha, akutní lumbago, funkční poruchy bederní páteře včetně entezopatií.

**Kód SÚKL: 5001837**

Lehká břišní bandáž se snadnou aplikací a pružnými výztuhami. Lehký pružný materiál umožňuje snadné odpařování potu.

vel.	obvod v pase [cm]
<b>S</b>	75–85
<b>M</b>	85–95
<b>L</b>	95–105
<b>XL</b>	105–115
<b>XXL</b>	115–125



## protect.Abdominal support

**Indikace:** břišní kýly, doléčení po operacích v oblasti břicha, akutní lumbago, funkční poruchy bederní páteře včetně entezopatií.

**Kód SÚKL: 5000608**

Protect.Abdominal support je pohodlná bandáž na břicho nebo hrudník.

vel.	obvod v pase [cm]
<b>S</b>	75–85
<b>M</b>	85–105
<b>L</b>	105–125
<b>XL</b>	125–145



## Stomický pás – Stoma

**Indikace:** stavy po operacích břicha s nutností vyústění střeva stěnou břišní (stomie), kýly stěny břišní v kombinaci s atonií.

**Kód SÚKL: 5003384**

Břišní pás stomický z pružné textilie, v břišní části se zpevněným otvorem pro umístění atonie břišní. Zapínání pásu je na suché zipy.

**Výška pásu: 16 cm, 26 cm**  
Průměr otvoru: cca 8 cm

vel.	obvod v pase [cm]
<b>S</b>	75–85
<b>M</b>	85–95
<b>L</b>	95–105
<b>XL</b>	105–115
<b>XXL</b>	115–125





## Anita Babybelt

Podpůrný pás Babybelt vyrobený z obzvláště měkkého mikrovlákna účinně pomáhá proti bolesti zad, zejména v posledních týdnech těhotenství. I při sezení je díky elastickým zónám obzvláště pohodlný. Dokáže růst spolu s přibývajícím objemem, velmi snadno se svěká i obléká.

- účinná pomoc při bolestech zad a kříže
- nošení podpůrného pásu během těhotenství podporuje a usnadňuje opětovné zpevnění břišní stěny po porodu

vel.	konfekční velikost	obvod v podbřišku [cm]
<b>XS</b>	32/34	do 90
<b>S</b>	36/38	90-100
<b>M</b>	40/42	100-110
<b>L</b>	44/46	110-120
<b>XL</b>	48/50	> 120



## protect.Maternity belt

**Indikace:** zpevnění břicha při graviditě.

**Kód SÚKL: 500609**

Podpůrný pás ke snižování bolestí zad během těhotenství. Integrované stabilizační výztuhy v bederní oblasti a nastavitelné tažné pásy snižují zatížení přední části těla v důsledku zvyšující se hmotnosti břicha, což vede k odlehčení břišní stěny, pánve a páteře.

- suchý zip dovoluje snadné nasazování a snímání a plynulé přestavování pásu
- stabilizační výztuže v bederní oblasti brání přehrnování materiálu
- zmírnění bolestí kříže a zad citelným odlehčením zádoových svalů
- pás dokonale padne díky anatomickému tvaru
- prokazatelná podpůrná funkce

vel.	obvod přes břicho [cm]
<b>1</b>	90-105
<b>2</b>	105-120
<b>3</b>	120-135




## Lumbamed maternity

**Indikace:** zpevnění břicha při graviditě.

**Kód SÚKL: 5002984**

Podpůrný bederní pás pro stabilizaci během těhotenství. Ortéza stabilizuje a odlehčuje tkáňové struktury břicha, pánve a bederní páteře a vyvažuje zvýšenou tahovou silou způsobenou zvětšující se hmotností břicha.

vel.	obvod přes břicho [cm]
<b>1</b>	90-105
<b>2</b>	105-120
<b>3</b>	120-135





## Pás kýlní dětský pupeční – 420

**Kód SÚKL: 5001841**

Jednoduchý elastický pás je opatřen pelotou, která tlačí na kýlu zabraňuje jejímu rozvinutí. Zapínání na suchý zip.

Univerzální velikost  
pro obvod v pase 30–70 cm



## Pás kýlní tříselní – 422

**Indikace:** slouží jako prevence před operačním zákrokem a jako prevence po zákroku na zhojení. Tlak peloty brání rozvinutí kýly.

**Kód SÚKL: 5001849**

Pás se aplikuje v před i v pooperačním období. Je opatřen odnímatelnou pelotou se suchým zipem, která tlakem na kýlu v oblasti třísla zabraňuje jejímu rozvinutí. Pás doporučujeme navlékat vleže po předchozím zatlačení kýly.

vel.	obvod v pase [cm]
<b>S</b>	75–90
<b>M</b>	90–105
<b>L</b>	105–120



Provedení: levá/pravá



## Pás kýlní tříselní – 423

**Indikace:** slouží jako prevence před operačním zákrokem a jako prevence po zákroku na zhojení. Tlak peloty brání rozvinutí kýly.

**Kód SÚKL: 5001853**

Pás se aplikuje v před i v pooperačním období. Je opatřen odnímatelnými pelotami se suchým zipem, které tlakem na kýlu v oblasti třísla zabraňuje jejímu rozvinutí. Pás doporučujeme navlékat vleže po předchozím zatlačení kýly. Pás je vhodný pro oboustrannou kýlu.

vel.	obvod v pase [cm]
<b>S</b>	75–90
<b>M</b>	90–105
<b>L</b>	105–120





## Pás kýlní pupeční – 424

**Indikace:** břišní kýla.

**Kód SÚKL: 5014252**

Jednoduchý elastický kýlní pás je opatřen pelotou, která tlačí na kýlu zabraňuje jejímu rozvinutí.

Speciální pelota způsobuje tlak na pupeční kýlu, čímž tlačí zpět povolenou tkáň.

- jednoduchá aplikace
- možnost polohování
- možno prát na 40°C

vel.	obvod v pase [cm]
<b>S</b>	70-90
<b>M</b>	90-110
<b>L</b>	110-130



## Hrudní pás – 453

**Indikace:** stavy po úrazech hrudníku, lehká zhmoždění, jednoduché zlomeniny žeber dolní části hrudníku.

**Kód SÚKL: 5001799**

Hrudní pás k pevnému stažení hrudníku z prodyšného pružného materiálu při úrazech žeber.

Hrudní pás se používá při zlomeninách a bolestivých naraženích žeber, vhodný je i při natrženém či namoženém svalstvu hrudní oblasti, při jednoduchých zlomeninách žeber ve spodní části hrudníku, po úrazech a zhmožděních hrudníku.

Měří se obvod hrudníku neboli obvod pod prsy.  
Zapínání vpředu na suchý zip.  
Tvarování pánské i dámské.

Výška: 16 cm

vel.	obvod hrudníku [cm]
<b>XS/S</b>	65-80
<b>M/L</b>	85-105
<b>XL/XXL</b>	105-125



## Priessnitzův zábal na hrudník, břicho, prsa, záda, kyčle pro dospělé

Priessnitzův zábal Mamavis je vhodný pro diagnózy: zánět průdušek, horečka, chřipka, vlhký kašel, artróza kyčlí, bolesti ledvin, menstruační bolesti či močového měchýře.

Zábal lze použít studenou, mokrou i suchou formou včetně odvarů a bylinek.

Výhody:

- osvědčená Priessnitz metoda přes 220 let
- garantovaná zdravotní nezávadnost materiálů
- vyrobeno ručně, hendikepovanými šičkami
- jediný komfortní Priessnitzův zábal na ČR trhu

Na bolesti hrudníku, břicha, kyčlí či zad je náš víceúčelový zábal ideálním pomocníkem. Přírodní cestou Vám pomůže od různých nemocí a bolestí. Zábal je vyroben z jemné látky, která je velmi příjemná na nošení.

délka zábalového pásu [cm]	obvod dané části těla [cm]
<b>100-130 (junior - dospělý)</b>	90-120
<b>125-155 (junior - dospělý)</b>	115-145



# Ruka

Bandáže a ortézy





## Prstová dlahka s fixací – 309

**Indikace:** léze distálního úponu extenzorů prstů (basketbalová zlomenina apod.), zlomeniny distálního článku prstů, distorze distálního IP kloubu prstů, kontuze v oblasti nehtu, pooperační stavy v oblasti prstů.

**Kód SÚKL: 5001875**

Rigidní plastová dlahka pro fixaci článku prstu v extenzi s fixací pomocí suchého zipu.

Už žádné lepení lepící páskou nebo pomocí tejpů – jednoduše nasadíte na prst a zafixujete pomocí pásky ze suchého zipu. Rigidní plastová dlahka se snadnou aplikací, nízkou váhou a dostatečnou pevností pro optimální fixaci článku prstu.



vel.	obvod prstu [mm]
<b>0</b>	38-42
<b>1</b>	42-48
<b>2</b>	48-53
<b>3</b>	53-55
<b>4</b>	55-60
<b>5</b>	60-66



Univerzální velikost

## Ortéza pro fixaci prstu – 335

**Indikace:** fixace středního (PIP) a posledního (DIP) prstového kloubu článku prstu ruky

**Kód SÚKL: 5015132**

Ortéza pro fixaci prstu v extenzi při zlomeninách a vyvrtnutí prstu.

Rigidní ortéza pro úplnou fixaci středního (PIP) a posledního (DIP) prstového kloubu článku prstu ruky.



## Ortéza pro fixaci prstu – 336

**Indikace:** léze distálního úponu extenzorů prstů (basketbalová zlomenina apod.), zlomeniny distálního článku prstů, distorze distálního IP kloubu prstů, kontuze v oblasti nehtu, pooperační stavy v oblasti prstů.

Ortéza pro fixaci prstu v extenzi při zlomeninách a vyvrtnutí prstu. Není potřeba žádné lepení lepící páskou nebo pomocí tejpů - jednoduše nasadíte na prst a zafixujete stlačením.



vel.	délka prstu [cm]
<b>S</b>	6
<b>M</b>	7
<b>L</b>	8
<b>XL</b>	9




## Ortéza pro fixaci prstu – 338

**Indikace:** léze distálního úponu extenzorů prstů (tzv. „basketbalový prst“), zlomeniny distálního článku prstů, distorze distálního IP kloubu, kontuze v oblasti nehtu, pooperační stavy v oblasti prstů.

Lehká a tvarovatelná dlahka určená k rychlé imobilizaci prstů ruky. Poskytuje pevnou oporu při poranění prstů a zároveň zajišťuje komfort díky měkké vnitřní výstelce. Snadno se připevňuje pomocí obvazu nebo náplasti a je vhodná pro použití v terénu i domácí péči. K dispozici je ve třech velikostech pro přesné přizpůsobení tvaru prstu.



vel.	délka × šířka [mm]
<b>1</b>	65 × 25
<b>2</b>	80 × 25
<b>3</b>	95 × 25



## Ortéza prstu dynamická – 313

**Indikace:** deformity prstů - boutonniere, pooperační a poúrazové stavy prstů horní končetiny, kde je nezbytná postupná rehabilitace, pro obnovu flexorů prstů ruky a zajištění dynamické extenze v PIP a MCP kloubu

**Kód SÚKL: 5015131**

Ortéza je určena pro obnovu funkce flexorů prstů ruky a zajištění dynamické extenze v PIP a MCP kloubu především u pooperačních a poúrazových stavů, kde je nezbytná postupná rehabilitace.



Univerzální velikost

## Ortéza prstová – 317

**Indikace:** zhmždění 2.-4. prstu ruky, distorze v MCP a IP kloubech 2.-4. prstu ruky, doléčení po zlomeninách 2.-4. prstu ruky, fixace při pooperačních stavech 2.-4. prstu ruky.

**Kód SÚKL: 5001896**

Ortéza pro univerzální fixaci prstů horní končetiny. Duralovou dlahu lze libovolně tvarovat a přikládat na dlaňovou i hřbetní stranu ruky. Jednoduché zapínání na suchý zip.



vel.	obvod dlahy [cm]
<b>S</b>	5,3
<b>M</b>	7,8
<b>L</b>	9

## Prstová duralová dlahá s fixací – 339

**Indikace:** fixace nebo stabilizace prvního až třetího článku prstů ruky při poúrazových stavech, doléčení a zklidnění poranění prstu ruky, kontuze v oblasti nehtu, pooperační stavy v oblasti prstů ruky

**Kód SÚKL: 5015133**

Slouží k rychlému a snadnému ošetření úrazů prstů ruky




## Prstová dlahá – typ J

**Indikace:** řezná poranění prstů, zhmžděnin prstů, poranění nebo snesení nehtu, ruptury natahovačů prstů, distorze kloubů prstů, doléčování po zlomeninách prstů, pooperační stavy na kostech prstů ruky

**Kód SÚKL: 5014635**

Univerzální dlahá je určena k fixaci palce a prstů ruky při poraněních prvního až třetího článku. Je lehká, tvarovatelná a poskytuje dostatečnou oporu pro zklidnění poraněné oblasti. Polyuretanová výstelka zvyšuje komfort při nošení a dlahá se fixuje pomocí obvazu nebo náplasti. Vhodná pro krátkodobou fixaci, není určena pro dislokované a nestabilní zlomeniny. Vyrábí se v jedné univerzální velikosti.



vel.	obvod zápěstí [cm]
<b>S/M</b>	13,5-16,5
<b>L/XL</b>	16,5-20

Provedení: levá / pravá

## Ortéza palce – RhizoForm

**Indikace:** rhizartróza palce**Kód SÚKL: 5014543**

Funkční tvarovatelná ortéza RhizoForm při rizartróze palce ruky. Jednoduché nasazení i přizpůsobení na ruku, které přesně kopíruje tvar ruky.



vel.	obvod zápěstí [cm]	obvod palce [cm]
<b>1</b>	12,5-16	5-7
<b>2</b>	16-20	6,5-9

Provedení: levá / pravá

## RhizoLoc®

**Indikace:** lehké úrazy metakarpofalangeálního a karpometakarpálního kloubu, doléčení po zlomeninách v této oblasti po sejmutí rigidní fixace a doléčení po operacích.**Kód SÚKL: 5010089**

RhizoLoc je stabilní ortéza k fixaci metakarpofalangeálního a karpometakarpálního kloubu palce. Možnost individuálního přizpůsobení vnitřní hliníkové výtuhy k zaručení maximální stability. Perforovaný materiál umožňuje cirkulaci vzduchu a tím snižuje pocení. Zapínání na suchý zip zjednodušuje manipulaci, přiložení i sejmutí ortézy.



vel.	obvod zápěstí [cm]
<b>M</b>	14-19
<b>L</b>	19-24



## De Quervain ortéza – 316

**Indikace:** rhizartróza, de Quervainova nemoc, zánět šlachy palce, fixace oblasti palce (MCP), rhizartrózy, po distorzích a frakturách palce, jakož i po operacích kloubů v této oblasti, doléčení po zlomeninách, pooperační imobilizace, poranění postranních vazů palce.**Kód SÚKL: 5001887**

Semirigidní palcová ortéza pro fixaci oblasti palce (MCP). Zapínání na suchý zip, textilní materiál sající pot zvyšující komfort nošení ortézy. V ortéze je zapracována tvarovatelná výtuhy z polyethylenu. Ortéza je vyrobena nejmodernější technologií svařování beze švů.



vel.	obvod zápěstí [cm]
<b>1</b>	14-17
<b>2</b>	16-20

Provedení: levá / pravá

## Ortéza palce – RhizoLoc OA

**Indikace:** artróza (např. rhizartróza), artritida, akutní / pouřazové přetížení, distorze, kontuze, chronická nestabilita vazů, opakující se vadné postavení kloubu, pooperační doléčení (např. po arthroplastice).

Ortéza RhizoLoc OA pro znehybnění a odlehčení kloubu palce při artróze RhizoLoc OA je k dispozici ve dvou velikostech pro pravou a levou ruku, a lze jej nosit jak přes den, tak i v noci. To vám umožňuje pohodlnou péči o svůj palec bez ohledu na činnost, kterou vykonáváte.





Univerzální velikost

## Ortéza palce – 305

**Indikace:** algické stavy při lehkých degenerativních a revmatických onemocněních, kontuze a lehké distorze základního kloubu palce, doléčení po zlomeninách, kde již není potřeba rigidní fixace, lehké entezopatie (M.de Quervain), bolesti základního kloubu palce po fyzickém přetížení.

**Kód SÚKL: 5001867**

Univerzální palcová ortéza s tvarovatelnou duralovou dlahou, jednoduché zapínání na suchý zip, jednoduchá aplikace.



Univerzální velikost

Provedení: levá / pravá

## Ortéza zápěstí – 301T

**Indikace:** lehké úrazy zápěstí (kontuze, distorze, stav po ošetření otevřené rány – sutura apod.), doléčení po zlomeninách po sejmutí nutné rigidní fixace zápěstí, bolesti při artritidách zápěstí, bolesti při artróze zápěstí, entezopatie a záněty šlach v oblasti zápěstí.

**Kód SÚKL: 5001903**

Ortéza určena k fixaci a stabilizaci zápěstí a palce. Na spodní straně zápěstí je tvarovatelná plastová dlahu. Stejně tak je duralová dlahu na radiální straně předloktí s prodloužením na palec. Materiál ortézy je vysoce prodyšný a výborně odvádí pot.



vel.	obvod zápěstí [cm]
0	10–14
1	14–18
2	19–23
3	24–28

Provedení: levá / pravá



## Manumed® T

**Indikace:** pooperační fixace zápěstí a palce, úrazy palce nebo zápěstí, distorze kloubů palce, instability palce, artrózy a artritidy zápěstí.

**Kód SÚKL: 5000606**

Ortéza určena k fixaci a stabilizaci zápěstí a palce. Na spodní straně zápěstí je tvarovatelná duralová dlahu. Stejně tak je duralová dlahu na radiální straně předloktí s prodloužením na palec. Materiál ortézy Airtex je vysoce prodyšný a výborně odvádí pot. Zapínání ortézy pomocí suchých zipů systémem slip-on, ortéza neklouže při zapínání na ruce, neotvírá se a popruhy jdou snadno zapínat.



vel.	šířka ruky [cm]
XS	6–7
S	7–8
M	8–9
L	9–10

Provedení: levá / pravá

## Ortéza zápěstí – Q42006

**Indikace:** stavy vyžadující podporu a stabilizaci zápěstí, ruky a prstů, syndrom karpálního tunelu, revmatoidní artritida, prevence kontraktur, poranění a parézy (obrný) periferních nervů, např. n. radialis, polohování ruky u centrálních paréz, pooperační stavy.

**Kód SÚKL: 5013209**

Anatomicky tvarovaná fixační ortéza zápěstí s oporou pod prsty a se samostatnou dlahou pro palec.





Univerzální velikost

## Zápěstní bandáž – 302

**Indikace:** bolesti zápěstí po přetížení, lehká degenerativní a zánětlivá onemocnění, lehké distorze a kontuze zápěstí, entezopatie v oblasti zápěstí.

Jednoduchá pomůcka sloužící ke stabilizaci zápěstí. Bandáž je vyrobena z elastického prodyšného materiálu z mikrovláken. Zapínání na suchý zip.



Univerzální velikost

## Zápěstní bandáž – 307

**Indikace:** lehké degenerativní a revmatické onemocnění s dobrou stabilitou zápěstí, kontuze, bolesti při syndromu karpálního tunelu, lehké entezopatie v oblasti zápěstí, bolesti při syndromu karpálního tunelu, bolesti při fyzickém přetížení.

Lehká univerzální zápěstní neoprenová páska se snadnou aplikací a zapínáním na suchý zip. Důkladně obepíná zápěstí a pružný popruh umožňuje nastavit požadovanou míru komprese a podpory.

Používá se při bolestech zápěstí způsobených únavou či přetížením. Díky možnosti pevné fixace zápěstí má široké využití při různých sportech, obzvláště silových.



Univerzální velikost

## Zápěstní bandáž – manuSport

Sportovní zápěstní bandáž manuSport s otvorem pro palec důkladně obepíná zápěstí a pružný popruh umožňuje nastavit požadovanou míru komprese a podpory.

Výhody:

- používá se při bolestech zápěstí způsobených únavou či přetížením
- díky možnosti pevné fixace zápěstí má široké využití při různých sportech
- poskytuje vynikající odpružení, podporu a kompresi
- zapínání pomocí dvou suchých zipů zajišťuje dokonalé uchycení.
- univerzální velikost pro pravé i levé zápěstí



## Bandáž s gelovým polštářkem

Lehká univerzální páska na zápěstí a kotník s gelovým polštářkem, která poskytuje úlevu od bolesti pomocí tepla nebo chladu.

Bandáž kromě tradičního použití při podpůrné fixaci může být skvělým nástrojem pro terapii teplem a chladem. Po vychlazení v lednici může pomoci redukovat otoky a zklidnit bolest při nachlazení, zranění nebo svalovém napětí. Naopak po ohřátí v mikrovlnné troubě může podporovat prokrvení a uvolňovat svaly.





## ManuSan® SPORT

**Indikace:** bolesti zápěstí po přetížení, lehká degenerativní a zánětlivá onemocnění, lehké distorze a kontuze zápěstí, entezopatie v oblasti zápěstí.

Elastická páska poskytuje cílenou úlevu pro zápěstí během sportu.

Navlékácký bandáž důkladně obepíná zápěstí a nabízí vysoký komfort nošení a přesné umístění. Bandáž drží pevně a pohodlně na zápěstí a zabraňuje nepříjemnému smekání. Dodatečný elastický popruh se suchým zipem umožňuje volit míru komprese a podpory zápěstí. Tím je možné individuálně regulovat tlak na zápěstí v závislosti na osobních preferencích a konkrétním druhu sportu.

S bandáží ulevíte zápěstí nejenom při raketových a míčových sportech, ale třeba v posilovně či při golfu.

Funkční prvky:

- kompresní pletenina
- nastavitelný pásek

vel.	obvod zápěstí [cm]
<b>1</b>	13-17
<b>2</b>	18-23



## Zápěstní bandáž – Wrist Strap

Zápěstní prodyšná manžeta pro cílenou úlevu pro zápěstí během sportu

Navlékácký bandáž důkladně obepíná zápěstí a dodatečný elastický popruh umožňuje volit míru komprese a podpory zápěstí. Snadná a rychlá manipulace, zapínání na suchý zip.

Používá se při mírném vymknutí zápěstí, podráždění, bolesti z přetížení.

- příjemná pletenina je prodyšná a ruka se nepotí tolik jako v neoprenových bandážích
- dotahovací pásek umožňuje nastavit požadovanou míru komprese
- bandáž vhodná pro levou i pravou ruku, nerozlišuje se

vel.	obvod zápěstí [cm]
<b>S/M</b>	14-17
<b>L/XL</b>	17-20



## ManuSan® active

**Indikace:** instabilita zápěstí, artralgie, tendopatie, tendovaginitida a synovitidy zápěstí, osteonekrozy lunáta, artrózy, rehabilitace po poraněních a nervových poruchách.

Anatomicky tvarovaná bandáž ManuSan® active slouží ke stabilizaci a aktivaci zápěstí.

Kompresivní materiál zlepšuje lokální cirkulaci pro lepší regeneraci, zmírnění bolesti a obnovení funkce kloubu. Pletenina z dutých vláken umožňuje odvod potu. K dodatečné fixaci a současně lepší stabilizaci zápěstí slouží přiložená páska se suchým zipem. Je určena pro celodenní nošení i sportovní aktivity. Během spánku a odpočinku ji sundejte.

vel.	obvod zápěstí [cm]
<b>XS</b>	14-15
<b>S</b>	15-16
<b>M</b>	16-17
<b>L</b>	17-18
<b>XL</b>	18-19
<b>XXL</b>	19-20





## Push Care

**Indikace:** lehčí poranění zápěstí, přetížení šlach a vazů, mírná nestabilita zápěstí, prevence přetížení při práci, sportu a každodenních činnostech.

**Kód SÚKL: 5006972**

Poskytuje jemnou oporu a cílenou kompresi bez omezení pohybu ruky. Regulovatelná komprese umožňuje přesné nastavení podpory podle potřeby, zatímco volná dlaň zachovává plnou funkčnost úchopu. Lehký a prodyšný materiál zajišťuje komfort při celodenním nošení a polstrování na ulnární straně pomáhá snižovat tlak při opakované zátěži.

vel.	obvod zápěstí [cm]
<b>1</b>	13-15
<b>2</b>	15-17
<b>3</b>	17-19
<b>4</b>	19-21



Provedení: levá / pravá



## Push Med

**Indikace:** středně výrazná nestabilita zápěstí, přetížení zápěstí a šlach, rekonvalescence po poranění zápěstí, potřeba zvýšené mechanické podpory při zachování funkce ruky.

**Kód SÚKL: 5006980**

V prodlouženém provedení poskytuje snadno dávkovatelnou kompresi a vyšší míru stabilizace než varianta CARE. Konstrukce s mechanickou podporou a možností individuálního dotažení pomocí elastických páسů zajišťuje pevnou, ale pohodlnou fixaci. Volná dlaň zachovává plnou funkčnost úchopu, zatímco jemné polstrování na ulnární straně vytváří komfortní zónu při nošení.

vel.	obvod zápěstí [cm]
<b>1</b>	13-15
<b>2</b>	15-17
<b>3</b>	17-19
<b>4</b>	19-21



Provedení: levá / pravá



## CarpaForm

**Indikace:** syndrom karpálního tunelu, bolesti a přetížení zápěstí, potřeba udržení zápěstí v neutrální poloze, obtíže z opakované zátěže.

**Kód SÚKL: 5014540**

Určena k funkční stabilizaci zápěstí při syndromu karpálního tunelu. Ergonomický a ultralehký design s tvarovatelnou hliníkovou konstrukcí udržuje zápěstí v neutrální poloze a je vhodný i pro nošení během spánku. Ortéza je dostupná pro pravou i levou ruku a ve třech velikostech pro optimální přizpůsobení.

vel.	obvod zápěstí [cm]
<b>S</b>	13-16,5
<b>M</b>	16,5-19,5
<b>L</b>	19,5-25



Provedení: levá / pravá





## ManuSan®

**Indikace:** instabilita zápěstí, artralgie, tendopatie, tendovaginitida a synovitidy zápěstí, osteonekrózy lunáta, artrózy, rehabilitace po poraněních a nervových poruchách.

**Kód SÚKL: 5001902**

Anatomicky tkaná dvoutažná ortéza ke stabilizaci zápěstí se silikonovou pelotou. Zabezpečuje ideální držení zápěstí a omezuje jeho pohyb. Zabudovaná silikonová pelota zajišťuje jemnou kompresivní masáž měkkých tkání, čímž zvyšuje průtok krve a zrychluje zmenšování otoků. K dodatečné fixaci dlahy a současně stabilizaci zápěstí slouží přiložená páska se suchým zipem. Působení bandáže se projevuje převážně během fyzické aktivity. Bandáž nenoste během prodloužených období odpočinku (např. spánek).

vel.	obvod zápěstí [cm]
<b>XS</b>	14-15
<b>S</b>	15-16
<b>M</b>	16-17
<b>L</b>	17-18
<b>XL</b>	18-19
<b>XXL</b>	19-20



Provedení: levá / pravá



## Manumed® active

**Indikace:** vymknutí, distorze, opotřeбенí zápěstního kloubu (artróza), pocit nestability, zánět šlach v oblasti zápěstí, bolesti v zápěstní oblasti (např. revmatické).

**Kód SÚKL: 5000616**

Manumed active je ve formě pleteniny přizpůsoben zápěstnímu kloubu. Na vnitřní straně má výztuhu, kterou lze individuálně přizpůsobit. Ta stabilizuje zápěstí. Její účinek je podporován a fixován páskou. V důsledku stabilizujícího účinku bandáže se omezí pohyby zápěstí, čímž dojde k úlevě svalstva předloktí i úponům šlach lokte. Tím se snižuje dráždění. Páska je opatřena otvorem, který eliminuje neúnosný tlak na vnější kotník ruky. Kompresie pleteniny podporuje rychlejší odstranění otoků a krevních výronů.

vel.	obvod zápěstí [cm]
<b>1</b>	13-15
<b>2</b>	15-17
<b>3</b>	17-19
<b>4</b>	19-21



Provedení: levá / pravá



## ManuTrain®

**Indikace:** instabilita zápěstí, artralgie, tendopatie, tendovaginitida a synovitidy zápěstí, osteonekrózy lunáta, artrózy, rehabilitace po poraněních a nervových poruchách.

**Kód SÚKL: 5010086**

ManuTrain je anatomicky tkaná dvoutažná bandáž na stabilizaci zápěstí. Anatomicky tvarovaná výztuha je tepelně tvarovatelná a tím individuálně přizpůsobitelná. Zabezpečuje ideální držení zápěstí a omezuje jeho pohyb. Přiložená páska se suchým zipem slouží k fixaci dlahy a současně stabilizuje zápěstí.

vel.	obvod zápěstí [cm]
<b>1</b>	14-15
<b>2</b>	15-16
<b>3</b>	16-17
<b>4</b>	17-18
<b>5</b>	18-19
<b>6</b>	19-20



Provedení: levá / pravá





## Ortýza zápěstí – 301

**Indikace:** lehké úrazy zápěstí (kontuze, distorze, stav po ošetření otevřené rány – sutura apod.), doléčení po zlomeninách po sejmutí nutné rigidní fixace zápěstí, bolesti při artritidách zápěstí, bolesti při artróze zápěstí, entezopatie a záněty šlach v oblasti zápěstí.

**Kód SÚKL: 5001899**

Ortýza zápěstí stabilizuje a fixuje zápěstí díky plastové dlaze.

vel.	obvod zápěstí [cm]
<b>S/M</b>	14–18
<b>L/XL</b>	18–22



## Ortýza zápěstí – 301 dlouhá

**Indikace:** lehké úrazy zápěstí (kontuze, distorze, stav po ošetření otevřené rány – sutura apod.), doléčení po zlomeninách po sejmutí nutné rigidní fixace zápěstí, bolesti při artritidách zápěstí, bolesti při artróze zápěstí, entezopatie a záněty šlach v oblasti zápěstí.

**Kód SÚKL: 5001899**

Ortýza zápěstí stabilizuje a fixuje zápěstí díky plastové dlaze.

vel.	obvod zápěstí [cm]
<b>S/M</b>	14–18
<b>L/XL</b>	18–22



## Ortýza zápěstí – 304

**Indikace:** lehké úrazy zápěstí, doléčení po zlomeninách po sejmutí nutné rigidní fixace zápěstí, bolesti při artritidách zápěstí, bolesti při artróze zápěstí, entezopatie a záněty šlach v oblasti zápěstí.

**Kód SÚKL: 5001901**

Prodyšná ortýza zápěstí vyztužená volárně uloženou dlahou. Působí teplem a zmírňuje bolest. Zapínání je zjednodušeno pomocí speciálního šněrování za použití jedné ruky.

vel.	obvod zápěstí [cm]
<b>S</b>	14–17
<b>M</b>	18–21
<b>L</b>	22–25



Provedení: levá / pravá





## Medi wrist support

**Indikace:** degenerativní a revmatické onemocnění s lehkou nestabilitou zápěstí, kontuze a distorze zápěstí, doléčení po operacích a těžších úrazech zápěstí, kde není třeba rigidní fixace, bolesti při syndromu karpálního tunelu, pomůcka při paréze n. radialis, entezopatie v oblasti zápěstí.

### Kód SÚKL: 5000605

Ortéza je určena k fixaci a stabilizaci zápěstí. Sendvičový materiál umožňuje propustnost potu. Tvarovatelná duralová dlahy a extra široké pásky umožňují jednoduché přizpůsobení i zapínání ortézy.

vel.	obvod zápěstí [cm]
<b>1 S</b>	10-14
<b>2 M</b>	14-18
<b>3 L</b>	18-22
<b>4 XL</b>	22-26



Provedení: levá / pravá



## Manu-Cast Organic

**Indikace:** všechny indikace, pro které je nezbytná imobilizace zápěstí ve dvou směrech a je zapotřebí volné pohyblivosti prstů: poškození ruky v oblasti zápěstí a metakarpální oblasti, pro imobilizaci zápěstí s volným pohybem palce a prstů, pooperační stav ruky/zápěstí, předoperační, poúrazové stavy, syndrom karpálního tunelu (CTS), zánět, degenerace, revmatická onemocnění.

Organická struktura a 3D tisk zajišťují vysokou prodyšnost ortézy. Ortéza je určena k odlehčení a imobilizaci zápěstního kloubu, přičemž palec a prsty zůstávají volně pohyblivé.

vel.	obvod zápěstí [cm]
<b>1</b>	13-18
<b>2</b>	18-21



Provedení: levá / pravá



## Manumed®

**Indikace:** lehké úrazy zápěstí, doléčení po těžších úrazech a po operacích zápěstí, paréza n. radialis, bolesti a otoky při artróze nebo artritidě, léčení zánětů šlach v oblasti zápěstí, nekrózy lunáta.

### Kód SÚKL: 5000645

Rigidní bandáž zápěstí s duralovou výztuhou. Rigidní fixace zápěstí v různé poloze (namodelováním duralové výztuhy), prodyšný materiál Airtex®, zpevnění třemi velcro páskami, anatomický tvar, snadná aplikace.

vel.	obvod zápěstí [cm]
<b>0</b>	10-14
<b>1</b>	14-18
<b>2</b>	19-23
<b>3</b>	24-28



Provedení: levá / pravá





## medi CTS – ortéza na zápěstí s podporou prstů

**Indikace:** konzervativní terapie a postoperativní následná terapie karpálního tunelu, retence prstů a zápěstního kloubu po utrpeném poranění, postoperativní následná terapie, artróza zápěstního kloubu, posttraumatická následná terapie distorzí zápěstního kloubu, zápěstí a prstů

### Kód SÚKL: 5000580

Bandáž medi CTS je podporou zápěstí a je vybavena anatomicky předtvarovanou prstovou dlahou

vel.	délka ruky [cm]
<b>XS</b>	do 15
<b>S</b>	15-17
<b>M</b>	17-19
<b>L</b>	19-22



Stranově univerzální



## DRQF3D – ortéza zápěstí s podporou prstů

**Indikace:** stavy vyžadující imobilizaci a stabilizaci zápěstí, zápěstí, prstů, např. po chirurgickém zákroku, tendinitidy, syndrom karpálního tunelu, poranění a parézy (obrný) periferních nervů, např. n. radialis, polohování ruky u centrálních paréz, chronická polyartritida, prevence kontraktur.

### Kód SÚKL: 5013210

Ortéza zajišťuje imobilizaci zápěstí ve funkční poloze

vel.	obvod zápěstí [cm]	šířka ruky [cm]
<b>S</b>	12,5-15,5	8
<b>M</b>	15,5-17,5	9
<b>L</b>	17,5-20,5	10

Stranově univerzální.



## ManuLoc® – ortéza zápěstí

**Indikace:** Paréza n. radialis, bolesti při syndromu karpálního tunelu, artritidy zápěstí, doléčení po zlomeninách a po operaci zápěstí.

ManuLoc je stabilní ortéza k fixaci zápěstí. Prevence před abnormálním distálním a proximálním pohybem zápěstí. Integrované hliníkové dlahy dotváří anatomický tvar ortézy. Zapínání na suchý zip zjednodušuje manipulaci, přiložení i sejmutí ortézy. Osvědčené a ověřené materiály a jakost provedení (žádné švy) zajišťují nejvyšší míru pohodlí.

vel.	obvod zápěstí [cm]
<b>0</b>	12-15
<b>1</b>	14-18
<b>2</b>	17-21
<b>2</b>	20-26



Provedení:  
krátká / dlouhá.  
Stranově univerzální.





# Loket

---

Bandáže a ortézy



vel.	obvod pod loktem [cm]
<b>UNI</b>	22,5-33

Barevné provedení:  
šedá, černá



## Epikondylární páska – EpiPoint®

**Indikace:** tenisový loket apod. entezopatie.

**Kód SÚKL: 5010084**

Epikondylární páska s vysokou stabilitou, kdy změny objemu při pohybu svalů způsobují dynamické vedení síly přes ocelovou torzní pružinu do silikonové peloty. Individuální přizpůsobení tlaku se dosahuje elastickou regulační páskou, kdy příliš silný tlak signalizuje červená signální část. Měkká viskoelastická pelota s frickními uzlíky umožňuje optimální kompresi.



vel.	obvod pod loktem [cm]
<b>UNI</b>	22-35

Barevné provedení:  
černá, růžová



## Loketní páska – Sports Elbow Strap

**Indikace:** tenisový loket, golfový loket, apod. entezopatie.

Sportovní epikondylární páska zmiřuje obtíže loketního kloubu, které vznikají ve spojení s tenisovým nebo golfovým loktem. Je navržena pro sportovní aktivitu a chrání při nich mediální a laterální svaly předloktí. Pětibodová pelota se podle místa použití upevní pomocí suchého zipu a stimuluje příslušné aktivační body v oblasti lokte. Tím zmiřuje bolesti a zabráňuje zánětům svalů cílenou kompresí na svaly a šlachy během sportovních aktivit, zejména při raketových sportech. Systém zapínání Boa® Closure umožňuje přesné nastavení tlaku kolem předloktí. Páska pomáhá předcházet dlouhodobým zraněním, včetně tenisového a golfového lokte.



vel.	obvod pod loktem [cm]
<b>UNI</b>	23-33

Provedení: levá / pravá



## Epikondylární páska – epiSport

Sportovní loketní páska Sanomed epiSport se silikonovou pelotou vyvíjí tlak v předloktí a tím snižuje tlak na šlachy loketního kloubu.

**Kód SÚKL: 5014630**

Tyto šlachy se nacházejí přesně v místě, kde pociťujete bolest. Anatomický tvar umožňuje pohodlné nošení a podporuje stabilizaci lokte. Silikonová pelota s masážními body vyvíjí cílený tlak na loketní šlachy, čímž podporuje stimulaci a maximalizuje úlevu od bolesti s proprioceptivním účinkem.

- aktivně odlehčuje a stabilizuje loket bez jeho omezení funkce
- poskytuje podporu a úlevu při sportovních a pracovních úrazech
- jednoduché zapínání na suchý zip umožňuje ind. nastavení komprese



## Epikondylární páska – PUSH med

**Indikace:** tenisový loket, golfový/oštěpařský loket, přetížení svalových úponů v oblasti lokte, bolesti při sportu, práci a opakované zátěži.

**Kód SÚKL: 5006955**

Poskytuje cílenou úlevu od bolesti díky silikonové pelotě, která působí tlakem na svalové úpony flexorů nebo extenzorů. Konstrukce ve tvaru C s plastovou skořepinou rovnoměrně rozkládá tlak bez omezení krevního oběhu. Prodyšný mikrovláknový materiál Sympress™ zajišťuje komfort při celodenním nošení. Anatomický tvar udržuje pásku stabilně na místě a umožňuje snadné nasazení jednou rukou. Vhodná pro levou i pravou paži.





vel.	obvod pod loktem [cm]
<b>UNI</b>	23-33

## Epikondylární páska – 202

**Indikace:** entezopatie v oblasti lokte (tenisový a oštěpařský loket).

**Kód SÚKL: 5001908**

Epikondylární neoprenová páska se silikonovou pelotou.

Páska vyvíjí tlak na svaly v dolní části paže a tím snižuje tlak ze šlach v loketním kloubu. Tyto šlachy se nacházejí přesně v místě, kde pacient pociťuje bolest. Používá se například při entezopatii v oblasti lokte, což je takzvaný tenisový, golfový nebo oštěpařský loket.



Univerzální velikost

## Epikondylární páska – Epibrace

**Indikace:** entezopatie v oblasti lokte (tenisový a oštěpařský loket).

**Kód SÚKL: 5000627**

Epikondylární páska s možností individuálního nastavení tlaku elastickou regulační páskou a přestavitelnou viskoelastickou pelotou.

Barevné provedení: šedá/šedá, šedá/růžová, šedá/zelená



vel.	obvod pod loktem [cm]
<b>S</b>	20-23
<b>M</b>	23-26
<b>L</b>	26-29
<b>XL</b>	29-32
<b>XXL</b>	32-35

## Bandáž lokte – 801

**Indikace:** onemocnění šlach a svalů, bursitida (písařský loket), entezopatie v oblasti lokte (tenisový a oštěpařský loket).

Lehká elastická bandáž lokte z prodyšného úpletového materiálu pro příjemný pocit na kůži.

Zajišťuje komfortní podporu pro zraněné, ochablé či bolestivé vazy. Kompresivní materiál zlepšuje lokální cirkulaci pro lepší regeneraci, zatímco pletenina z dutých vláken umožňuje odvod potu.

Je určena pro celodenní nošení i sportovní aktivity.



## Epikondylární páska – PUSH sports

**Indikace:** tenisový loket, golfový loket, přetížení šlach a svalových úponů v oblasti lokte, bolesti lokte při sportu a fyzické zátěži.

Poskytuje cílenou podporu při tenisovém i golfovém lokti během sportovních aktivit. Individuálně nastavitelná komprese působí na šlachové úpony, pomáhá snižovat bolest a napětí a zároveň neomezuje volnost pohybu. Páska dobře drží ve správné poloze, snadno se nasazuje a díky univerzální velikosti je vhodná pro většinu uživatelů.





## EpiSan® SPORT

**Indikace:** bolesti lokte (např. tenisový loket nebo golfový loket)

Anatomicky tvarovaná elastická bandáž lokte navržena pro sportovní aktivity. Díky využití moderních textilních materiálů odvádí vlhkost a teplo a je vysoce prodyšná. Anatomický tvar umožňuje pohodlné nošení a podporuje stabilizaci lokte. Kompresí pleteniny podporuje prokrvování, zmírňuje bolesti a stabilizuje loketní kloub. Komfortní odlehčená zóna v oblasti předloktí napomáhá pohodlnému nošení i při ohybu lokte.

vel.	obvod pod loktem [cm]
<b>S</b>	20–23
<b>M</b>	23–26
<b>L</b>	26–29
<b>XL</b>	29–32
<b>XXL</b>	32–35



## EpiSan® active

**Indikace:** Epicondilitidy (např. tenisový loket nebo golfový loket).

Anatomicky tvarovaná úpletová loketní bandáž s integrovanou loketní páskou.

Bandáž působí kompresním účinkem na svalstvo a tím zmírňuje bolesti a obnovuje funkci kloubu. Ukončení bandáže se sníženým kompresním účinkem zaručuje příjemné nošení bez příznaků nahromadění krve a poruch cirkulace.

Bandáž je vhodná pro nošení při práci i sportu.

vel.	obvod pod loktem [cm]
<b>S</b>	20–23
<b>M</b>	23–26
<b>L</b>	26–29
<b>XL</b>	29–32
<b>XXL</b>	32–35



## EpiSan® – bandáž lokte

**Indikace:** Epicondilitidy (např. tenisový loket), kloubní výrony a otoky při artróze a artritidě, onemocnění šlach a svalů – artralgie, pooperační a posttraumatické stavy.

### Kód SÚKL: 5001907

Anatomicky tvarovaná úpletová loketní bandáž. Bandáž způsobuje lepší prokrvení rytmickým kompresním účinkem na svalstvo a rychlou resorpci edémů a hematomů, zmírnění bolesti a obnovuje funkci kloubu. Ukončení bandáže se sníženým kompresním účinkem zaručuje příjemné nošení bez příznaků nahromadění krve a poruch cirkulace.

vel.	obvod pod loktem [cm]
<b>XS</b>	17–20
<b>S</b>	20–23
<b>M</b>	23–26
<b>L</b>	26–29
<b>XL</b>	29–32
<b>XXL</b>	32–35





## Bandáž lokte – Epicomed®

**Indikace:** radiální a ulnární epicondylitis, pooperační a poúrazové doléčení, bolesti lokte při artritidě nebo artróze.

**Kód SÚKL: 5000640**

Loketní ortéza se silikonovou výztuhou. Kompresivní materiál se silikonovými polštářky podporuje hojení, odlehčení šlachovitých úponů v oblasti epikondylů, anatomické přizpůsobení, posílení epikondylární velcro páskou, prodyšný materiál „Clima-Comfort“.

vel.	obvod pod loktem [cm]
<b>1</b>	17–20
<b>2</b>	20–23
<b>3</b>	23–26
<b>4</b>	26–29
<b>5</b>	29–32
<b>6</b>	32–35



## Bandáž lokte – EpiTrain®

**Indikace:** Epicondylitidy (např. tenisový loket), kloubní výrony a otoky při artróze a artritidě, onemocnění šlach a svalů – artralgie, pooperační a posttraumatické stavy.

**Kód SÚKL: 5010080**

Inovovaná loketní bandáž s odlehčením a stabilizací loketního kloubu anatomicky tvarovanou úpletovou bandáží nově s přidaným páskem pro individuální dávkování tlaku. Bandáž napomáhá rychlé resorpci edému a hematomů, zmírnění bolesti a obnovení funkce kloubu. Ukončení bandáže se sníženým kompresním účinkem zaručuje příjemné nošení bez příznaků nahromadění krve a poruch cirkulace.

vel.	obvod pod loktem [cm]
<b>0</b>	21–23
<b>1</b>	23–25
<b>2</b>	25–27
<b>3</b>	27–29
<b>4</b>	29–31
<b>5</b>	31–33
<b>6</b>	33–35



## Bandáž lokte – Outdoor Compression

**Indikace:** turistika, trekking, hiking, nordic walking, všechny outdoorové sporty a aktivity v přírodě, prevence při opakovaném zatěžování lokte (např. hole, batoh, lezení), lehká podpora při bolestech, únavě nebo prevenci přetížení.

Bauerfeind Outdoor Compression Elbow Support je první kruhově pletený kompresní loketní návlek s obsahem 56 % merino vlny speciálně navržený pro venkovní aktivity. Kombinuje osvědčenou funkčnost modelu Sports Compression Elbow Support s přírodními materiály pro maximální pohodlí i v náročných podmínkách.

vel.	obvod v nejširším místě předloktí [cm]
<b>S</b>	23–26
<b>M</b>	26–29
<b>L</b>	29–32
<b>XL</b>	32–35





## Epico active

Loketní ortéza s omezením flexe a extenze. Ortéza pro vedení a stabilizaci loketního kloubu s ochranou proti hyperextenzi. Ortéza Epico active podporuje návrat k aktivitám a sportu v pozdějším pooperačním období. Ortéza je vyrobena z měkkého, prodyšného materiálu, má postranní dlahy s polycenrickými klíny k limitaci extenze a flexe. Čtyři upínací pásky na suchý zip fixují ortézu na paži a zajišťují její bezpečné padnutí během aktivit a sportu. Je obzvláště vhodná na sporty jako baseball, basketbal nebo volejbal.

vel.	obvod 5 cm pod středem loketního kloubu [cm]	obvod 15 cm nad středem loketního kloubu [cm]
<b>XS</b>	19-23	21-24
<b>S</b>	23-26	24-28
<b>M</b>	26-29	28-32
<b>L</b>	29-32	32-37
<b>XL</b>	> 32	> 37



## Epico ROMs

**Indikace:** konzervativní léčba nestabilit lokte s nebo bez přidruženého poranění, doléčení po luxaci lokte s doprovodnými poraněními, doléčení u mediálních nebo laterálních fraktur epikondylů, pooperační péče po implantaci protéz, k funkčnímu doléčení u stabilních fraktur distálního humeru, k dočasnému znehybnění při artróze lokte

### Kód SÚKL: 5000604

Loketní mobilizační ortéza s imobilizací proximálního radioulnárního kloubu

vel.	délka předloktí [cm]
<b>S</b>	až 29
<b>L</b>	29-42



## Elbow Rush

**Indikace:** Stavby po úrazech a operacích v oblasti loketního kloubu vyžadující imobilizaci, případně omezení rozsahu pohybu do flexe a extenze, omezení pronace a supinace. V průběhu rehabilitace po úrazech loketního kloubu.

### Kód SÚKL: 5013226

Ortéza lokte pro imobilizaci loketního kloubu a pro následnou rehabilitaci s možností nastavení rozsahu pohybu.

- ortézu je možné přizpůsobit pro délku a obvod paže i předloktí klienta pomocí nastavitelných dlah a pásků se suchými zipy
- nastavení rozsahu pohybu a omezení flexe a extenze je možné v krocích po 10°
- rychlý zámek - uzamčení kloubu v poloze 0°, 15°, 30°, 45°
- přidavný pásek, závěs pro odlehčení hmotnosti horní končetiny
- model se třmenem pro úchop

Provedení: univerzální velikost, verze pro pravou a levou končetinu **MEYRA**



# Rameno

---

Bandáže a ortézy



## Bandáž ramene – 204

**Indikace:** algické stavy při degenerativních a revmatických onemocněních ramenního kloubu, impingement syndrom, entezopatie v oblasti ramene, doléčení po operacích ramene, lehké nestability ramene.

**Kód SÚKL: 5003252**

Lehká ramenní bandáž se snadnou úpravou dle velikosti paže. Lehký, pevný ale dostatečně pružný neopren.

Díky jednoduchému systému popruhů je zapínání bandáže snadné a rychlé.

vel.	obvod přes biceps [cm]
<b>S</b>	28–32
<b>M</b>	32–35
<b>L</b>	35–38



Stranově univerzální



## Bandáž ramene – Omomed

**Indikace:** konzervativní a pooperační ošetření při zlomeninách proximální hlavičky humeru, lopatky a glenoidálních frakturách. Konzervativní léčba při bolestivé omarthróze. Pooperační terapie po aplikaci protézy ramenního kloubu. Konzervativní ošetření při vykloubení a chronické subluxaci ramenního kloubu. Pooperační léčba po stabilizaci ramene, rekonstrukci manžety rotátorů a refixaci úponu bicepsu (SLAP léze).

**Kód SÚKL: 5000637**

Flexibilní upínání umožňuje individuální nastavení a dosažení rozličných způsobů omezení pohybů ramenního kloubu. Vysoce elastická, prodyšná pletenina Clima-Comfort®, která odvádí vlhkost, odpovídá anatomickému tvaru horní části paže a ramene.

vel.	obvod přes biceps [cm]
<b>0</b>	do 26
<b>1</b>	26–29
<b>2</b>	29–33
<b>3</b>	33–36
<b>4</b>	36–39



Provedení: levá / pravá



## Ortýza ramene – NeuroLux II

**Indikace:** konzervativní terapie ramene, kraniocerebrální trauma, hemiplegie, paréza, ochablé ochrnutí svalů ramen a paží, poškození periferních nervů, zranění plexu, subluxace ramen, trauma krční páteře, mozková mrtvice

Neuro-Lux® II je funkční ortýza pro stabilizaci ramenního kloubu po cévní mozkové příhodě.

velikost.		obvod přes biceps [cm]	obvod přes hrudník [cm]
<b>1</b>	<b>S</b>	21–25	75–90
<b>2</b>	<b>S</b>	21–25	90–105
<b>3</b>	<b>S</b>	21–25	105–125
<b>4</b>	<b>M</b>	25–29	75–90
<b>5</b>	<b>M</b>	25–29	90–105
<b>6</b>	<b>M</b>	25–29	105–125
<b>7</b>	<b>L</b>	29–35	75–90
<b>8</b>	<b>L</b>	29–35	90–105
<b>9</b>	<b>L</b>	29–35	105–125



Provedení: levá / pravá





## Bandáž ramene – OmoTrain®

**Indikace:** traumaticky a degenerativně podmíněné bolesti ramene, pooperační mobilizace, po artroskopických zásazích, funkční léčba po traumatech manžety rotátoru, po obrnách n.axilláris, hemiparézách, tendinitidy.

### Kód SÚKL: 5010076

Aktivní ramenní bandáž, prodyšný materiál, silikonová pelota, pohodlné nošení běžného oblečení při zachování funkčnosti bandáže.

vel.	obvod přes biceps [cm]
0	20-22
1	22-24
2	24-26
3	26-29
4	29-32
5	32-36
6	36-40



Stranově univerzální



## Bandáž ramene – OmoTrain® S

**Indikace:** osteoartrtida, post-traumatická podráždění, pooperační mobilizace, po artroskopických zásazích, funkční léčba po traumatech manžety rotátoru.

### Kód SÚKL: 5014165

Aktivní bandáž ramene, prodyšný materiál, pohodlné nošení běžného oblečení při zachování funkčnosti bandáže. OmoTrain S poskytuje bezpečnou oporu pro ramenní kloub a podporuje mobilitu za účelem obnovení funkce. Během každého pohybu kompresní pletenina a odnímatelná silikonová pelota (Delta pad) způsobují masáž měkkých tkání, čímž uleví bolesti a aktivují svaly, které stabilizují kloub. Díky jednoduchému systému popruhů je velmi rychlé a snadné nasazování bandáže.

vel.	obvod přes biceps [cm]	vel.	obvod přes biceps [cm]
0	20-22	4	29-32
1	22-24	5	32-36
2	24-26	6	36-40
3	26-29		



Provedení: levá / pravá



## Bandáž ramene – Thuasne Sport 0576

**Indikace:** prevence zranění kloubu, obnovení aktivity po úrazu, nestabilita ramenního kloubu

Poskytuje mírnou kompresi a tepelnou izolaci, čímž podporuje prokrvení a stabilitu ramenního kloubu. Anatomický tvar zajišťuje přesné usazení a komfort při nošení, zatímco univerzální provedení umožňuje použití na pravém i levém rameni. Bandáž je vhodná pro sportovní i běžné každodenní použití.

vel.	obvod přes biceps [cm]
S	28-31
M	32-35
L	36-40





## Ramenní závěs – 208

**Indikace:** pooperační a pouřazové stavy ruky, předloktí nebo lokte, prevence vzniku bolestivého ramene.

**Kód SÚKL: 5003342**

Závěs je vyroben z prodyšného materiálu, určený k fixaci předloktí, polstrovaný popruh tažený přes záda a rameno nezatěžuje krční páteř.

vel.	délka předloktí [cm]
<b>S/M</b>	< 40
<b>L/XL</b>	> 40



## Ramenní závěs – 209

**Indikace:** stavy po luxacích ramenního kloubu, akutní a chronické záněty pouzdra kloubního a šlach v oblasti ramenního kloubu, syndrom manžety rotátorů akutní i chronický.

**Kód SÚKL: 5003348**

Závěs paže vyrobený z neelastické textilie, která je dobře prodyšná a příjemná na kůži. Délka ramenního popruhu je variabilní a snadno nastavitelná.

### Mechanismus účinku

- znehybňuje ramenní kloub v několika stupních imobilizace
- přes den: nastavitelná mobilita
- v noci: možnost úplné fixace

vel.	výška – postavy [cm]
<b>S</b>	< 185
<b>L</b>	> 185



## Ramenní závěs – ImmoVest 2441

**Indikace:** poranění ramene a/nebo lokte nebo zánětlivé stavy, konzervativní léčba nechirurgických zlomenin proximálního humeru, vykloubení ramene, nechirurgické zlomeniny klíční kosti a/nebo lopatky, pooperační imobilizace (např. po operaci rotátorové manžety nebo redukcí vykloubení...), subluxace ramene nebo prevence vykloubení (nestabilita kloubu), podpora ochrnuté horní končetiny.

**Kód SÚKL: 5015944**

Ramenní závěs ImmoVest nabízí komfortní a efektivní možnost imobilizace ramene a lokte ve vnitřní rotaci s důrazem na ochranu a pohodlí pacienta.

vel.	obvod hrudníku [cm]
<b>1</b>	do 85
<b>2</b>	86–95
<b>3</b>	96–105
<b>4</b>	více než 105



Stranově univerzální





Univerzální velikost

## Ramenní závěs – protect.SIS

**Indikace:** poúrazové a pooperační stavy pletence ramenního (luxace, zlomeniny, pohmožděny), poúrazové a pooperační stavy loketního kloubu.

**Kód SÚKL: 5000628**

Ramenní závěs z prodyšného materiálu je určen k fixaci ramene i lokte. Výhodou je jednoduchá aplikace a volně přístupná podstatná část fixované oblasti.

medi



Univerzální velikost

## medi Armschlinge

**Indikace:** imobilizace ramene, doléčení luxace ramene, konzervativní léčba akutního impingement syndromu, doléčení úrazů ramene.

**Kód SÚKL: 5000597**

Bandáž z prodyšného materiálu k fixaci ramene s účinnou fixací lokte.

medi



Univerzální velikost

## medi Arm fix

**Indikace:** imobilizace ramene, doléčení luxace ramene, konzervativní léčba akutního impingement syndromu, doléčení úrazů ramene.

**Kód SÚKL: 5000598**

Bandáž ramene z prodyšného materiálu s účinnou fixací paže.

medi



Univerzální velikost

## medi Shoulder sling

**Indikace:** imobilizace ramene, doléčení luxace ramene, konzervativní léčba akutního impingement syndromu, doléčení úrazů ramene.

**Kód SÚKL: 5000596**

Prodyšný ramenní závěs s optimálně rozloženou váhou díky dvěma ramenním popruhům. Perfektní stabilita předloktí, plná fixace zajištěna upínacím pásem okolo trupu.

medi



vel.	délka předloktí [cm]
<b>S</b>	< 34
<b>M</b>	35-39
<b>L</b>	> 39

## Abdukční ortéza – SAS 15

**Indikace:** stavy po rekonstrukci rotátorové manžety, konzervativní nebo pooperativní ošetření subakromiální bursitidy, znehybnění po luxaci ramene.



**Kód SÚKL: 5000600**

Velmi lehká a vzdušná abdukční ortéza ramenního kloubu s fixací ramene v 15° abdukci. Vysokému komfortu nošení napomáhá opora pro zápěstí. Jednoduchá aplikace, možnost nošení přes tričko, snadná hygiena pacienta i údržba ortézy.

medi



vel.	délka předloktí [cm]
<b>S</b>	< 34
<b>L</b>	35-39

## Abdukční ortéza – SAS 45

**Indikace:** konzervativní léčení poranění rotátorové manžety, doléčení po operacích rotátorové manžety, doléčení po stabilizačních operacích ramene, ostatní pooperační stavy.



**Kód SÚKL: 5000602**

Velmi lehká, vzdušná, abdukční ortéza ramenního kloubu, s jednoduchou aplikací, možnost fixace ve 45° nebo 30° abdukci, možnost nošení přes tričko, snadná hygiena pacienta, jednoduchá údržba ortézy.

medi



Univerzální velikost

## Abdukční ortéza – SAK

**Indikace:** konzervativní léčení poranění a následné doléčení po operacích rotátorové manžety, doléčení po stabilizačních operacích ramene, konzervativní léčba částečných ruptur ramene.

**Kód SÚKL: 5000599**

Velmi lehká nafukovací abdukční ortéza ramenního kloubu, s jednoduchou aplikací. Možnost fixace v 10° nebo 60° abdukci. Vysokému komfortu nošení napomáhá opora pro zápěstí. Snadná hygiena, jednoduchá údržba možnost nošení přes tričko.

medi



vel.	výška postavy [cm]
<b>S</b>	150-165
<b>M</b>	165-170
<b>L</b>	nad 170

Stranově univerzální

## Abdukční ortéza – Arm Abduction

**Indikace:** léčba po dislokaci ramenního kloubu, Bankartova léze, poranění a rekonstrukce rotátorové manžety, fraktury v oblasti ramenního kloubu, artroskopie ramenního kloubu, pooperační stabilizace ramenního kloubu, totální endoprotéza ramenního kloubu

**Kód SÚKL: 5013230**

Abdukční dlaho ramenního kloubu Arm Abduction pro polohování do abdukce 90° se snadným nastavením po krocích 15° bez nutnosti vkládání polohovacích klínů díky lehkému ocelovému rámu s kloubem.

MEYRA

# Klíční kost

Klavikulární bandáže a rovnače zad





## Dětská klavikulární bandáž – 458

**Indikace:** úrazy, zlomeniny klíční kosti, rehabilitace po zranění ramenního pletence, korekce špatného držení těla (např. hrbení nebo skoliózní tendence).

Dětská klavikulární bandáž je účinná ortopedická pomůcka navržena pro stabilizaci klíční kosti při zlomeninách nebo při korekci posturálních problémů, jako je špatné držení těla. Díky univerzální velikosti (UNI) je vhodná pro širokou škálu uživatelů, snadno se přizpůsobuje a poskytuje pohodlí i při delším nošení.

Vlastnosti a výhody:

- Fixace a podpora: Udržuje ramena ve správné pozici stažená dozadu, což podporuje hojení klíční kosti a napomáhá správnému držení těla.
- Pohodlný materiál: Vyrobená z kombinace pevných materiálů pro stabilitu, s měkkou pěnovou výplní, která zajišťuje komfort při nošení.
- Nastavitelná konstrukce: Díky suchým zipům nebo sponám je možné bandáž snadno a rychle přizpůsobit individuálním potřebám uživatele.

Univerzální velikost



## Dětská klavikulární bandáž Kid Prospine

**Indikace:** úrazy, zlomeniny klíční kosti – konzervativní léčba, vadné držení těla, horní zkřížený syndrom, bolestivé syndromy hrudní páteře, hyperkyfóza hrudní páteře.

- systém vysoce elastických popruhů pro maximální komfort
- nastavitelná smyčka pro individuální umístění popruhů
- elastické popruhy lze zkrátit na požadovanou délku.

Bandáž slouží jako klavikulární při konzervativní léčbě po úrazech klíční kosti nebo jako upomínací u vadného držení těla.

- bandáž je vyrobena z lehkých a odolných materiálů
- snadné nastavení a přizpůsobení uživateli pomocí pásků na suchý zip
- jedna univerzální velikost

Univerzální velikost




## Dětská klavikulární bandáž Clavicle support Kidz

**Indikace:** doporučen pro všechny fraktury klíční kosti, distorze a subluxace klíční kosti a subluxace.

Clavicle support Kidz zajišťuje bezpečnou a stabilní fixaci ramenního pletence při frakturách klíční kosti. Představuje inovaci tradičních obvazů do podoby speciální moderní bandáže.

vel.	věk dítěte
1	3-8 let
2	8-12 let






## Bandáž klíční kosti – 451

**Indikace:** při všech frakturách klíčku – pooperační a posttraumatické stavy, při poraněních ramenního kloubu.

**Kód SÚKL: 5001794**

Fixační bandáž klíční kosti, která fixuje ramenní pletenec při současné extenzi periferního fragmentu klíční kosti. Komfortní nošení se stálým tahem. Zapínání na suchý zip zjednodušuje manipulaci, přiložení i sejmutí bandáže. Bezproblémová korekce tahového účinku dodatečným napnutím.

vel.	obvod hrudníku [cm]
<b>M</b>	< 90
<b>L</b>	> 90



## Ortéza klavikulární – 452

**Indikace:** zlomeniny klíční kosti (primární léčení, případně doléčení po jiných typech fixací), podmínkou je uspokojivé postavení úlomků na RTG při dotažení kruhů.

**Kód SÚKL: 5001797**

Bandáž je vyrobena z textilního materiálu tak, že je vyloučena elasticita, zapínání vzadu provlečením přes kruh na suchý zip.

vel.	obvod hrudníku [cm]
<b>XS</b>	65-75
<b>S</b>	75-85
<b>M</b>	85-95
<b>L</b>	95-105
<b>XL</b>	105-115
<b>XXL</b>	115-125



## Klavikulární bandáž – 457

Klavikulární bandáž 457 je účinná ortopedická pomůcka navržena pro stabilizaci klíční kosti při zlomeninách nebo při korekci posturálních problémů, jako je špatné držení těla. Díky univerzální velikosti (UNI) je vhodná pro širokou škálu uživatelů, snadno se přizpůsobuje a poskytuje pohodlí i při delším nošení.

**Indikace:** zlomeniny klíční kosti, rehabilitace po zranění ramenního pletence, korekce špatného držení těla (např. hrbení nebo skoliózní tendence).

Univerzální velikost





## Napomínací bandáž – 455

Napomínací bandáž ke korekci vadného držení těla. Pružná bandáž na principu kombinace osmičkového obvazu. Bandáž je vyrobena z pružného prodyšného materiálu z mikrovláken s vysokým obsahem bavlny pro pohodlné nošení. Je opatřena plastovými výztuhami ke zlepšení stabilizace. Zapínání vpředu na suchý zip.

Barevné provedení: šedá, tělová


vel.	obvod v pase [cm]
<b>1</b>	65-95
<b>2</b>	95-125



## Napomínací bandáž – 456

Korektor vadného držení je navržený pro úpravu vadného postavení těla a je vyroben z elastických popruhů a černé peloty, která je vyztužena plastovými výztuhami. Pelota je připojena k elastickým ramenním páskům, které se přes ramena kříží kolem bederní páteře a jsou upevněny na břiše. Tento design produktu zajišťuje, že korektor držení těla zajistí správnou pozici.

Univerzální velikost



## protect.CSB

**Indikace:** bolest páteře související s chybným držení těla, svalová slabost a/nebo nerovnováha v zádech, shrbená záda a/nebo chronická bolest zad.

Zádová ortéza ke korekci držení těla. Ortéza vyrovnává horní část těla aktivací zádových svalů, čímž se zmírňuje kyfóza. Jsou tak stimulovány vlastní svalové zdroje těla. Zádové opěrné popruhy se snadno nastavují, díky čemuž lze ortézu přizpůsobit každému pacientovi. Pás je podobný batohu a táhne ramena směrem dozadu, aniž by omezoval pohyblivost v oblasti ramene a paže.

- ortéza je téměř neviditelná pod oblečením
- podpůrné tvarovatelné hliníkové výztuhy pro výborné zpevnění zad a stabilizaci svalů
- systém vysoce elastických popruhů pro maximální komfort
- nastavitelná smyčka pro individuální umístění popruhů
- elastické popruhy lze zkrátit na požadovanou délku

vel.	obvod v pase [cm]
<b>XS</b>	56-64
<b>S</b>	64-72
<b>M</b>	72-80
<b>L</b>	80-90
<b>XL</b>	90-100





## Swedish Posture Flexi


Rovnač zad Posture Flexi byl vyvinut s cílem připomenout vám, jak správně držet tělo, a ulevit tak od bolesti zad. Jemně tlačí ramena do jejich správné polohy a nošením se stane vzpřímený postoj přirozeným. Rovnač zad je pohodlný a pracuje diskrétně, můžete jej nosit každý den pod nebo na oblečení, v kanceláři, na procházce nebo posilovně. Dobré držení těla také zvýší příjem kyslíku, který vám dodá více energie. Vzpřímená poloha umožňuje totiž hlubší a účinnější dýchání.

Velikost vybírejte dle velikosti svého oblečení

Barevné provedení: černá, bílá

vel.	ženy		muži	
	váha [kg]	výška [cm]	váha [kg]	výška [cm]
<b>S/M</b>	50-65	150-175	55-70	155-175
<b>M/L</b>	65-75	155-185	70-80	165-185
<b>L/XL</b>	75-90	170-195	80-95	170-195

Swedish Posture®




## Swedish Posture Feminine

Komfortní a elegantní rovnač zad pro ženy – tak diskrétní jako spodní prádlo! Swedish Posture Feminine jemně tlačí na vaše ramena směrem dozadu a dolů a tím vám připomíná správné držení těla a zabraňuje hrbení. Zároveň díky napřímení přirozeně posilujete svaly středu těla. Můžete si jej obléct jako diskrétní, pohodlné spodní prádlo, kamkoliv jdete – do kanceláře, do posilovny nebo na party. Díky krásnému držení těla budete vypadat sebejistě – kdekoliv a kdykoliv.

vel.	oblečení	váha [kg]	výška [cm]
<b>S/M</b>	36-38	50-56	150-175
<b>M/L</b>	40-42	65-80	155-185
<b>L/XL</b>	44-46	80-100	160-195

Swedish Posture®



## Back Stretching Support

Pohodlná a snadno použitelná opěrka, která pomáhá protáhnout svaly bederní páteře a zmírnit bolesti zad. Ty se mohou objevit v důsledku napjatých svalů, nadměrné flexe a špatného vyrovnání páteře. Abyste dosáhli maximálního účinku, zahrňte protahování zádočných svalů do svých každodenních zdravých návyků. Opěrka může být použita jako bederní opěrka při sezení nebo pomocník k protahování zad vleže. Nabízí 3 úrovně prohnutí, které lze snadno nastavit. Protahování svalů bederní páteře a relaxace zmírňuje svalové napětí.



## Swedish Posture ActiSpine

ActiSpine je masážní podložka pro hrudní a bederní páteř. ActiSpine poskytuje aktivní, blahodárný tlak na spoušťové body, uvolňuje napětí ve svalech, zvyšuje pohyblivost a otevírá hrudní páteř pro lepší držení těla. ActiSpine má ergonomický design tvarovaný podle páteře s malými i většími hroty spoušťových bodů, které jsou určeny ke změkčení a uvolnění svalových uzlů ve ztuhlých zádech.

Lehněte si na ActiSpine nebo si opřete záda vsedě. Uvolněte se.

Při ležení provádějte pomalé pohyby pažemi, je-li zařízení ActiSpine umístěno pod hrudní páteří, nebo vytahujte nohy, je-li zařízení ActiSpine umístěno v oblasti bederní páteře.

Swedish Posture®



## Swedish Posture Balance Core Trainer

Značka Swedish Posture představuje Posture Balance Core Trainer pro aktivní sezení a efektivní procvičování svalů středu těla. Zlepšuje stabilitu a správné držení těla.

Průměr: 30 cm  
Výška polstrování: 3 cm  
Celková výška: 11 cm  
Hmotnost: 1,7 kg

Swedish Posture®



## Swedish Posture Seat Pro

Elegantní vzduchová balanční podložka s textilním návlekiem je skvělým doplňkem pro aktivní sezení. Použitím této nafukovací podložky dosáhnete ergonomičtějšího sezení a zároveň posílíte a aktivujete svůj trup, břicho a záda. Díky vyžadované rovnováze a stabilitě je sezení na této podložce ideální volbou jak pro práci, tak pro domácí prostředí.

Rozměr: Ø 33 cm x 5 cm

Swedish Posture®



# Koleno

Bandáže a ortézy



vel.	obvod pod kolenem [cm]
<b>1</b>	28-30
<b>2</b>	30-35
<b>3</b>	35-44



## GenuPoint

**Indikace:** patelární syndrom (hyperprese, chondropatie), skokanské koleno, entezopatie v oblasti česky.

Bandáž ke snížení bolesti kolene s cílenou kompresí na patelární šlahu. Individuálně nastavitelný úpletový popruh umožňuje dávkovat tlak přes viskoelastickou anatomicky tvarovanou pelotu. Pelota má čtyři tlakové body, pomocí kterých je dosahováno vedení a odlehčení postižených kolenních vazů. Středové tlakové body vedou a poskytují oporu vazům. Boční tlakové body zlepšují svalovou koordinaci kolenního kloubu. Tlak bandáže je možné jednoduše nastavit pomocí regulačního pásku se suchým zipem. Univerzální verze pro pravé a levé koleno. Barevné provedení: šedá, černá.



vel.	obvod pod kolenem [cm]
<b>S</b>	29-32
<b>M</b>	32-37
<b>L</b>	37-42
<b>XL</b>	42-48



## Podkolenní páska – Sports Knee Strap

**Indikace:** patelární syndrom (hyperprese, chondropatie), skokanské koleno, entezopatie v oblasti česky.

Sportovní bandáž ke snížení bolesti kolene s cílenou kompresí na patelární šlahu. Individuálně nastavitelný úpletový popruh umožňuje dávkovat tlak přes viskoelastickou anatomicky tvarovanou pelotu. Pelota má čtyři tlakové body, pomocí kterých je dosahováno vedení a odlehčení postižených kolenních vazů. Středové tlakové body vedou a poskytují oporu vazům. Boční tlakové body zlepšují svalovou koordinaci kolenního kloubu.



Univerzální velikost

## Infrapatelární páska – 510

**Indikace:** patelární syndrom (hyperprese, chondropatie), entezopatie v oblasti česky.

**Kód SÚKL: 5003310**

Lehká neoprenová infrapatelární bandáž se silikonovou pelotou a dostatečným odlehčením a vedením česky.



vel.	obvod kolene [cm]
<b>S</b>	31-34
<b>M</b>	34-37
<b>L</b>	37-40
<b>XL</b>	40-44
<b>XXL</b>	44-48



## Infrapatelární bandáž – 506

**Indikace:** patelární syndrom (hyperprese, lehké subluxace, chondropatie), entezopatie v oblasti pately.

**Kód SÚKL: 5003318**

Neoprenová infrapatelární bandáž s přestavitelnou pelotou, se snadnou aplikací a dostatečným odlehčením a vedením česky.





Univerzální velikost

## Infrapatelární páska – PUSH med

**Indikace:** tendinitida patelární šlachy, syndrom patelofemorální bolesti, Osgood-Schlatterova nemoc, subluxace nebo hypermobilita proximálního tibiofibulárního kloubu, bolesti v oblasti česky.

**Kód SÚKL: 5006961**

Poskytuje cílenou úlevu od bolesti kolene díky polotuhé pelotě, která působí tlakem přímo na patelární šlachu a pomáhá ji odlehčit při pohybu. Lehký a prodyšný materiál Sympress™ zajišťuje komfort i při delším nošení. Anatomický tvar a protiskluzová konstrukce udržují pásku stabilně na místě bez omezení pohybu. Vhodná pro každodenní nošení, sport i rehabilitaci.



Univerzální velikost

## Infrapatelární páska – Push Sports

**Indikace:** tendinitida patelárního vazy, skokanské koleno, syndrom patelofemorální bolesti, Osgood-Schlatterova choroba, bolesti kolene v období rychlého růstu.

Poskytuje cílený a rovnoměrný tlak na patelární vaz, čímž pomáhá tlumit rázy a snižovat přetížení jeho úponu při pohybu. Individuálně nastavitelná komprese zajišťuje pohodlné a bezpečné usazení i při sportu. Páska dobře drží na místě a je vhodná zejména pro běh, skoky a sporty s častými změnami směru.



Univerzální velikost

## Infrapatelární páska – Kintex

**Indikace:** Osgood-Schlatterova nemoc, burzitida kolene, artritida kolene, záněty šlach v oblasti kolene, nestabilita kolene, skokanské koleno, přetížení kolene při sportovních aktivitách.

Poskytuje cílenou kompresi patelární šlachy a pomáhá snižovat bolest kolene při zátěži. Anatomicky tvarovaný polštářek umožňuje přesné působení tlaku, který lze plynule nastavit pomocí suchého zipu. Bandáž se snadno přizpůsobí tvaru kolene, dobře drží na místě a je vhodná pro sport i běžné nošení.



vel.	obvod kolene [cm]
<b>S</b>	do 25
<b>M</b>	26–32
<b>L</b>	33–38
<b>XL</b>	39 a více

## Infrapatelární páska – Surround Patella Strap

**Indikace:** patelární tendinitida, syndrom patelofemorální bolesti, chondromalacie česky, skokanské koleno, entezopatie v oblasti česky, Osgood-Schlatterova choroba.

**Kód SÚKL: 5016564**

Poskytuje cílený tlak na patelární šlachy a pomáhá ulevit od bolesti kolene při zátěži. Měkký bezlatexový nylonovo-pěnový laminát zajišťuje pohodlí při nošení a zapínání na suchý zip umožňuje snadné a individuální nastavení komprese. Páska dobře drží na místě a je vhodná pro sportovní i běžné použití.





vel.	obvod kolene [cm]
<b>S</b>	34-36
<b>M</b>	36-38
<b>L</b>	38-41
<b>XL</b>	41-44
<b>XXL</b>	44-47

## Kolenní bandáž – Sanomed 804



**Indikace:** onemocnění šlach a svalů v oblasti kolene, burzitida kolene, meniskopatie, artróza kolenního kloubu.

Lehká elastická bandáž kolene z prodyšného úpletového materiálu poskytuje komfortní podporu při bolestivých, oslabených nebo přetížených vazech. Kompresní materiál podporuje lokální prokrvení a regeneraci, zatímco pletenina z dutých vláken efektivně odvádí pot. Bandáž je vhodná pro celodenní nošení i sportovní aktivity.



vel.	obvod stehna 15 cm nad kolenem [cm]	obvod lýtky 5 cm pod kolenem [cm]
<b>1</b>	37-40	25-28
<b>2</b>	40-43	28-31
<b>3</b>	43-46	31-34
<b>4</b>	46-49	34-37
<b>5</b>	49-52	37-40
<b>6</b>	52-55	40-43
<b>7</b>	55-58	43-46

## Kolenní bandáž – medi 601



**Indikace:** onemocnění šlach a svalů v oblasti kolene, burzitida kolene, meniskopatie, artróza kolenního kloubu.

Lehká úpletová bandáž kolene z prodyšného materiálu tělové barvy poskytuje jemnou podporu a komfort při každodenním nošení. Materiál je příjemný na kůži a vhodný i pro dlouhodobé použití.



vel.	obvod stehna 15 cm nad kolenem [cm]	obvod lýtky 5 cm pod kolenem [cm]
<b>1</b>	37-40	25-28
<b>2</b>	40-43	28-31
<b>3</b>	43-46	31-34
<b>4</b>	46-49	34-37
<b>5</b>	49-52	37-40
<b>6</b>	52-55	40-43
<b>7</b>	55-58	43-46

## Kolenní bandáž – Genumedi 602



**Indikace:** onemocnění šlach a svalů v oblasti kolene, burzitida kolene, meniskopatie, artróza kolenního kloubu.

Lehká úpletová bandáž z prodyšného materiálu tělové barvy poskytuje jemnou a komfortní podporu při každodenním nošení. Oproti základní variantě medi 601DF je doplněna horním lemem se silikonovými body, které zabraňují posunutí bandáže i při pohybu nebo cvičení.



vel.	obvod stehna 15 cm nad kolenem [cm]	obvod lýtky 5 cm pod kolenem [cm]
<b>1</b>	37-40	25-28
<b>2</b>	40-43	28-31
<b>3</b>	43-46	31-34
<b>4</b>	46-49	34-37
<b>5</b>	49-52	37-40
<b>6</b>	52-55	40-43
<b>7</b>	55-58	43-46

## Kolenní bandáž – Genumedi 603



**Indikace:** lehké úrazy kolene, doléčení po úrazech a operacích kolene, chondropatie česky, bolesti a otoky při artróze nebo artritidě, lehká nestabilita kolena, onemocnění šlach v oblasti kolen.

Poskytuje komfortní podporu a stabilizaci při běžném nošení i pohybu. Mediální a laterální zpevnění pomocí pružin napomáhá lepší stabilitě kolenního kloubu, aniž by omezovalo jeho pohyblivost. Bandáž je vhodná pro každodenní použití i lehčí sportovní aktivity.





vel.	obvod kolene [cm]
<b>S</b>	28-31
<b>M</b>	31-34
<b>L</b>	34-37
<b>XL</b>	37-40
<b>XXL</b>	40-43

## GenuSan® active

**Použití:** pro zpevnění kloubů nebo zmírnění bolesti po úrazech, např. ve sportu, při bolestech kloubů způsobených přetížením, při drobných výronech a natažených vazech, při prevenci proti namožení nebo zranění.

Kolenní pleteninová nápleková bandáž díky využití moderních textilií je vysoce prodyšná, odvádí vlhkost a teplo, čímž snižuje pocení. Anatomický tvar umožňuje pohodlné nošení a podporuje stabilizaci kolene. Komprese pleteniny podporuje prokrvení kloubu.



vel.	obvod stehna 14 cm nad kolénem [cm]	obvod lýtky 12 cm pod kolénem [cm]
<b>S</b>	38-41	28-31
<b>M</b>	41-44	31-34
<b>L</b>	44-47	34-37
<b>XL</b>	47-50	37-40
<b>XXL</b>	50-53	40-43
<b>XXXL</b>	53-56	43-46

## GenuSan® – kolenní bandáž

**Indikace:** degenerativní a revmatické onemocnění kolenního kloubu při dobré stabilitě, doléčení po lehkých úrazech kolene (kontuze, lehké distorze, distenze vazů), doléčení po operacích kolene v indikovaných případech, patelární syndrom – včetně entezopatií.



**Kód SÚKL: 5005146**

Kolenní pleteninová bandáž vyztužená po obou stranách spirálovými pružinami, silikonová pelota stabilizující česku. Lehká kolenní bandáž s dobrým vedením česky.



vel.	obvod stehna 15 cm nad kolénem [cm]	obvod lýtky 5 cm pod kolénem [cm]
<b>2</b>	40-43	28-31
<b>3</b>	43-46	31-34
<b>4</b>	46-49	34-37
<b>5</b>	49-52	37-40
<b>6</b>	52-55	40-43
<b>7</b>	55-58	43-46

## protect.Genu

**Indikace:** mírná nestabilita kolenního kloubu, kloubní výpotky a otoky, chronický, pooperační a poúrazový zánět, patelární chondropatie, osteoartritida a artritida, syndrom patelofemorální bolesti



Elastická kolenní bandáž s patelární pelotou. Bandáž protect.Genu je podporou kolenního kloubu. Obsahuje viscoelastickou pelotu kolem pately a zlepšuje propriocepci.

**Kód SÚKL: 5000625**



vel.	obvod stehna 14 cm nad kolénem [cm]	obvod lýtky 12 cm pod kolénem [cm]
<b>S</b>	38-41	28-31
<b>M</b>	41-44	31-34
<b>L</b>	44-47	34-37
<b>XL</b>	47-50	37-40
<b>XXL</b>	50-53	40-43
<b>XXXL</b>	53-56	43-46

## GenuSan® X

**Indikace:** degenerativní a revmatické onemocnění kolenního kloubu při dobré stabilitě, doléčení po lehkých úrazech kolene (kontuze, lehké distorze, distenze vazů), doléčení po operacích kolene v indikovaných případech, patelární syndrom – včetně entezopatií.



**Kód SÚKL: 5014629**

Lehká pleteninová bandáž kolene. Zvýšená fixace elastickými pásky v oblasti stehna a lýtky. Navíc je vybavena postranními pružinami, které zvyšují celkovou stabilitu kolene při pohybu. Integrovaná masážní pelota odlehčuje česku a ve spojení s kompresí pleteniny navozuje masážní účinek.





## Genumedi®

**Indikace:** lehké úrazy kolene, doléčení po těžších úrazech a operacích, chondropatie patellae, bolesti a otoky při artróze nebo artritidě, lehké nestability kolene, onemocnění šlach v oblasti kolene.

**Kód SÚKL: 5000642**

vel.	obvod stehna 15 cm nad kolenem [cm]	obvod lýtky 5 cm pod kolenem [cm]
1	37-40	25-28
2	40-43	28-31
3	43-46	31-34
4	46-49	34-37
5	49-52	37-40
6	52-55	40-43
7	55-58	43-46
8	58-61	46-49
9	61-64	49-52




## Genumedi® x-wide

**Indikace:** lehké úrazy kolene, doléčení po těžších úrazech a operacích, chondropatie patellae, bolesti a otoky při artróze nebo artritidě, lehké nestability kolene, onemocnění šlach v oblasti kolene.

**Kód SÚKL: 5000642**

vel.	obvod stehna 15 cm nad kolenem [cm]	obvod lýtky 5 cm pod kolenem [cm]
3	46-49	31-34
4	49-52	34-37
5	52-55	37-40
6	55-58	40-43
7	58-61	43-46
8	61-64	46-49
9	64-67	49-52




## Genumedi® plus

**Indikace:** lehké úrazy kolene, doléčení po těžších úrazech a operacích, chondropatie patellae, bolesti a otoky při artróze nebo artritidě, lehké nestability kolene, onemocnění šlach v oblasti kolene.

**Kód SÚKL: 5000617**

Lehká anatomická úpletová aktivní kolenní bandáž se zvýšenou fixací cirkulárními pásy na stehně a podkolení. Protiskluzový systém sestávající z mediálně a laterálně probíhajících silikonových nopků. Vysoce elastická, prodyšná a vlhkost regulující pletenina „Clima-Comfort“.

vel.	obvod stehna 15 cm nad kolenem [cm]	obvod lýtky 5 cm pod kolenem [cm]
1	37-40	25-28
2	40-43	28-31
3	43-46	31-34
4	46-49	34-37
5	49-52	37-40
6	52-55	40-43
7	55-58	43-46



# GenuTrain®

## Aktivní kolenní bandáž k úlevě a stabilizaci kolenního kloubu

Po akutním zranění nebo chirurgickém zákroku, chronických změnách, artritidě nebo nestabilitě v koleni: **GenuTrain** střídavou tlakovou masáží zmírňuje bolest a podporuje pohyb. Krok za krokem můžete znovu získat své přirozené pohyby. Současně podporuje metabolismus a redukcí otoků pro rychlý proces hojení.



Originální moderní bandáž kolene pokračuje v neustálém zlepšování kvality a přichází na trh s novým úpletem, novou pelotou a novými lamelami. **Osmá generace GenuTrain** ukazuje, jak lze tyto tři položky kolenní bandáže kolene systematicky rozvíjet, aby se zlepšil účinek a pohodlí pacientů.

**Nová komfortní zóna v oblasti podkolenní jamky s obzvlášť jemným úpletem:** kompresní úplet má více strukturovaný povrch pro lepší přilnavost, a je zároveň měkčí a prodyšnější.

**Nová pelota Omega+ s masážními body:** Omega+ pelota GenuTrain působí specificky na citlivé oblasti kolene, jako je Hoffovo těleso a menisky ve vnitřním a vnějším prostoru kloubů. Viskoelastická pelota nyní obsahuje pohyblivé masážní tlakové body vyrobené ze silnějšího materiálu. Selektivně vytváří nové podněty, které podporují stimulaci a maximalizují úlevu od bolesti a proprioceptivní účinky.

**Nové lamely s pružnou ohebnou zónou a zlepšeným stahovacím a navlékacím úchytem:** postranní lamely **GenuTrain** jsou nyní vyrobeny z odolného plastu s patentovanou ohebnou zónou, která přesněji kopíruje pohyb kolene, aby lépe udržovala kontakt s kloubem během pohybu. Nahoře a dole zlepšený úchyt usnadňuje navlékání a sundávání bandáže.

### Výhody:

- zpevnění postranními lamelami
- integrovaná viskoelastická Omega+ pelota
- úchyty pro jednoduché sundávání a navlékání bandáže
- lehčí o 19 % a prodyšnost větší o 20 % než předchozí generace



## GenuTrain®

**Indikace:** kloubní výrony, otoky, artrózy a artritidy, onemocnění šlach a svalů, pooperační a posttraumatické stavy. Chondropatie femoropatelní, laxita vazů, subluxace pately.

**Kód SÚKL: 5010074**

Barva: šedá, černá, tělová.

vel.	obvod stehna 14 cm nad kolenem [cm]	obvod lýtka 12 cm pod kolenem [cm]	vel.	obvod stehna 14 cm nad kolenem [cm]	obvod lýtka 12 cm pod kolenem [cm]
<b>0</b>	35-38	25-28	<b>3C</b>	47-50	34-37
<b>1</b>	38-41	28-31	<b>4C</b>	50-53	37-40
<b>2</b>	41-44	31-34	<b>5C</b>	53-56	40-43
<b>3</b>	44-47	34-37	<b>6C</b>	56-59	43-46
<b>4</b>	47-50	37-40	<b>7C</b>	59-62	46-49
<b>5</b>	50-53	40-43			
<b>6</b>	53-56	43-46			
<b>7</b>	56-59	46-49			



Velikost STANDARD



Velikost COMFORT





## GenuTrain® A3

**Indikace:** lehké nestability kolene, bolest v přední části kolena, chondropatie, chondromalacie, po operacích typu laterální release česky, artróza česky.

### Kód SÚKL: 5010071

GenuTrain A3 je aktivní bandáž pro komplexní léčbu při potížích s koleny (Anti Arthros Algos). Nově vyvinutý tvar silikonové peloty pokrývá typické bolestivé části a důležité zóny receptorů kolenního kloubu. Elastická zóna v oblasti lýtka ulehčuje navlékání bandáže. Silikonová pelota působí proti příčnému vybočení pately. Komprese urychluje vstřebávání otoků a výpotků. Je zlepšena propriocepce a stabilita kloubů. Nový koncept pleteniny: obzvláště elastický, prodyšný a odvádějící pot pro vynikající komfort nošení. Barva: šedá, černá, tělová.

vel.	obvod stehna 14 cm nad kolenem [cm]	obvod lýtka 12 cm pod kolenem [cm]
1	35-41	28-29
2	39-46	29-32
3	42-51	32-35
4	47-56	35-38
5	51-60	38-41
6	55-64	41-44
7	59-68	44-47



Provedení: levá / pravá



## GenuTrain® P3

**Indikace:** podráždění kolenního kloubu (syndrom patelofemorální bolesti, chondromalacie pately, chondromalacie koleno, běžecké koleno), retropatelární osteoartróza, pPatelární lateralizace subluxace pately / luxace pately, posttraumatická zvýšení pately (patella alta), pooperační (např. po stabilizaci pately), pocit nestability.

### Kód SÚKL: 5010069

GenuTrain P3 je speciálně navržená patelární ortéza s dvoudílnou patelární pelotou a nastavitelným fixačním páskem, která centrálně usměrňuje česku, uvolňuje napětí ilio-tibiálního traktu a díky kompresnímu úpletu redukuje bolest a otoky.

vel.	obvod stehna 14 cm nad kolenem [cm]	obvod pod kolenem [cm]
1	35-41	27-29
2	39-46	29-32
3	42-51	32-35
4	47-56	35-38
5	51-60	38-41
6	55-64	41-44
7	59-68	44-47



## GenuTrain® S

**Indikace:** posttraumatické a pooperační částečné nestability, gonartróza a potíže ve stáří, po artritidách, symptomatická léčba gonalgii.

### Kód SÚKL: 5014170

GenuTrain S je anatomická třídimenzionální úpletová aktivní kolenní ortéza. Boční kloubové plastové dlahy vyztužené uhlíkem jsou přizpůsobené tvaru nohy a fixované neelastickými cirkulárními páskami na stehně a podkolení. Barva: šedá, černá, tělová.

vel.	obvod stehna 14 cm nad kolenem [cm]	obvod lýtka 12 cm pod kolenem [cm]
1	38-41	28-31
2	41-44	31-34
3	44-47	34-37
4	47-50	37-40
5	50-53	40-43
6	53-56	43-46
7	56-59	46-49



Provedení: levá / pravá



## protect.Pt soft

**Indikace:** femoropatelnární syndrom bolesti, chondropatie, subluxace pately, pooperační a posttraumatické stavy, nestabilita kolene.

**Kód SÚKL: 500632**

Návleková ortéza s postranními pružinami, laterální pelotou pro stabilizaci číšky, dotahovací pásky pro větší stabilitu, varianta levá / pravá. Vysoce prodyšný materiál D-tex®.

vel.	obvod stehna 15 cm nad kolenem [cm]
<b>XS</b>	31-37
<b>S</b>	37-45
<b>M</b>	45-51
<b>L</b>	51-57
<b>XL</b>	57-65
<b>XXL</b>	65-74



Provedení: levá / pravá



## Genumedi® PT

**Indikace:** femoropatelnární syndrom bolesti, chondropatie – chondromalacie pately, subluxace pately, lateralizace pately (zřídka také medializace, v těchto případech se bandáž nosí na opačné noze), gonartróza, pooperační a posttraumatické stavy, nestabilita kolena.

**Kód SÚKL: 500588**

Lehká anatomická úpletová aktivní kolenní bandáž s možností nastavení tahu na pelotu pro zvýšení účinnosti bandáže při luxaci pately s antibakteriální úpravou.

vel.	obvod stehna 15 cm nad kolenem [cm]	obvod lýtky 5 cm pod kolenem [cm]
<b>1</b>	37-40	25-28
<b>2</b>	40-43	28-31
<b>3</b>	43-46	31-34
<b>4</b>	46-49	34-37
<b>5</b>	49-52	37-40
<b>6</b>	52-55	40-43
<b>7</b>	55-58	43-46



Provedení: levá / pravá



## Genumedi® PSS

**Indikace:** patelnární tendinitida (skokanské koleno), Osgood-Schlatterova choroba, patelofemorální bolestivý syndrom, chondropathia patellae, chondromalazia patellae, po úrazu patelnární šlachy, retropatelnární artróza, maltracking pately, plicia syndrom.

**Kód SÚKL: 5002994**

Optimální kombinace vyzkoušené a ověřené kolenní bandáže a podpůrné patelnární pásky pro spolehlivé vedení a stabilizaci kolenního kloubu a k odlehčení tlaku na šlachové úpony číšky.

vel.	obvod stehna 15 cm nad kolenem [cm]	obvod lýtky 5 cm pod kolenem [cm]
<b>0</b>	34-37	22-25
<b>1</b>	37-40	25-28
<b>2</b>	40-43	28-31
<b>3</b>	43-46	31-34
<b>4</b>	46-49	34-37
<b>5</b>	49-52	37-40
<b>6</b>	52-55	40-43
<b>7</b>	55-58	43-46





## Genumedi® pro

**Indikace:** lehké úrazy kolene, doléčení po těžších úrazech a operacích, chondropatie patellae, bolesti a otoky při artróze nebo artritidě, lehké nestability kolene, onemocnění šlach v oblasti kolene.

**Kód SÚKL: 5000587**

Lehká anatomická úpletová aktivní kolenní ortéza s postranními plastovými dlahami a antibakteriální úpravou. Moderní dvouosý kolenní kloub z plastu, zvýšená podpora pomocí suchých zipů na stehně a pod kolenem.

vel.	obvod stehna 15 cm nad kolenem [cm]	obvod lýtky 5 cm pod kolenem [cm]
<b>1</b>	37-40	25-28
<b>2</b>	40-43	28-31
<b>3</b>	43-46	31-34
<b>4</b>	46-49	34-37
<b>5</b>	49-52	37-40
<b>6</b>	52-55	40-43
<b>7</b>	55-58	43-46




## protect.St pro

**Indikace:** brání hyperextenzi, degenerativní a revmatické onemocnění kolenního kloubu s lehkou nestabilitou i s dekonfigurací kloubu, příp. s valgozitou či varozitou, doléčení po úrazech kolene (distorze, léze postranních vazů) s výjimkou lézí zkřížených vazů, kde není třeba větší rigidita, doléčení po operacích kolene v indikovaných případech.

**Kód SÚKL: 5000577**

Kolenní návleková ortéza z prodyšného materiálu D-tex®, dvouosý kolenní kloub z lehkého kovu, zvýšená podpora pomocí suchých zipů na stehně a pod kolenem.

vel.	obvod stehna 15 cm nad kolenem [cm]
<b>XS</b>	31-37
<b>S</b>	37-45
<b>M</b>	45-51
<b>L</b>	51-57
<b>XL</b>	57-65
<b>XXL</b>	65-74




## Genumedi pro ROM

**Indikace:** mírná až střední nestabilita kolenního kloubu, chronická nestabilita, mírná nestabilita postranních vazů, lehká až střední gonartróza, poškození menisku.

**Kód SÚKL: 5015363**

Kolenní ortéza pro fyziologické vedení kolenního kloubu s možností nastavení flexe a extenze.

extenze: 10°, 20°, 30°, 45°  
flexe: 45°, 60°, 75°, 90°

vel.	obvod stehna 15 cm nad kolenem [cm]	obvod lýtky 5 cm pod kolenem [cm]
<b>3</b>	43-46	31-34
<b>4</b>	46-49	34-37
<b>5</b>	49-52	37-40
<b>6</b>	52-55	40-43
<b>7</b>	55-58	43-46





## TRUPULL LITE

**Indikace:** subluxace česky, dislokace česky, korekce nežádoucích pohybů česky

**Kód SÚKL: 5009013**

Pomáhá udržet česku ve správném fyziologickém postavení a tím přispívá ke snížení bolesti kolene. Prodyšný materiál Drytex® zajišťuje komfort a odvod vlhkosti při nošení. Laterální podpora a dotahovací pásy umožňují individuální nastavení stabilizace.

vel.	obvod stehna 15 cm nad kolenem [cm]
<b>XS</b>	33-39
<b>S</b>	39-47
<b>M</b>	47-53
<b>L</b>	53-60
<b>XL</b>	60-67
<b>XXL</b>	67-75



Provedení: levá/pravá



## Genumedi PA

**Indikace:** syndrom pes anserinus, bursitida pes anserinus, tendinopatie a tendinitida pes anserinus, pooperační bolest v oblasti úponu šlachy pes anserinus, patelofemorální bolestivý syndrom, osteoartrida kolene, revmatoidní artritida

Systém pelot pomáhá snižovat bolest a otok, zatímco bočně zesílená silikonová patelární pelota podporuje správné vedení česky. Pomocí nastavitelného pásku lze individuálně regulovat tlak na postižený šlachový úpon..

vel.	obvod stehna 15 cm nad kolenem [cm]	obvod lýtky 5 cm pod kolenem [cm]
<b>1</b>	37-40	25-28
<b>2</b>	40-43	28-31
<b>3</b>	43-46	31-34
<b>4</b>	46-49	34-37
<b>5</b>	49-52	37-40
<b>6</b>	52-55	40-43
<b>7</b>	55-58	43-46



Provedení: levá/pravá



## GenuLax

**Indikace:** podpora a komprese po akutním i chronickém poranění kolena, mírná artróza kolenního kloubu, proprioceptivní a neuromuskulární stimulace, mírné až střední podvrtnutí vazů, mírná až střední nestabilita a hypermobilita kolena, lehká poranění menisku, prevence poranění kolena

**Kód SÚKL: 5014544**

S pevnými dlahami a nastavitelnými popruhy poskytují účinnou boční podporu a stabilitu při pohybu. Pletená konstrukce z vícesměrné elastické tkaniny zajišťuje kompresi, lehkost a nízký profil pro pohodlné nošení. Vhodná pro levé i pravé koleno. Moderní design umožňuje využití při každodenních aktivitách i sportu.

vel.	obvod stehna 15 cm nad kolenem [cm]
<b>1</b>	33-38
<b>2</b>	39-42
<b>3</b>	43-46
<b>4</b>	47-49
<b>5</b>	50-53
<b>6</b>	54-57
<b>7</b>	58-61





## Stabimed

**Indikace:** lehké až střední nestability kolena, meniskopatie, bolesti a otoky při artróze kolene, bolesti a otoky při artritidě kolenního kloubu.

**Kód SÚKL: 500643**

Poskytuje funkční podporu s možností nastavení limitace pohybu. Nový typ postranních dlah umožňuje jednoduchou změnu rozsahu pohybu a zajišťuje boční stabilitu kolene. Zesílené suché zipy pro pevné uchycení a díky rozepínacímu provedení se snadno nasazuje.

vel.	obvod stehna 15 cm nad kolenem [cm]
<b>XS</b>	31–37
<b>S</b>	37–45
<b>M</b>	45–51
<b>L</b>	51–57
<b>XL</b>	57–65
<b>XXL</b>	65–74
<b>XXXL</b>	74–84




## Stabimed® pro

**Indikace:** lehké a střední nestability kolena, prevence hyperextenze, meniskopatie, bolesti a otoky při artróze nebo artritidě.

**Kód SÚKL: 500592**

Krátká, lehká, funkční kolenní ortéza z prodyšného materiálu Airtex+. Postranní dvouosé dlahy s nízkým profilem a vynikající boční stabilitou, zesílení pevnosti velcro páskami, snadná aplikace a limitace hyperextenze.

vel.	obvod stehna 15 cm nad kolenem [cm]
<b>XS</b>	31–37
<b>S</b>	37–45
<b>M</b>	45–51
<b>L</b>	51–57
<b>XL</b>	57–65
<b>XXL</b>	65–74
<b>XXXL</b>	74–84




## Drytex Economy Hinged Knee

**Indikace:** boční instabilita kolene, celkové zpevnění kolenního kloubu.

**Kód SÚKL: 500854**

Kloubová ortéza DonJoy Economy je k navržena tak, aby vašemu kolenu poskytla mediální a laterální stabilitu. Skryté kovové dlahy, dopínací pásky, prodyšný materiál Drytex®. Komfort a zpevnění po běžných a lehkých poranění kolene. Preventivní použití. Jistota pohybu. Tato ortéza je ideální pro jednotlivce s lehkými poraněními MCL, LCL nebo PCL, artritidou, předchozím roztržením menisku, pohmožděninami nebo nestabilitou česky, stejně jako pro lidi, kteří nedávno podstoupili operaci kolene, a sportovce, kteří se účastní kontaktních sportů.

vel.	obvod stehna 15 cm nad kolenem [cm]
<b>XS</b>	33–39
<b>S</b>	39–47
<b>M</b>	47–53
<b>L</b>	53–60
<b>XL</b>	60–67
<b>XXL</b>	67–75





## Drytex Hinged Knee

**Indikace:** boční instabilita kolene, celkové zpevnění kolenního kloubu.

**Kód SÚKL: 5010294**

Stabilita, komfort, podpora kolenního kloubu. Univerzální, jedna z nejpoužívanějších pomůcek pro každodenní použití.

Výhody:

- prodyšný materiál Drytex®
- úleva od bolesti, stabilita kolena
- upravitelné boční peloty pro maximální komfort
- komfortní kondylární podložka
- dvouosý kloub, limitace flexe i extenze
- nízký profil (nošení běžného oděvu přes ortézu)

vel.	obvod stehna 15 cm nad kolenem [cm]
<b>XS</b>	33-39
<b>S</b>	39-47
<b>M</b>	47-53
<b>L</b>	53-60
<b>XL</b>	60-67
<b>XXL</b>	67-75



## Playmaker Xpert Wrap

**Indikace:** boční instabilita kolene, celkové zpevnění kolenního kloubu.

**Kód SÚKL: 5008670**

Oblíbená kolenní ortéza DonJoy v novém designu. Zcela nově přepracovaná rozepínací ortéza zajišťuje pohodlí a stabilitu pacienta. Funkční prodyšná čtyřsměrná tkanina Hi Tech mesh fabric a zadní elastický bezešvý panel pro dokonalý komfort. Rozepínání ortézy umožňuje snadnou aplikaci bez navlékání přes nohu.

vel.	obvod stehna 15 cm nad kolenem [cm]
<b>XS</b>	33-39
<b>S</b>	39-47
<b>M</b>	47-53
<b>L</b>	53-60
<b>XL</b>	60-67
<b>XXL</b>	67-75



## PLAYMAKER Xpert

**Indikace:** boční instabilita kolene, celkové zpevnění kolenního kloubu.

**Kód SÚKL: 5008685**

Oblíbená kolenní ortéza DonJoy v novém designu. Zcela nově přepracovaná ortéza Drytex economy hinged knee s mnoha novými prvky zajišťuje pohodlí a stabilitu pacienta. Funkční prodyšná čtyřsměrná tkanina Hi Tech mesh fabric a zadní elastický bezešvý panel pro dokonalý komfort.

vel.	obvod stehna 15 cm nad kolenem [cm]
<b>XS</b>	33-39
<b>S</b>	39-47
<b>M</b>	47-53
<b>L</b>	53-60
<b>XL</b>	60-67
<b>XXL</b>	67-75





## GenuSyncro – 503

**Indikace:** degenerativní a revmatická onemocnění kloubu s lehkou mediální nebo laterální nestabilitou, lehké varózní i valgózní deformity (vhodné pro starší pacienty), doléčení po úrazech (distorziích, lézích postranních vazů), s výjimkou lézí zkřížených vazů, doléčení po operacích kolena.

**Kód SÚKL: 5003299**

Kolenní ortéza rozepínací po celé délce s velice snadnou aplikací. Dvouosé kovové kolenní dlahy zajišťují dostatečnou stabilitu kolena ve směru medio-laterálním a zamezují hyperextenzi. Lehký, pevný, dostatečně pružný materiál umožňuje prostupnost potu, takže ortéza je vhodná i k dlouhodobému užívání.

vel.	obvod stehna 15 cm nad kolenem [cm]	obvod kolene [cm]	obvod lýtky 15 cm pod kolenem [cm]
<b>S</b>	34-39	30-33	27-30
<b>M</b>	39-45	34-37	31-35
<b>L</b>	44-49	38-41	35-39,5
<b>XL</b>	48-55	42-45	39,5-44
<b>XXL</b>	54-61	45-50	44-50
<b>XXXL</b>	56-64	49-53	44-50



Provedení: levá / pravá



## protect.St pin

**Indikace:** brání hyperextenzi, degenerativní a revmatické onemocnění kolenního kloubu s lehkou nestabilitou i s dekonfigurací kloubu, příp. s valgózitou či varózitou, doléčení po úrazech kolene (distorze, léze postranních vazů) s výjimkou lézí zkřížených vazů, kde není potřeba větší rigidita, doléčení po operacích kolene v indikovaných případech.

**Kód SÚKL: 5001520**

Krátká kolenní ortéza z prodyšného materiálu D-tex®. Postranní dvouosé klouby z lehkého kovu s limitací hyperextenze a zvýšená podpora pomocí suchých zipů na stehně a pod kolenem.

vel.	obvod stehna 15 cm nad kolenem [cm]
<b>XS</b>	31-37
<b>S</b>	37-45
<b>M</b>	45-51
<b>L</b>	51-57
<b>XL</b>	57-65
<b>XXL</b>	65-74



## protect.St

**Indikace:** lehké a střední nestability kolena meniskopatie bolesti a otoky při artróze nebo artritidě.

**Kód SÚKL: 5000621**

Krátká, lehká, funkční kolenní ortéza s možností limitace pohybu. Pohyblivé boční dlahy s dostatečnou boční stabilitou, polycentrický pohyb kolene zajištěný speciálními klouby „physioglide“, lehký prodyšný materiál s propriocepčním efektem D-tex®, zesílení pevností velcro páskami, snadná aplikace (rozepínací typ).

flexe: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°  
extenze: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°  
imobilizace: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°

vel.	obvod stehna 15 cm nad kolenem [cm]	vel.	obvod stehna 15 cm nad kolenem [cm]
<b>XS</b>	31-37	<b>L</b>	51-57
<b>S</b>	37-45	<b>XL</b>	57-65
<b>M</b>	45-51	<b>XXL</b>	65-74





## Collamed®

**Indikace:** lehké a středně těžké nestability kolene včetně lézí zkřížených vazů, doléčení po operacích kolene včetně operací vazů, léčení úrazů vazů kolenního kloubu nevyžadující operaci, degenerativní a revmatické onemocnění s výraznější nestabilitou, poranění menisku.

**Kód SÚKL: 5000591**

Dlouhá funkční kolenní ortéza rozepínací po celé délce se snadnou aplikací a dobrým vedením česky, polycentrické kolenní dlahy z lehkého kovu, možnost limitovaného pohybu kolene:

extenze 0°, 10°, 20°, 30°  
flexe 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°

vel.	obvod stehna 15 cm nad kolenem [cm]	vel.	obvod stehna 15 cm nad kolenem [cm]
<b>XS</b>	31-37	<b>XL</b>	57-65
<b>S</b>	37-45	<b>XXL</b>	65-74
<b>M</b>	45-51	<b>XXXL</b>	74-84
<b>L</b>	51-57		



medi



## Drytex Playmaker II. Spacer

**Indikace:** vazová poranění kolene, mírné až střední poškození, ACL, PCL, MCL, LCL.

**Kód SÚKL: 5010705**

Playmaker II Spacer je inovovaná verze osvědčené ortézy Playmaker. Při vývoji této ortézy byly použity nejnovější lékařské poznatky, moderní materiály a technologické postupy. Tento typ přináší pacientovi větší bezpečnost a zvýšený komfort. Ekonomická varianta při vazových poraněních kolene. Podpora této ortézy je mírně nižší než u ortéz s pevným rámem.

vel.	obvod stehna 15 cm nad kolenem [cm]
<b>S</b>	36-44
<b>M</b>	44-50
<b>L</b>	50-57
<b>XL</b>	57-64
<b>XXL</b>	64-72



DJO



## Drytex Playmaker II. Wrap

**Indikace:** lehké a středně těžké nestability kolene včetně lézí zkřížených vazů, doléčení po operacích kolene včetně operací vazů, léčení úrazů vazů kolenního kloubu nevyžadující operaci, degenerativní a revmatické onemocnění s výraznější nestabilitou, poranění menisku.

**Kód SÚKL: 5010706**

Rozepínatelná varianta ortézy PLAYMAKER II - inovované verze osvědčené ortézy Playmaker. Při vývoji této ortézy byly použity nejnovější lékařské poznatky, moderní materiály a technologické postupy. Tento typ přináší pacientovi větší bezpečnost a zvýšený komfort. Ekonomická varianta při vazových poraněních kolene. Podpora této ortézy je mírně nižší než u ortéz s pevným rámem.

vel.	obvod stehna 15 cm nad kolenem [cm]
<b>S</b>	36-44
<b>M</b>	44-50
<b>L</b>	50-57
<b>XL</b>	57-64
<b>XXL</b>	64-72



DJO



## SofTec Genu®

**Indikace:** konzervativní a pooperační léčba po rupturách křížových vazů, nestabilita kolenního kloubu, poranění postranních vazů, artritida, gonartróza.

Ortéza z 3D prodyšné pleteniny. Ve vertikálním směru zůstává tkanina elastická. Tím není ovlivněn aktivní pohyb svalů, zamezuje se atrofii. Zapínání ortézy pomocí variabilních suchých zipů. Měkký tenký úplet v okolí podkolenní jamky zajišťuje tlakové odlehčení. Možnost pro nastavení extenze a flexe po 10°.

vel.	obvod stehna 17 cm nad kolenem [cm]	obvod přes koleno [cm]	obvod lýtky 15 cm pod kolenem [cm]
1	38-42	29-32	28-32
2	41-45	32-35	31-35
3	44-49	35-38	34-38
4	48-53	38-41	36-40
5	51-57	41-44	39-43
6	54-60	44-47	42-46



Provedení: levá / pravá



## SecuTec® Genu

**Indikace:** nestabilita předního a/nebo zadního křížového vazu ( ACL/PCL), po operacích/plastikách vazů, komplexní nestabilita kolene( traumatické, degenerativní), vymezení rozsahu pohybu kolenního kloubu.

### Kód SÚKL: 5010095

Mimořádně lehká 4bodová ortéza. Duralový rám je anatomicky tvarovaný, jeho speciální rámová konstrukce zajišťuje jednoduchou a snadnou úpravu podle geometrie nohy při zachování úrovně kloubu. Fyziologické klouby mohou být bez problémů nastavovány i při oblečené ortéze přímo na noze v závislosti na terapii. Díky 4bodovému zajištění je dvouosý kloub vysoce stabilní. Klouby jsou chráněné proti nečistotám a tím rychlému opotřebení. Prodyšné a pokožce příjemné peloty mají protiskluzovou úpravu a lze je při čištění snadno připnout a odepnout.

vel.	obvod stehna 17 cm nad kolenem [cm]	obvod lýtky 15 cm pod kolenem [cm]
1	38-42	28-32
2	41-45	31-35
3	44-49	34-38
4	48-53	36-41
5	51-57	39-44
6	54-60	42-46



## SecuTec Genu Flex

**Indikace:** nestabilita po přetržení předního a / nebo zadního zkříženého vazu (ACL / PCL), po operacích a plastikách vazů, těžké a / nebo komplexní nestabilita (traumatické, degenerativní), k vymezení rozsahu pohybů kolenního kloubu (např. po poranění postranních vazů, švu menisku nebo náhradě menisku), konzervativní a pooperační terapie, dlouhodobá rehabilitace, funkční nestabilita.

### Kód SÚKL: 5010095

SecuTec Genu Flex od Bauerfeind je ortéza na kolenní kloub s polopružnou konstrukcí rámu. Díky pohyblivým plastovým článkům na stehně a bérce tato ortéza perfektně sedí. Po poranění vazů kolenní ortéza SecuTec Genu Flex spolehlivě stabilizuje koleno.

vel.	obvod stehna 17 cm nad kolenem [cm]	obvod lýtky 15 cm pod kolenem [cm]
1	37-45	28-36
2	45-53	32-40
3	53-61	36-44
4	61-69	40-48
5	69-81	44-52



Provedení: levá / pravá





## M.4®s comfort

**Indikace:** pooperační stavy (operace vazů včetně zkřížených vazů), ruptury postranních i zkřížených vazů, chronické nestability, ke konzervativní péči u nestability kolenního kloubu.

**Kód SÚKL: 5006195**

Vysoce funkční kolenní ortéza s možností limitace pohybu. Velmi lehká vzdušná konstrukce ortézy z vysokopevnostního leteckého duralu stabilizující koleno ve směru předozadním i bočním, omezuje rotační mechanismy, multicentrický typ ohybu, možnost nastavení omezení pohybu:

Flexe: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, bez omezení

Extenze: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°

Rigidní fixace: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°

Ortézu je možné doplnit chráničem česky.



vel.	obvod stehna 15 cm nad kolenem [cm]
<b>XS</b>	31-37
<b>S</b>	37-45
<b>M</b>	45-51
<b>L</b>	51-57
<b>XL</b>	57-65
<b>XXL</b>	65-74

Provedení: levá / pravá



## ACL Everyday

**Indikace:** vazová poranění kolene, mírné až střední poškození, ACL, PCL, MCL, LCL.

**Kód SÚKL: 5009016**

Kolenní ortéza ACL Everyday je jednou z nejpohodlnějších kolenních ortéz DonJoy, která je ideální pro bezkontaktní sporty a každodenní aktivity. Lehká a snadno použitelná kolenní ortéza ACL Everyday Knee Brace pomáhá s mírnými nestabilitami ACL/MCL/LCL a je navržena tak, aby poskytovala pohodlnou podporu pacientům, kteří nejsou chirurgickými kandidáty a potřebují další pomoc, aby se zabránilo vybočení kolena během aktivity.

Výhody:

- Hmotnost 380 g (aluminium-plast)
- Čtyřbodový systém fixace
- Total Comfort Guarantee program
- Nastavení rozsahu pohybu ve flexi/extenzi

vel.	obvod stehna 15 cm nad kolenem [cm]
<b>S</b>	39-47
<b>M</b>	47-53
<b>L</b>	53-60



Provedení: levá / pravá



## protect.4 evo

**Indikace:** pooperační stavy (operace vazů včetně zkřížených vazů), ruptury postranních i zkřížených vazů, chronické nestability.

**Kód SÚKL: 5006196**

4bodová funkční rigidní kolenní ortéza s možností limitace pohybu. Velmi lehká vzdušná ortéza stabilizující koleno ve směru předozadním i bočním, omezuje rotační mechanismy, multicentrický typ ohybu, možnost nastavení omezení pohybu:

Flexe: 0°, 60°, 75°, 90°

Extenze: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°

Imobilizace: 0°

vel.	obvod stehna 15 cm nad kolenem [cm]
<b>XS</b>	31-37
<b>S</b>	37-45
<b>M</b>	45-51
<b>L</b>	51-57
<b>XL</b>	57-65
<b>XXL</b>	65-74



Provedení: levá / pravá





## ARMOR CI

**Indikace:** vazivová poranění kolena, poškození předního zkříženého vazů (ACL), poškození zadního zkříženého vazů (PCL), poranění postranních vazů kolene (CL).

**Kód SÚKL: 5009131**

Lehká a mimořádně pevná kolenní ortéza z hliníku 6061 T6, používaného v leteckém průmyslu. Konstrukce vyvinutá ve spolupráci konstruktérů, lékařů a profesionálních sportovců zajišťuje vysokou odolnost a spolehlivou stabilizaci kolene. Určena pro aktivní pacienty, kteří vyžadují maximální ochranu při pohybu i sportu.

vel.	obvod stehna 15 cm nad kolenem [cm]
<b>XS</b>	do 39
<b>S</b>	39-47
<b>M</b>	47-53
<b>L</b>	53-60
<b>XL</b>	60-67
<b>XXL</b>	67-75



Provedení: levá / pravá



## RENEGADE CI

**Indikace:** pro aktivní sportovce a pacienty po poranění vazů (ACL, PCL, MCL, LCL). Ideální u kontaktních a rychlostně-nárazových sportů, kde je potřeba spolehlivá laterální stabilita a kontrola intervalu zátěže – např. fotbal, hokej, basketbal, lyžování, trail running nebo sporty s rychlými změnami směru.

**Kód SÚKL: 5009007**

RENEGADE CI je sériově vyráběná sportovní ortéza navržená pro pacienty s vazovými poraněními kolena. Kombinuje pevný semirigidní skelet s komfortními prvky pro dlouhodobé nošení při vysoké aktivitě. Vhodná pro rekonvalescenci i pro návrat k sportu s vyšší zátěží.

vel.	obvod stehna 15 cm nad kolenem [cm]
<b>XS</b>	do 39
<b>S</b>	39-47
<b>M</b>	47-53
<b>L</b>	53-60
<b>XL</b>	60-67
<b>XXL</b>	67-75



Provedení: levá / pravá



## FULLFORCE CI short

**Indikace:** pro pacienty s vazovými poraněními kolene (ACL/PCL/MCL/LCL) a pro ty, kteří chtějí bezpečně obnovit sportovní výkon: fotbal, basketbal, házená, hokej, lyžování i rychlostně-obratnostní sporty. Vhodná jak pro rekonvalescenci, tak pro preventivní stabilizaci při návratu do zápasového režimu.

**Kód SÚKL: 5010295**

FULLFORCE CI – short je navržena pro sportovce a aktivní uživatele, kteří potřebují maximální laterální stabilitu bez zbytečného zatížení. Krátký lýtkový oblouk a špičkové materiály dávají ortéze vynikající poměr pevnosti ku hmotnosti – ideální pro rychlé změny směru, kontaktní sporty a závodní nasazení.

vel.	obvod stehna 15 cm nad kolenem [cm]
<b>XS</b>	do 39
<b>S</b>	39-47
<b>M</b>	47-53
<b>L</b>	53-60
<b>XL</b>	60-67
<b>XXL</b>	67-75



Provedení: levá / pravá



# Kolena

Pooperační ortézy





## Ortéza rigidní 20° – 551

**Indikace:** doléčení po operacích kolene a úrazech kolene vyžadujících rigidní fixaci ve flexi 20°, (parciální léze postranních vazů, lehké distorze), dočasná fixace kolene po úrazu před operací.

**Kód SÚKL: 5003278**

Kolenní rigidní ortéza ve flexi 20° sestává ze dvou postranních a jedné dorsální dlahy, prodyšný materiál ortézy je možné prát do 40° C. Ortéza je vysoce stabilní, se snadnou aplikací – a jednoduchým zapínáním na suché zipy. Fixace tímto typem ortézy umožňuje snadnější rehabilitaci se zkrácením doby léčby ve srovnání s klasickou sádrovou fixací kolenního kloubu.

vel.	výška - postavy [cm]	délka - ortézy [cm]
1	< 160	50
2	160-175	55
3	> 175	60



## protect.ROM telescopic

**Indikace:** pooperační kolenní dlahy s nastavitelným rozsahem pohybu

**Kód SÚKL: 5002990**

Špičková kolenní ortéza určená k pooperační imobilizaci s vysokou stranovou i podélnou stabilitou. Pro nastavení požadovaného rozsahu flexe či extenze otáčejte nejprve plastový otvor k jednomu z kloubů. Nyní můžete stisknutím červeného tlačítka a současným posunováním nastavit požadovaný stupeň. Jednoduché zapínání na suché zipy. Ramena ortézy je možno lehce tvarovat. Ortéza je vyrobena z vysokopevnostního leteckého duralu Avional®, polstrování je z lehkého, prodyšného, příjemného materiálu.

Nastavení délky ortézy: ortéza jde délkově nastavovat v rozsahu 42–52 cm

Maximální obvod stehna: 80 cm

Omezení extenze: 0°, 10°, 20°, 30°

Omezení flexe: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°

Limitace: 0°, 10°, 20°, 30°



Univerzální velikost



## X-ROM TELESCOPING COOL

**Indikace:** pooperační kolenní dlahy s nastavitelným rozsahem pohybu.

**Kód SÚKL: 5014545**

Pooperační kolenní dlahy s možností fixace nebo nastavení rozsahu pohybu. Snadná manipulace, individuální nastavení délky. Varianta pro teplé období.

Výhody:

- snadné nastavení rozsahu pohybu
- extenze 0°–30°, flexe 30°–90°
- aretace úhlu 0°–90° v 10° krocích
- úprava délky – teleskopické boční peloty
- komfortní měkké vypodložení



Univerzální velikost

## T-ROM advanced telescopic cool

**Indikace:** pooperační stavy kolenního kloubu, nutnost fixace kolene v extenzi, řízená rehabilitace s omezením rozsahu pohybu, poúrazové stavy vyžadující kontrolu flexe a extenze.

**Kód SÚKL: 5009101**

Umožňuje fixaci kolene nebo přesné nastavení rozsahu pohybu během rekonvalescence. Snadné nastavení extenze a flexe i aretaci úhlu v krocích po 10°. Teleskopické boční peloty umožňují individuální úpravu délky, měkké vypodložení zajišťuje komfort při nošení.



DJO

## ROM-R U04602

**Indikace:** přetržení předního a zadního zkrříženého vazů, středně těžké až těžké poranění postranních vazů kolene, poúrazové a pooperační stavy vyžadující kontrolu nebo omezení pohybu kolene, léčba poranění patelárního vazů, kloubní chrupavky a menisku, stabilní zlomeniny tibiálního plátů, kondylů, proximální tibie nebo distálního femuru.

**Kód SÚKL: 5006181**

Umožňuje kontrolu rozsahu pohybu i úplnou blokadu flexe a extenze. Kloub lze nastavit do flexe nebo extenze a koleno znehybnit v různých úhlech. Otevřená konstrukce umožňuje snadné nasazení a je vhodná i při přítomnosti jizev. Výškově nastavitelné dlahy umožňují individuální přizpůsobení ortézy potřebám pacienta.



THUASNE

## Kid RUSH

**Indikace:** stavy vyžadující imobilizaci kolene u dětí, kontrola rozsahu pohybu po operacích kolene, poúrazové a pooperační stavy kolenního kloubu, rehabilitace po poranění kolene a jeho měkkých tkání.

**Kód SÚKL: 5014379**

Lehká dětská ortéza umožňuje přesnou kontrolu rozsahu pohybu a individuální délkové nastavení pomocí stabilních postranních dlah. Monocentrický kloub umožňuje nastavení flexe a extenze v krocích po 10° a rychlou aretaci vybraných úhlů. Pět samostatně nastavitelných pásek pro bezpečnou fixaci dolní končetiny, měkké polstrování pro komfort při nošení. Ortéza je lehká, má univerzální velikost pro dětské uživatele.




MEYRA

## RUSH

**Indikace:** stavy, které vyžadují imobilizaci nebo kontrolu rozsahu pohybu kolene po operacích nebo úrazech, rehabilitace po úrazech kolenního kloubu a jeho měkkých tkání.

**Kód SÚKL: 5013169**

Umožňuje přesné nastavení rozsahu pohybu a délkové přizpůsobení pomocí stabilních postranních dlah. Monocentrický kloub dovoluje nastavení flexe i extenze v krocích po 10° a rychlou aretaci vybraných úhlů. Pět samostatně nastavitelných pásek zajišťuje pevnou fixaci končetiny, zatímco měkké polstrování přispívá k vysokému komfortu při nošení. Ortéza má nízkou hmotnost, univerzální velikost.



MEYRA



# Koleno

Sportovní kolenní bandáže



## Outdoor Knee Support

**Indikace:** podvrtnutí a natažení kolena, bolest a otok kolena, běžecské koleno, skokanské koleno, podráždění šlachy česky a syndrom patelofemorální bolesti.

Užívejte si přírody naplno a spolehněte se na podporu bandáže Outdoor Knee Support od společnosti Bauerfeind.

Turistika není jen krok za krokem – je to čirá vášeň pro pobyt v přírodě a dokonce i pro zdolávání vrcholů. Při tom jsou kolena často velmi namáhána, zejména při sestupu z kopce. Podložka Omega Pad bezpečně obepne kolenní česku a rozloží tlak. Systém Downhill Relief System poskytuje další úlevu. Nastavitelný systém popruhů umožňuje individuální úlevu v závislosti na situaci a náročnosti.

vel.	obvod stehna 14 cm nad kolenem [cm]	obvod pod českou [cm]
<b>XS</b>	35–41	27–29
<b>S</b>	39–46	29–32
<b>M</b>	42–51	32–35
<b>L</b>	47–56	35–38
<b>XL</b>	51–60	38–41
<b>XXL</b>	55–64	41–44



## Sports knee support

**Indikace:** instability kolena při sportovním zatížení, výrony, otoky, artrózy a artritidy, chondropatie femoropatelní, laxita vazů, subluxace pately, sklony k nestabilitě. Anatomická třídimenzionální úpletová aktivní kolenní bandáž od německé značky Bauerfeind odlehčuje a stabilizuje koleno bez omezení funkce. Zlepšuje krevní oběh a stimuluje regeneraci svalů. Bezkonkurenční pohodlí, prodyšnost a odolnost chrání vaše koleno a pomáhá udržovat špičkový výkon.

Vlastnosti:

- integrovaná ortopedická stélka ze silikonu obklopuje česku s dvěma tlakovými body na distální části a dvěma bočními lamelami ve výšce menisků
- postranní pružiny zvyšují stabilitu kolene
- nový koncept pleteniny - vysoká elasticita, prodyšnost, odvod vlhkosti při vynikajícím komfortu nošení
- obzvláště měkká a jemná oblast úpletu v oblasti podkolenní jamky
- anatomicky tvarovaná pletenina nabízí inovativní funkční zóny, které kombinují optimální stabilitu při maximální svobodě pohybu

vel.	obvod stehna 14 cm nad kolenem [cm]	obvod lýtky 12 cm pod kolenem [cm]
<b>XS</b>	38–41	28–31
<b>S</b>	41–44	31–34
<b>M</b>	44–47	34–37
<b>L</b>	47–50	37–40
<b>XL</b>	50–53	40–43
<b>XXL</b>	53–56	43–46



## Sports Compression Knee Support

Jednochá kolenní podpora pro vaše sportovní výkony.

Lehký, prodyšný a nízkoprofilový úplet odvádí vlhkost, aby byla pokožka příjemně chladná.

- mírná komprese podporuje stabilitu
- snižuje riziko zranění
- prodyšné díky jemné pletenině
- cílená úleva snižuje podráždění
- odolná a bez škodlivých látek

vel.	obvod kolene [cm]
<b>S</b>	29–32
<b>M</b>	32–37
<b>L</b>	37–42
<b>XL</b>	42–48





## Outdoor Compression Knee Support

**Použití:** zlepšuje stabilitu a uvolňuje tlak na kolenní kloub.

Díky anatomickému designu a kompresním zónám je tlak rovnoměrně rozložen kolem kolene, což podporuje stabilizační svaly a zlepšuje koordinaci kloubu. Merino vlna navíc reguluje teplo a vlhkost, což zajišťuje pohodlí v různých ročních obdobích. Polyamidové jádro přispívá k odolnosti vůči opotřebení a zajišťuje dlouhou životnost produktu. Ortézu lze ručně prát, takže je nenáročná na údržbu, a stále si zachovává svou účinnost.

Tato ortéza je ideální pro každého, kdo chce udržet své kolena v bezpečí při outdoorových aktivitách a zároveň si užít komfort a stabilitu v náročném terénu.

vel.	obvod pod kolenem [cm]
<b>S</b>	29-32
<b>M</b>	32-37
<b>L</b>	37-42
<b>XL</b>	42-48



## GenuSan® SPORT

**Použití:** pro zpevnění kloubů nebo zmírnění bolesti po úrazech, např. ve sportu, při bolestech kloubů způsobených přetížením, při drobných výronech a natažených vazech, při prevenci proti namožení nebo zranění.

Anatomicky tvarovaná elastická bandáž kolene navržena pro sportovní aktivity. Díky využití moderních textilních materiálů odvádí vlhkost a teplo a je vysoce prodyšná. Anatomický tvar umožňuje pohodlné nošení a podporuje stabilizaci kolene. Kompresní pleteniny pomáhá prokrvení kloubu a silikonová pelota stabilizuje česku.

vel.	obvod stehna 14 cm nad kolenem [cm]	obvod lýtky 12 cm pod kolenem [cm]
<b>S</b>	38-41	28-31
<b>M</b>	41-44	31-34
<b>L</b>	44-47	34-37
<b>XL</b>	47-50	37-40
<b>XXL</b>	50-53	40-43



## Genumedi E+motion Black

**Použití:** lehké nestability kolenního kloubu

**Kód SÚKL: 5002992**

Nová generace sportovní kolenní bandáže Genumedi s merino vlnou.

Trojité funkční kombinace materiálu, střihu a úpletu nabízí účinnou podporu při každém pohybu: termoregulační vlastnosti a vlastnosti merino vlny potlačující zápach zajišťují příjemný komfort nošení. Technologie Dry Skin umožňuje efektivní řízení vlhkosti: podložka absorbuje vlhkost až dvakrát rychleji a transportuje ji na povrch, kde se odpaří.

vel.	obvod stehna 15 cm nad kolenem [cm]	obvod lýtky 5 cm pod kolenem [cm]
<b>1</b>	37-40	25-28
<b>2</b>	40-43	28-31
<b>3</b>	43-46	31-34
<b>4</b>	46-49	34-37
<b>5</b>	49-52	37-40
<b>6</b>	52-55	40-43
<b>7</b>	55-58	43-46



A woman with long brown hair in a ponytail, wearing a purple sports bra and black shorts with teal accents, is jumping in the air on a sandy beach. She is barefoot and has a black knee brace on her left knee. A volleyball is suspended in the air above her right hand. In the background, there is a volleyball net, a yellow post, and other people on the beach under a clear blue sky. A green semi-transparent box is overlaid on the right side of the image, containing text.

# Lýtko a stehno

Bandáže



## Elastická bandáž lýtky – 805

**Indikace:** onemocnění šlach a svalů, bursitis, artróza.

Lehká elastická bandáž lýtky z prodyšného úpletového materiálu pro příjemný pocit na kůži. Zajišťuje komfortní podporu pro zraněné, ochablé či bolestivé svaly. Kompresivní materiál zlepšuje lokální cirkulaci pro lepší regeneraci, zatímco pletenina z dutých vláken umožňuje odvod potu. Je určena pro celodenní nošení i sportovní aktivity. Barevné provedení: tělová, šedá


vel.	obvod lýtky [cm]
<b>S</b>	29–32
<b>M</b>	32–35
<b>L</b>	35–38
<b>XL</b>	38–42
<b>XXL</b>	42–48



## Neoprenová bandáž lýtky – 601

**Indikace:** onemocnění šlach a svalů, bursitis, artróza

Lýtková bandáž slouží k podpoře lýtkového svalu, zvýšení krevního oběhu a minimalizaci rizika zranění.



Univerzální velikost



## Lýtkové návleky – Sports Sleeves

Podpůrná komprese pro míčové a vytrvalostní sporty.

Sportovní kompresní lýtkové návleky pomáhají zvýšení přenosu kyslíku a podporují lepší cirkulaci krve. To se promítá do delší vytrvalosti, rychlejší regeneraci, pomalejší únavě, více energie a méně škodlivých svalových vibrací.

- vysoce elastická mikrovlákná s přesnou kompresí, která se postupně se snižuje od kotníku ke koleni, podporují krevní oběh a zlepšují přenos kyslíku ke zvýšení vytrvalosti a nižší předčasné únavě
- vysoce prodyšná mikrovlákná regulují teplotu a udržují klouby a svaly v teple a na pokožce udržují maximální komfort
- široké okraje zaručují dokonalé uchycení návleků během sportovních aktivit
- balení v páru – takže je můžete nosit na obou lýtkách, nebo pouze na jedné straně

vel.	obvod lýtky [cm]	obvod nad kotníkem [cm]
<b>S</b>	32–39	19–21
<b>M</b>	35–43	21–24
<b>L</b>	38–47	24–27
<b>XL</b>	42–51	27–31



Provedení:  
krátká / dlouhá /extra dlouhá





## Lýtková bandáž – Calfix

**Použití:** natažení lýtkového svalu a drobná natržení svalových vláken, zhmoždění a pohmoždění lýtka, myogelóza a svalové přetížení, snížení otoku a bolestivosti po sportovní zátěži, prevence dalšího přetížení lýtkových svalů

Poskytuje cílenou kompresi pro podporu a stabilizaci oslabených nebo poraněných lýtkových svalů při sportu i regeneraci. Využívá principu tejpování, podporuje krevní oběh a pomáhá snižovat otoky. Speciálně tvarovaná zóna s nižší kompresí odlehčuje citlivé místo poranění, zatímco dva pásy ve tvaru „Y“ umožňují individuální nastavení tlaku.

vel.	obvod lýtka [cm]
<b>S</b>	29-34
<b>M</b>	34-40
<b>L</b>	40-47



## Stehenní bandáž – MyoFix

**Použití:** natažení stehenního svalu a drobná natržení svalových vláken, pohmoždění a modřiny po nárazu, myogelóza hamstringu nebo čtyřhlavého stehenního svalu, snížení otoku a bolestivosti po sportovním přetížení, prevence dalšího přetěžování svalů.

Poskytuje cílenou kompresi pro podporu a stabilizaci oslabených či poraněných stehenních svalů při sportu i regeneraci. Využívá principu tejpování, podporuje krevní oběh a pomáhá snižovat otoky. Speciálně tvarovaná zóna se sníženou kompresí odlehčuje citlivé místo poranění, zatímco dva pásy ve tvaru „Y“ umožňují individuální nastavení tlaku. Prodyšná pletenina a ergonomický střih pro komfort a volnost pohybu bez nadměrného tlaku.

vel.	obvod stehna [cm]
<b>S</b>	41-45
<b>M</b>	45-50
<b>L</b>	50-56
<b>XL</b>	56-63
<b>XXL</b>	63-70



## Stehenní bandáž – MyoTrain

**Indikace:** poranění svalů stehna, parciální svalové ruptury v oblasti stehna, entezopatie, myalgie v oblasti stehna, kontuze stehna, prevence opakovaného přetížení.

Poskytuje cílenou podporu při svalových poraněních stehna a pomáhá zmírnit bolest i podpořit proces hojení. Anatomicky tvarovaný elastický návlek je doplněn viskoelastickou pelotou, kterou lze umístit přesně na postižené místo. Tři páry nastavitelných popruhů umožňují individuální regulaci komprese podle aktuálních potřeb. Prodyšné a k pokožce šetrné materiály zajišťují komfort a dlouhou životnost bandáže.

vel.	obvod stehna 2 cm nad kolenem [cm]	obvod lýtka 30 cm nad kolenem [cm]
<b>1</b>	32-35	44-48
<b>2</b>	35-38	48-52
<b>3</b>	38-41	52-56
<b>4</b>	41-44	56-60
<b>5</b>	44-47	60-64
<b>6</b>	47-50	64-68
<b>7</b>	50-53	68-72





## Stehenní návleky – Sports Sleeves

**Indikace:** podpora stehenních svalů při míčových a vytrvalostních sportech, zlepšení krevního oběhu při sportovní zátěži, snížení svalové únavy a vibrací, rychlejší regenerace po výkonu, prevence svalového přetížení.

Návleky poskytují přesně odstupňovanou kompresi od kolene ke stehnu, která podporuje krevní oběh a zlepšuje přenos kyslíku do svalů. Vysoce elastická a prodyšná mikrovlnákná pomáhají regulovat teplotu, zvyšují komfort při nošení a přispívají k vyšší vytrvalosti. Široké okraje s protiskluzovým lemem zajišťují uchycení i při intenzivním pohybu. Návleky jsou odolné, pratelné a dodávány v páru.

vel.	obvod stehna (A) [cm]	obvod stehna (B) [cm]
<b>S</b>	45–57	32–36
<b>M</b>	50–64	36–41
<b>L</b>	56–71	41–46
<b>XL</b>	62–79	46–52



Provedení:  
krátká / dlouhá /extra dlouhá



## Neoprenová bandáž stehna – 602

**Indikace:** onemocnění šlach a svalů, parciální svalové ruptury v oblasti bérce, entezopatie, myalgie v oblasti bérce, kontuze v oblasti bérce.

Stehenní bandáž je kompresní a podpůrná pomůcka určená k ochraně a stabilizaci stehenního svalstva. Používá se při prevenci zranění, rehabilitaci po úrazech nebo jako podpora při fyzické aktivitě.



## Elastická bandáž stehna – 803

**Indikace:** onemocnění šlach a svalů, parciální svalové ruptury v oblasti bérce, entezopatie, myalgie v oblasti bérce, kontuze v oblasti bérce.

Lehká elastická bandáž stehna z prodyšného úpletového materiálu pro příjemný pocit na kůži. Zajišťuje komfortní podporu pro zraněné, ochablé či bolestivé svaly.

Barevné provedení: tělová, šedá

vel.	obvod stehna [cm]
<b>S</b>	48–52
<b>M</b>	52–57
<b>L</b>	57–62
<b>XL</b>	62–70
<b>XXL</b>	70–78



Univerzální velikost





# Hlezno

Bandáže a ortézy




## Elastická bandáž – 806

**Indikace:** po lehkých úrazech hlezna, doléčení po operacích hlezna, lehké chronické nestability, artrózy.



vel.	obvod nad kotníkem [cm]
<b>S</b>	20–22
<b>M</b>	22–24
<b>L</b>	24–26
<b>XL</b>	26–28
<b>XXL</b>	28–31



Univerzální velikost

## Univerzální bandáž – 705

Bandáž je vhodná při:

- Prevence zranění kotníku během sportu.
- Rehabilitaci po zranění nebo operaci.
- Podpoře při chronických potížích, jako je nestabilita kotníku či artritida.



## MalleoSan® SPORT

**Použití:** lehké nestability hlezna, stabilizace hlezna při sportu, lehké chronické nestability, doléčení po operacích a úrazech hlezna.



vel.	obvod nad kotníkem [cm]
<b>S</b>	19–21
<b>M</b>	21–23
<b>L</b>	23–25
<b>XL</b>	25–27
<b>XXL</b>	27–29



## MalleoSan® active

**Použití:** lehké úrazy hlezna, lehké nestability hlezna, doléčení po operacích a úrazech hlezna.



vel.	obvod nad kotníkem [cm]
<b>S</b>	19–21
<b>M</b>	21–23
<b>L</b>	23–25
<b>XL</b>	25–27
<b>XXL</b>	27–29





## MalleoSan®

**Indikace:** lehké úrazy hlezna, lehké chronické nestability, otoky při artritidě nebo artróze, doléčení po operacích a úrazech hlezna.

**Kód SÚKL: 5003263**

Bandáž hlezenního kloubu se silikonovými výztuhami. Pevný kompresivní materiál ve spojení se silikonovými polštářky, které masážním efektem urychlují absorpci hematomů a otoků, dobře se přizpůsobuje anatomickým tvarům. Je vyrobena z vysoce elastické, prodyšné pleteniny která výborně odvádí vlhkost.

Okraje bandáže se zmírněnou kompresí snižují tlak na lemu bandáže.

vel.	obvod nad kotníkem [cm]
<b>S</b>	19-21
<b>M</b>	21-23
<b>L</b>	23-25
<b>XL</b>	25-27
<b>XXL</b>	27-29



## Levamed®

**Indikace:** lehké úrazy hlezna, lehké chronické nestability, otoky při artritidě nebo artróze, doléčení po operacích a úrazech hlezna.

**Kód SÚKL: 5000638**

Elastická bandáž hlezenního kloubu se silikonovými výztuhami. Kompresivní materiál ve spojení se silikonovými polštářky urychluje absorpci hematomů a otoků, dobře se přizpůsobuje anatomickým tvarům. Je vyrobena z vysoce elastické, prodyšné pleteniny Clima-Comfort, která výborně odvádí vlhkost.

Barevné provedení: šedá, tělová.

vel.		obvod nad kotníkem [cm]
<b>XS</b>	<b>1</b>	17-20
<b>S</b>	<b>2</b>	20-22
<b>M</b>	<b>3</b>	22-24
<b>L</b>	<b>4</b>	24-26
<b>XL</b>	<b>5</b>	26-28
<b>XXL</b>	<b>6</b>	28-30



## MalleoTrain®

**Indikace:** pooperační a posttraumatické stavy (např. po distorzích), kloubní výrony a otoky, při artróze a artritidě, onemocnění šlach a svalů.

**Kód SÚKL: 5010064**

MalleoTrain je úpletová dvoutažná bandáž v lehké funkční plantární flexi. Hlezenní kloub se odlehčí, komprimuje a stabilizuje. Viskoelastická vložka obklopuje celou oblast kloubu. Kloub je tak dodatečně podepřený zepředu i z boku. Profilová vložka zaručuje odlehčení hlezna s cíleným tlakem na měkké vazy, kloubní pouzdro a šlachy způsobuje přerušovaný tlak při pohybu. Tato rytmická komprese zlepšuje prokrvení a vyvolává rychlou resorpci otoků a hematomů.

Barva: šedá, černá, tělová.

vel.	obvod nad kotníkem [cm]	vel.	obvod nad kotníkem [cm]
<b>1</b>	17-19	<b>4</b>	23-25
<b>2</b>	19-21	<b>5</b>	25-27
<b>3</b>	21-23	<b>6</b>	27-29



Provedení: levá / pravá





## MalleoSan® X

**Indikace:** lehké úrazy hlezna, chronické nestability, otoky při artritidě nebo artróze, doléčení po operacích a úrazech hlezna.

### Kód SÚKL: 5014640

Hlezenní bandáž z kompresní pleteniny ve spojení s elastickým popruhem ke zpevnění hlezna. Okraje bandáže se zmírněnou kompresí snižují tlak na lemu bandáže. Anatomicky tkaný úplet spolehlivě a rychle odvádí. Výsledek: kůže se tolik nezapotí a nošení pomůcky je pohodlné i v létě.

#### Výhody:

- lem bandáže se sníženou kompresí
- elastický popruh ke zpevnění hlezna
- navlékač pro pohodlné obléčení ortézy

vel.	obvod nad kotníkem [cm]
<b>S</b>	19–21
<b>M</b>	21–23
<b>L</b>	23–25
<b>XL</b>	25–27
<b>XXL</b>	27–29



## MalleoTrain® S

**Indikace:** hlezenní nestability, pooperační a post-traumatické stavy (např. po distorzích), kloubní výrony a otoky, při artróze a artritidě, onemocnění šlach a svalů, supinační profylaxe.

### Kód SÚKL: 5010057

MalleoTrain S je bandáž nové koncepce úpletu – velice pružná, prodyšná, odvádějící pot s efektivní kompresí a pohodlným nošením. Semi – rigidní popruh stabilizuje kotník v pronaci i supinaci. Bandáž je alternativou i pro tejpování.

Barva: šedá, černá, tělová.

vel.	obvod nad kotníkem [cm]
<b>1</b>	17–19
<b>2</b>	19–21
<b>3</b>	21–23
<b>4</b>	23–25
<b>5</b>	25–27
<b>6</b>	27–29



Provedení: levá / pravá



## MalleoTrain S – otevřená pata

**Indikace:** oslabení vazů hlezenního kloubu, lehké výrony kotníku, pooperační rehabilitace, supinační profylaxe, prevence poranění při sportovním výkonu.

### Kód SÚKL: 5014166

Kotníková bandáž s otevřenou patou poskytuje zvýšenou stabilitu kotníku a bezpečnost při pohybu bez použití silikonových pelot. Otevřená oblast paty zajišťuje lepší kontakt s podložkou a je vhodná zejména pro tanec, cvičení a halové či bojové sporty. Třířázový páskový systém stabilizuje kloub ve všech rovinách pohybu a funkčně napodobuje tejpování. Elastická a prodyšná pletenina efektivně odvádí vlhkost.

vel.	obvod nad kotníkem [cm]
<b>1</b>	17–19
<b>2</b>	19–21
<b>3</b>	21–23
<b>4</b>	23–25
<b>5</b>	25–27



Provedení: levá / pravá





## AIRHEEL – bandáž achillovy šlachy

**Indikace:** tendinitida Achillovy šlachy, bolesti paty, plantární fasciitida.

**Kód SÚKL: 5008841**

Určena ke zmírnění potíží spojených s plantární fasciitidou a achillovou tendonitidou. Lehká a prodyšná bandáž se snadno navléká jako ponožka a je vhodná pro každodenní nošení. Dvě propojené vzduchové komory – pod klenbou chodidla a v oblasti Achillovy šlachy. Ke snížení napětí plantární fascie a současně ke kompresi Achillovy šlachy, což pomáhá ulevit od bolesti a podpořit hojení.

vel.	velikost nohy [EU číslování]
<b>S</b>	37,5-39
<b>M</b>	39-42
<b>L</b>	42+




## Airsport Airgo – hlezenní ortéza

**Indikace:** vazová poranění hlezenního kloubu, akutní stavy po poranění kotníku, prevence poranění při sportu a zvýšené zátěži.

**Kód SÚKL: 5009121**

Poskytuje spolehlivou stabilizaci hlezna při sportovních i každodenních aktivitách a pomáhá chránit kloub před poraněním. Semirigidní skelet s pneumatickým vypodložením omezuje nežádoucí inverzi a zvyšuje komfort při nošení. Nízký profil umožňuje použití v běžné obuvi, zatímco „step-in“ konstrukce zajišťuje snadné a rychlé nasazení.

vel.	velikost nohy [EU číslování]
<b>S</b>	35-38
<b>M</b>	39-42
<b>L</b>	43-47
<b>XL</b>	47+




## Aerofit – ortéza hlezenního kloubu

**Indikace:** podvrtnutí a výron kotníku (distorze I. a II. stupně), poúrazové a rehabilitační stavy hlezenního kloubu, nestabilita kotníku, prevence nadměrných pohybů do inverze a everze, prevence opakovaných poranění.

**Kód SÚKL: 5018066**

Poskytuje spolehlivou stabilizaci hlezna při sportovních i každodenních aktivitách a pomáhá chránit kloub před poraněním. Semirigidní skelet s pneumatickým vypodložením omezuje nežádoucí inverzi a zvyšuje komfort při nošení. Nízký profil umožňuje použití v běžné obuvi, zatímco „step-in“ konstrukce zajišťuje snadné a rychlé nasazení.

vel.	obvod přes kotník [cm]
<b>S</b>	15-22
<b>M</b>	22-30
<b>L</b>	30-36





## DOUBLE STRAP ANKLE SUPPORT – kotníková bandáž

**Indikace:** lehké až středně těžké natažení nebo poškození vazů kotníku, pocit nestability hlezenního kloubu, prevence poranění při sportovních aktivitách, podpora při návratu k pohybové zátěži.

**Kód SÚKL: 5008787**

Lehká kotníková bandáž s osmičkovým vedením a dvojicí dotahovacích pásek pro cílené zpevnění hlezenního kloubu při zachování plné mobility. Double strap systém umožňuje přesné nastavení komprese a omezuje nežádoucí inverzi i everzi kotníku. Nízký profil zajišťuje pohodlné nošení i v běžné obuvi.

vel.	velikost nohy [EU číslování]
<b>XS</b>	< 37,5
<b>S</b>	37,5–39,5
<b>M</b>	40–42
<b>L</b>	42,5–44,5
<b>XL</b>	45–47
<b>XXL</b>	> 47,5



## A60 – kotníková ortéza

**Indikace:** vazová poranění hlezenního kloubu, chronická nestabilita kotníku, akutní stavy po poranění, prevence poranění při sportu a zátěži

**Kód SÚKL: 5008828**

Ortéza s inovativním designem a bočními výztuhami pod úhlem 60° poskytuje podporu vazového aparátu hlezna. Anatomický tvar a prodyšné materiály zajišťují komfort při nošení i při sportovních aktivitách. Nízký profil umožňuje pohodlné nošení ve sportovní obuvi a zapínání pomocí popruhu zajišťuje rychlou a snadnou aplikaci ortézy.

vel.	velikost nohy [EU číslování]
<b>S</b>	37,5–39
<b>M</b>	39–42
<b>L</b>	42+



## Aircast ActyFoot – ortéza kotníku

**Indikace:** akutní poranění postranních vazů hlezna, akutní distorze hlezenního kloubu a ruptury vazů, chronická nestabilita hlezna (CAI), funkční rehabilitace po poranění kotníku, prevence a ochrana hlezenního kloubu při zátěži

**Kód SÚKL: 5015444**

Pomáhá chránit hlezenní kloub během každodenních aktivit i sportu a podporuje bezpečný návrat k pohybu v rámci funkční rehabilitace. Ergonomické provedení zajišťuje komfort při nošení a stabilitu bez výrazného omezení mobility. Ortéza je dostupná ve variantě pro levou i pravou nohu.

vel.	velikost nohy [EU číslování]
<b>S</b>	< 38
<b>M</b>	38–43
<b>L</b>	> 43



Provedení: levá / pravá





## Push Sports 8

**Indikace:** prevence opakovaného podvrtnutí kotníku, lehká distorze nebo podráždění hlezenního kloubu, mírná nestabilita kotníku, sportovní zátěž a návrat k aktivitě.

Ultratenká podpora s kompresním systémem ve tvaru osmičky, která stabilizuje kotník při sportu i každodenním pohybu. Elastický pás zajišťuje individuálně nastavitelnou kompresi, zatímco protiskluzové prvky a TPU pásy na patě a nártu zvyšují stabilitu bez omezení pohybu. Nízký profil umožňuje pohodlné nošení v obuvi i naboso.

vel.	obvod přes nárt [cm]
<b>S</b>	22-22,5
<b>M</b>	22,5-25,5
<b>L</b>	25,5-28,5



Provedení: levá / pravá



## Push med Aequi Flex – kotníková ortéza

**Indikace:** akutní podvrtnutí kotníku, pooperační a konzervativní léčba zlomenin kotníku, středně až těžká nestabilita hlezenního kloubu, prevence opakovaných poranění.

### Kód SÚKL: 5006948

Poskytuje vysokou míru stabilizace při zachování plné mobility. Rigidní mediální výztuha v kombinaci s flexibilní pěnovou skořepinou podporuje stabilitu kotníku, zatímco diagonální elastické pásy ve tvaru osmičky umožňují individuální nastavení komprese. Ortéza podporuje inverzi i evertzi bez omezení chůze a běhu a silikonová podložka zajišťuje fixaci během nošení.

vel.	obvod přes patu [cm]
<b>1</b>	27-31
<b>2</b>	31-34
<b>3</b>	34-40



Provedení: levá / pravá



## Ligastrap Malleo 2180 – hlezenní ortéza

**Indikace:** funkční léčba mírných a středně těžkých vymknutí laterálních vazů kotníku, návrat k pohybovým aktivitám po středně těžkém až těžkém vymknutí, chronická hyperlaxace hlezenního kloubu.

### Kód SÚKL: 5005694

Určena ke stabilizaci laterálních vazů pomocí elastických překřížených pásků, které umožňují přirozenou flexi a extenzi kotníku. Přídavný elastický pásek ve tvaru osmičky zvyšuje stabilitu kloubu při pohybu. Nízkoprofilové ergonomické provedení umožňuje pohodlné nošení v obuvi, protiskluzový systém zajišťuje spolehlivé usazení ortézy.

vel.	obvod nad kotníkem [cm]
<b>1</b>	19-21
<b>2</b>	21-23
<b>3</b>	23-25
<b>4</b>	25-27
<b>5</b>	27-30





## MalleoTrain plus – hlezenní bandáž

**Indikace:** chronické a poúrazové stavy hlezenního kloubu, časná funkční terapie natržení vazů horního nebo dolního hlezenního kloubu, oslabení vazů kotníku, pooperační rehabilitace, prevence opakovaného poranění.

### Kód SÚKL: 5014169

Zvyšuje stabilitu a bezpečnost hlezenního kloubu při pohybu. Funguje na principu funkčního tejpingu – zesílené taktilní podněty zlepšují neuromuskulární kontrolu kotníku během každého kroku. Nastavitelný rigidní popruh stabilizuje kloub v pronaci i supinaci, aniž by omezoval přirozený rozsah pohybu. Elastická a prodyšná pletenina odvádí pot a zajišťuje komfort při sportu, prevenci i rehabilitaci.

vel.	obvod nad kotníkem [cm]
1	17–19
2	19–21
3	21–23
4	23–25
5	25–27
6	27–29



Provedení: levá / pravá



## Sports Ankle Support – hlezenní bandáž s fixací

**Indikace:** prevence podvrtnutí kotníku při sportu, lehká nestabilita hlezenního kloubu, oslabení vazů, ochrana kotníku při zvýšené zátěži, sportovní výkon a návrat k aktivitě.

Poskytuje oporu a stabilitu při sportovních aktivitách. Pružná a prodyšná bandáž s kompresí odvádí pot a zajišťuje komfort při nošení. Semi-rigidní popruh stabilizuje kotník v pronaci i supinaci a slouží jako praktická alternativa tejpování. Dvojitá senzomotorická stimulace podporuje aktivaci stabilizačních svalů a zlepšuje koordinaci kloubu.

vel.	obvod nad kotníkem [cm]
1	17–19
2	19–21
3	21–23
4	23–25
5	25–27
6	27–29



Provedení: levá / pravá



## Levamed® active

**Indikace:** chronické nestability vazů s opakujícími se supinacemi, dráždění v hlezenním kloubu (akutní nebo chronické, poúrazové nebo pooperační), omezená funkce vazů v hlezenním kloubu při insuficienci vazů, zranění vazivového spojení tzv. syndesmosis, doléčení po operacích a úrazech hlezna

### Kód SÚKL: 5000585

Hlezenní bandáž se stabilizační soustavou popruhů.

vel.	obvod nad kotníkem [cm]
1	17–20
2	20–22
3	22–24
4	24–26
5	26–28
6	28–30



Provedení: levá / pravá





## M.step®

**Indikace:** konzervativní léčba poškození ligamentózního aparátu, chronické nestability hlezna, pooperační doléčení, doléčení po sádrových fixacích při zlomeninách.

**Kód SÚKL: 5000594**

Pevná hlezenní ortéza, rigidní peloty umožňují dobrou stabilitu proti supinačním a pronačním pohybům, univerzální velikost i strana.

Provedení: standard, athletic, dětská

Univerzální velikost



## MalleoLoc® L3

**Indikace:** funkční terapie při poraněních vnějšího vaziva hlezna, natažení kloubního pouzdra, chronická insuficience vazů, artrózy horního hlezna, pooperační rehabilitace, synovitidy (aktivní artróza) hlezenního kloubu.

**Kód SÚKL: 5014168**

Provedení: levá / pravá



vel.	obvod nad kotníkem [cm]
1	17-19
2	19-21
3	21-23
4	23-25
5	25-27
6	27-29



## MalleoLoc® L

**Indikace:** konzervativní léčba ruptury vazů, akutní a chronické nestability vazů, profylaxe pro chronickou nestabilitu vazů, zánětlivé a degenerativní dysfunkce.

**Kód SÚKL: 5014167**

MalleoLoc L se stabilizuje při nošení v botě. Jeho jednostranně tvarovaná skořepina je obzvláště plochá a hodí se do sportovní obuvi i obchodních bot. Vnitřní část skořepiny je měkká a je opatřena mikro vláknovým polstrováním.

Provedení: levá / pravá

Univerzální velikost



## MalleoLoc®

**Indikace:** funkční terapie při poraněních vnějšího vaziva hlezna, natažení kloubního pouzdra, chronická insuficience vazů, artrózy horního hlezna, pooperační rehabilitace, synovitidy (aktivní artróza) hlezenního kloubu.

**Kód SÚKL: 5010054**

Ortéza s vysokou funkční stabilitou, brání distorzi nohy bez omezení pohyblivosti.



vel.	šířka paty [cm]
1	< 6
2	> 6



Provedení: levá / pravá



## AchillSan

**Indikace:** akutní i chronický zánět Achillovy šlachy, achillodynie, retrokalkaneární bursitis, pooperační a poúrazové doléčení Achillovy šlachy.

**Kód SÚKL: 5003267**

AchillSan je bandáž a podpora k úlevě od bolesti a stabilizaci Achillovy šlachy, aniž by omezovala mobilitu. Bandáž z kompresní pleteniny ve spojení se silikonovou pelotou v oblasti Achillovy šlachy, která zaručuje její odlehčení. Součástí bandáže je 1 pár silikonových podpatěnek.



vel.	obvod nad kotníkem [cm]
<b>S</b>	19-21
<b>M</b>	21-23
<b>L</b>	23-25
<b>XL</b>	25-27
<b>XXL</b>	27-29



## AchilloTrain®

**Indikace:** akutní peritendinitida Achillovy šlachy, chronická achillodynie, pooperační stavy, dráždění a citlivost na tlak při Haglundově nemoci, pooperační doléčení po suturách Achillovy šlachy.

**Kód SÚKL: 5010046**

Třídídimenzionální tvarovaná dvoutažná bandáž v lehké plantární flexi. Anatomicky tvarovaná, viskoelastická, profilová vložka probíhá paraachilárně. Zaručuje odlehčení Achillovy šlachy.



Barva: šedá, černá, tělová

vel.	obvod nad kotníkem [cm]
<b>1</b>	17-19
<b>2</b>	19-21
<b>3</b>	21-23
<b>4</b>	23-25
<b>5</b>	25-27
<b>6</b>	27-29

## Sports Achilles Support

**Použití:** podporuje kotník a Achillovu šlahu se střídavou tlakovou masáží, integrovaná pelota masíruje při pohybu okolní oblast šlach, zlepšuje vnímání hloubky a kloubní koordinaci  
Sportovní bandáž na Achillovu šlahu.

Aktivně podporuje kotník a Achillovu šlahu při tréninku a závodech díky anatomicky tvarovanému úpletu a pelotě v oblasti Achillovy šlachy.



Stranově univerzální  
Barevné provedení: modrá, černá

vel.	obvod nad kotníkem [cm]
<b>XS 1</b>	17-20
<b>S 2</b>	20-22
<b>M 3</b>	22-24
<b>L 4</b>	24-26
<b>XL 5</b>	26-28
<b>XXL 6</b>	28-30



## Achimed®

**Indikace:** akutní i chronický zánět Achillovy šlachy, achillodynie, retrokalkaneární bursitis, pooperační a poúrazové doléčení Achillovy šlachy.

**Kód SÚKL: 5000639**

Elastická bandáž Achillovy šlachy se silikonovými výztuhami. Kompresivní materiál se silikonovými polštářky podporuje hojení, dobrá anatomická přizpůsobivost, prodyšný materiál „Clima-Comfort“, oddělená silikonová patní podpora.





## XCELTRAX Walker boot

**Indikace:** akutní podvrtnutí kotníku, poranění měkkých tkání dolní části nohy, zlomeniny dolní části nohy, zlomeniny chodidla a kotníku, operace hallux valgus, zlomeniny metatarzální kosti.

**Kód SÚKL: 5019019**

Dlouhá pooperační hlezenní dlahy WALKER XCELTRAX LONG je navržena pro pohodlnou fixaci a stabilizaci po úrazech či operačních zákrocích. Nabízí tlumící podrážku s protiskluzovou úpravou, nízký profil a širokou stélku pro lepší komfort při chůzi.

vel.	velikost nohy [EU číslování]
<b>XS</b>	do 36
<b>S</b>	37-40
<b>M</b>	41-44
<b>L</b>	45-47
<b>XL</b>	nad 47



## LigaStep FIX Walker

**Indikace:** po operaci vazů, měkkých tkání a šlach, po operativní a konzervativní léčbu talokrurálního kloubu, dislokované fraktury talokrurálního kloubu, konzervativní léčba zranění přední a střední části nohy a nártu, další léčba po frakturách hlezenní kosti, patní kosti a středního kotníku

**Dlouhá ortéza:**

**Kód SÚKL: 5013404**

**Krátká ortéza:**

**Kód SÚKL: 5013405**

vel.	velikost nohy [EU číslování]
<b>S</b>	36-38
<b>M</b>	39-43
<b>L</b>	44-47
<b>XL</b>	>47



## protect.Walker

**Indikace:** po operaci vazů, měkkých tkání a šlach, po operativní a konzervativní léčbu talokrurálního kloubu, dislokované fraktury talokrurálního kloubu, konzervativní léčba zranění přední a střední části nohy a nártu, po nové fixaci vazů a dislokaci lýtkových šlach, pro chronickou nestabilitu vazů, další léčba po frakturách hlezenní kosti, patní kosti a středního kotníku, pro časnou funkční terapii po konzervativní nebo chirurgické léčbě ruptury Achillovy šlachy.

**protect.Walker boot**

**Kód SÚKL: 5000649**

**protect.ROM Walker**

**Kód SÚKL: 5000648**

vel.	velikost nohy [EU číslování]
<b>S</b>	36-39
<b>M</b>	40-44
<b>L</b>	44-46,5
<b>XL</b>	>46,5





## protect.CAT Walker

**Indikace:** po operaci vazů, měkkých tkání a šlach, po operativní a konzervativní léčbu talokrurálního kloubu, dislokované fraktury talokrurálního kloubu, konzervativní léčba zranění přední a střední části nohy a nártu, po nové fixaci vazů a dislokaci lýtkových šlach, pro chronickou nepevnost vazů, další léčba po frakturách hlezenní kosti, patní kosti a středního kotníku, pro časnou funkční terapii po konzervativní nebo chirurgické léčbě přetržené Achillovy šlachy.

**Kód SÚKL: 5002988**

vel.	velikost nohy [EU číslování]
<b>S</b>	36-40
<b>M</b>	40-44
<b>L</b>	44-47



Provedení: krátká / dlouhá



## Ovation Medical

**Indikace:** úrazy měkkých tkání kotníku, chodidla a bérce, následná léčba stabilních zlomenin (nebo po osteosyntéze) distální části bérce, v oblasti kotníku, metatarzů a přednoží, distorze kotníku II.-III. stupně.

**Kód SÚKL: 5013213**

Fixační ortéza hlezenního kloubu typu Walker s nastavitelnou kompresí pomocí integrované pumpičky s tvarovanou podrážkou pro snadnou chůzi a otáčení.

vel.	velikost nohy [EU číslování]
<b>XS</b>	34-36
<b>S</b>	37-39
<b>M</b>	40-44
<b>L</b>	45-47



## Kid Air Walking Boot

**Indikace:** úrazy měkkých tkání kotníku, chodidla a bérce, následná léčba stabilních zlomenin (nebo po osteosyntéze) distální části bérce, v oblasti kotníku, metatarzů a přednoží, distorze kotníku II. - III. Stupně

**Kód SÚKL: 5013222**

Dětská fixační ortéza hlezenního kloubu typu Walker s nastavitelnou kompresí pomocí integrované pumpičky s tvarovanou podrážkou pro snadnou chůzi.

vel.	velikost obuvi
<b>S</b>	23-26
<b>M</b>	27-30
<b>L</b>	31-35





## Bota pooperační – 710

**Indikace:** Hallux valgus, Hallux rigidus, Digitus hamatus, diabetes.

**Kód SÚKL: 5014140**

Jednoduchá kotníková bota se zapínáním na suchý zip. Styroporová podrážka podpírá zadní polovinu chodidla. Přední polovina podrážky je vykrojena tak, aby operované přednoží nebylo při chůzi v kontaktu s podložkou. Bota je indikována pro stavy po ortopedických operacích v oblasti přednoží (hallux valgus, hallux rigidus, digiti mali) a pro syndrom diabetické nohy. Zajišťuje odlehčení a stabilizaci celého přednoží. Zapínání na nártu lze přizpůsobit pro pravé i levé provedení.

vel.	velikost nohy [EU číslování]
<b>0</b>	35-36
<b>1</b>	37-38
<b>2</b>	39-41
<b>3</b>	42-43
<b>4</b>	44-46



## Pooperační bota s odlehčenou špičkou

**Indikace:** stavy po ortopedických operacích v oblasti přední části nohy, pro diabetiky, po operaci haluxů, při edému

**Kód SÚKL: 5008632**

Pooperační bota s odlehčenou špičkou je určena pro dočasné použití při doléčení. Pevná výztuž v patě udržuje nohu ve správné poloze a poskytuje vynikající kontrolu nad pohybem přední části chodidla, čímž zajišťuje nerušené pooperační hojení.

vel.	délka stélky [cm]	velikost boty
<b>S</b>	23,5	36-37
<b>M</b>	25,5	38-39
<b>L</b>	27,5	40-42
<b>XL</b>	30	43-45



## Peroneální dlaha – AFO-Fit

**Indikace:** peroneální parézy centrálního i periferního původu (cévní mozkové příhody, poúrazové a pooperační stavy), syndrom „foot drop“

**Kód SÚKL: 5013167**

Peroneální ortéza zajišťující postavení nohy v neutrální pozici v hlezenním kloubu u klientů se syndromem „foot drop“ - přepadávající špička nohy (peroneální obrny - parézy). Usnadňuje chůzi a zabraňuje zakopávání o špičku.

vel.	velikost nohy [EU číslování]
<b>S</b>	35-37
<b>M</b>	37-39
<b>L</b>	39-41
<b>XL</b>	41-44





## FOOT-UP

**Indikace:** padavá noha při parézách (n. fibularis, n. ischiadicus).

**Kód SÚKL: 5003693**

Ortéza FOOT-UP udržuje postavení kotníku ve střední poloze a při kroku zvedá špičku, čímž způsobuje viditelné zlepšení chůze. Ortéza se skládá ze dvou částí – kotníkový díl z vysoce elastického neoprenu se zapíná nad kotníkem, druhá část přes nárt a spojí se přes přezku pomocí suchého zipu. Zvedání špičky je možné regulovat tahem suchého zipu. Při nošení s obuví se obleče jenom kotníkový díl, pásek se vsune pod tkaničky a zapne na požadovaný tah.

Univerzální velikost



## Peroneální páska – 722 – krátká

**Indikace:** padavá noha při parézách (n. fibularis, n. ischiadicus).

**Kód SÚKL: 5015257**

Peroneální páska udržuje postavení kotníku ve střední poloze a při kroku zvedá špičku, čímž usnadňuje chůzi.

Krátká páska má zapínání nad kotníkem, obvod pásky je nastavitelný pomocí suchého zipu



## Peroneální páska – 722 – dlouhá

**Indikace:** padavá noha při parézách (n. fibularis, n. ischiadicus).

**Kód SÚKL: 5015257**

Peroneální páska udržuje postavení kotníku ve střední poloze a při kroku zvedá špičku, čímž usnadňuje chůzi.

Dlouhá páska má zapínání pod kolenem, obvod pásky je nastavitelný pomocí suchého zipu.



# Zahřívací bandáže




## Zahřívací bandáže

Zahřívací bandáže slouží k ochraně a podpoře kloubů a svalů. Jsou vyrobeny z elastických a hřejivých materiálů, které pomáhají udržovat optimální teplotu v postižené oblasti. Tyto bandáže mají několik důležitých funkcí:

Zajištění tepla: bandáže poskytují hřejivý efekt, což může pomoci při zánětlivých onemocněních, artróze a dalších problémech spojených s bolestmi kloubů.

Podpora a stabilizace: Díky své elastické struktuře pomáhají stabilizovat klouby a svaly během fyzické aktivity.

Pohodlí a uživatelská přívětivost: jsou vyrobeny z prodyšných přírodních materiálů, které zajišťují pohodlné nošení po celý den.



**Angora – bederní pás**



**Angora – loketní bandáže**



**Angora – Ramenní návlek**



**Angora – kolenní bandáže**



**Termo – bederní pás**



**Termo – kolenní bandáž**



Vodotěsné návleky  
na sádro

## Vodotěsné návleky na sádro

Vodotěsné návleky na sádro jsou navrženy tak, aby poskytovaly vodotěsné řešení pro osoby se sádro nebo obvazem, umožňující jim sprchování, koupání nebo plavání ve vodě bez ohrožení integrity sádry. Tyto návleky jsou univerzální a vhodné pro dospělé i děti, a to jak na paže, tak na nohy.

Silikonové nebo neoprenové těsnění kolem otvoru zabraňuje pronikání vody na sádro. Máme také návleky s vakuovým těsněním, které umožňují plavání.



**CryoPush návlek na předloktí**



**CryoPush návlek na paži**



**CryoPush návlek na kotník**



**CryoPush návlek na nohu**



**DryPro návlek na ruku**



**DryPro návlek na nohu**



TromboSan®

Antiembolické punčochy

## TromboSan® AD – lýtkové antiembolické punčochy

**Indikace:** prevence vzniku předoperační, intraoperační a pooperační trombózy u imobilních pacientů, krátkodobá komprese k povzbuzení žilní cirkulace ležících pacientů.

**Účinek:** Klinické studie dokazují, že vysoký stupeň účinnosti antiembolických punčoch zvyšuje žilní cirkulaci a snižuje nebezpečí vzniku krevní sraženiny v nohou pacientů. Punčochy zajišťují, že tlak 18mmHg v oblasti kotníku ubývá postupně od distální k proximální části. TromboSan je dokonalá prevence a alternativní náhrada za konvenční kompresní bandážování.

### Vlastnosti:

- klinicky dokázáno snížení rizika DVT
- příjemný, elastický a prodyšný materiál
- 100% bez obsahu latexu
- barevné odlišení velikostí pro rychlé a snadné určení velikosti
- bezpečná, rychlá a snadná aplikace pro zdravotnický personál
- vysoká hospodárnost díky mnohonásobnému použití

**Přednosti punčoch:** TromboSan punčochy s tlakem 18mmHg v oblasti kotníku zaručují plynulé snižování tlaku od paty až ke stehnu. Oproti elastickým obinadlům je tento tlak stálý a není závislý na správném nebo špatném vázání.



### Barevné rozlišení paty

Barevné rozlišení paty zjednodušuje třídění velikostí a ukazuje, že pata punčochy správně padne.



### Inspekční otvor

Inspekční otvor na špičce chodidla pro kontrolu dopadu cirkulace a kontrolu případné plísňové infekce.



### Špička punčochy

Speciální materiál ve špičce punčochy zaručuje vynikající usazení a antibakteriální a antimykotická úprava snižuje výskyt běžných mikroorganismů.



velikost		obvod kotníku [cm]	obvod lýtky [cm]	obvod pod kolenem [cm]	barevné varianty – pata
<b>XS</b>	<b>1</b>	17–19	30–35	28–34	tělová
<b>S</b>	<b>2</b>	19–21	31–37	29–36	červená
<b>M</b>	<b>3</b>	21–23	32–40	30–39	modrá
<b>L</b>	<b>4</b>	23–25	33–42	31–41	žlutá
<b>XL</b>	<b>5</b>	25–27	34–44	32–43	oranžová
<b>XXL</b>	<b>6</b>	27–29	35–46	33–45	černá
<b>XXXL</b>	<b>7</b>	29–31	36–48	34–47	hnědá

## TromboSan® AG – stehenní antiembolické punčochy

**Indikace:** prevence vzniku předoperační, intraoperační a pooperační trombózy u imobilních pacientů, krátkodobá komprese k povzbuzení žilní cirkulace ležících pacientů.

**Účinek:** Klinické studie dokazují, že vysoký stupeň účinnosti antiembolických punčoch zvyšuje žilní cirkulaci a snižuje nebezpečí vzniku krevní sraženiny v nohoh pacientů. Punčochy zajišťují, že tlak 18mmHg v oblasti kotníku ubývá postupně od distální k proximální části. TromboSan je dokonalá prevence a alternativní náhrada za konvenční kompresní bandážování.

### Vlastnosti:

- klinicky dokázáno snížení rizika DVT
- příjemný, elastický a prodyšný materiál
- 100% bez obsahu latexu
- barevné odlišení velikostí pro rychlé a snadné určení velikosti
- bezpečná, rychlá a snadná aplikace pro zdravotnický personál
- vysoká hospodárnost díky mnohonásobnému použití

**Přednosti punčoch:** TromboSan punčochy s tlakem 18mmHg v oblasti kotníku zaručují plynulé snižování tlaku od paty až ke stehnu. Oproti elastickým obinadlům je tento tlak stálý a není závislý na správném nebo špatném vázání.



#### Silikonový lem

Speciální silikonový lem u stehenních punčoch zabraňuje shrnování a klouzání punčochy, vhodný i pro citlivou pokožku.



#### Barevné rozlišení paty

Barevné rozlišení paty zjednodušuje třídění velikostí a ukazuje, že pata punčochy správně padne.



#### Inspekční otvor

Inspekční otvor na špičce chodidla pro kontrolu dopadu cirkulace a kontrolu případné plísňové infekce.



#### Špička punčochy

Speciální materiál ve špičce punčochy zaručuje vynikající usazení a antibakteriální a antimykotická úprava snižuje výskyt běžných mikroorganismů.



velikost		obvod kotníku [cm]	obvod lýtky [cm]	obvod pod kolenem [cm]	obvod stehna [cm]	barevné varianty – pata	barevné varianty – stehno
<b>XS</b>	<b>1</b>	17–19	30–35	28–34	42–54	tělová	tělová
<b>S</b>	<b>2</b>	19–21	31–37	29–36	46–58	červená	červená
<b>M</b>	<b>3</b>	21–23	32–40	30–39	50–62	modrá	modrá
<b>L</b>	<b>4</b>	23–25	33–42	31–41	54–66	žlutá	žlutá
<b>XL</b>	<b>5</b>	25–27	34–44	32–43	58–70	oranžová	oranžová
<b>XXL</b>	<b>6</b>	27–29	35–46	33–45	62–74	černá	černá
<b>XXXL</b>	<b>7</b>	29–31	36–48	34–47	66–78	hnědá	hnědá



# Noha

Korektory a vložky



vel.

S

M

L

## Silikonový korektor – Toe spreader

Silikonový meziprstní korektor svojí měkkostí separuje jednotlivé prsty od sebe, absorbuje tlaky, chrání kůži v meziprstí proti odřeninám.



## Silikonová podpora prstů – 1 pár

Korektor prstů ze silikonu podepírá, roztahuje a rovná kladívkové a drápkové prsty. Podepřením prstů zmírňuje obtíže a bolesti, chrání břicho prstů před odřením a otřesy.



Univerzální velikost



vel.

S

L

## Meziprstní separátor

Silikonový meziprstní korektor svojí měkkostí separuje jednotlivé prsty od sebe, absorbuje tlaky, chrání kůži v meziprstí proti odřeninám.



## Silikonový oddělovač prstů – 1 pár

Měkký a pohodlný separátor ze silikonového gelu, který uleví Vaším prstům. Uvolňuje a upravuje postavení prstů nohy, odstraňuje tlak a nepříjemné pocity z celodenního nošení obuvi. Aplikujte na čistou a suchou nohu, opatrným navlečením tak, aby se pohodlně umístil kolem oblasti prstů. Nenoste celý den, aby kůže nohou mohla dýchat.

Vlastnosti: upravuje postavení prstů nohy, snižuje podráždění mezi překrývajícími se prsty, tenký design umožňuje nosit separátor i přes den v obuvi, gel je naplněn ionty stříbra, čímž je antibakteriální, lehce omyvatelný, balení obsahuje 2 kusy pro obě nohy.



Univerzální velikost



## Gelový chránič palce

**Indikace:** bursy a exostózy v oblasti palce.

Gelový chránič palce je vyroben z měkkého silikonového gelu. Je určen k ochraně kloubu palce nohy, redukuje bolestivost a snižuje tření prstu při dotyku s obuví. Očko je určeno k navléknutí na palec. Správnou polohu je potřeba zafixovat navléknutím punčochy.

Univerzální velikost



## Silikonový korektor hallux valgus

Kombinace meziprstního silikonového korektoru a ochrany vbočeného palce chrání dvojnásobně. Citlivý kloub je optimálně chráněn před třením v obuvi a zároveň korektor odděluje prst.

Univerzální velikost



## Silikonový meziprstní korektor s dvojitým kroužkem – pár

Silikonový korektor působící proti vadnému postavení prstů s dvojitým fixačním kroužkem pro dokonalé ukotvení.

- dvojitý kroužek navléknutý na palec a druhý prst dokonale fixuje korektor v prostoru mezi prsty.
- rovná a koriguje vbočený palec.
- svojí měkkostí a přizpůsobivostí optimálně absorbuje tlaky.
- redukuje tření a chrání tak prsty proti odřeninám.

Balení: 1 pár



vel.

S

L


## Korektor s kroužkem

Silikonový korektor působící proti vadnému postavení prstů. Fixační kroužek dokonale fixuje korektor mezi prsty i při nošení bez punčoch / ponožek.

- rovná a koriguje vbočený palec
- svojí měkkostí a přizpůsobivostí optimálně absorbuje tlaky
- odstraňuje zbytečné tření a chrání tak prsty proti odřeninám

Balení: 2 kusy





## Silikonový korektor s fixačním kroužkem – Hallux Duo

Silikonový korektor Duo spojuje výhody korektoru s dvojitým kroužkem a chráničem palce. Korektor je určen k nasazení na palec a II. prst nohy. Vysoká pružnost silikonu umožňuje použití univerzální velikosti pro pravou i levou nohu. Silikonový korektor působí proti vadnému postavení prstů s fixačním kroužkem pro dokonalé ukotvení.

- rovná a koriguje vbočený palec.
- svojí měkkostí a přizpůsobivostí optimálně absorbuje tlaky.
- redukuje tření a chrání tak prsty proti odřeninám.

Balení: 1 pár



## Silikonový chránič paty

Silikonová ochrana pat před otláčeninami, puchýři a prasklinami na problematických patách. Urychluje hojení popraskané a suché kůže na patách. Regeneruje kůži, tím působí při pravidelném používání jako prevence. S použitím krému se používá jako aplikační ponožka. Poskytuje účinnou ochranu proti bolesti při chůzi, snižuje tlak a tlumí nárazy. Je flexibilní a přizpůsobí se každé patě.

Balení: 2 ks / 1 pár

Velikost: univerzální 34–45



## Korektor vbočeného palce – 703

**Indikace:** Hallux valgus, hallux rigidus, bursitis v oblasti MTTPh kloubu.

Korektor vbočeného palce pro denní i noční nošení vyrobený z prodyšného materiálu z mikrovláken.

vel.	velikost nohy [EU číslování]
<b>S</b>	34–36
<b>M</b>	37–39
<b>L</b>	40–43
<b>XL</b>	44–46



Provedení: levá / pravá



## Bandáž noční – Hallux valgus

**Indikace:** Hallux valgus, hallux rigidus, bursitis v oblasti MTTPh kloubu, po operaci hallux valgus, konzervativně-funkční terapie vadného postavení palce.

Korektor vbočeného palce pro noční nošení vyrobený z vysoce elastického antialergického materiálu.

Univerzální velikost





## Korektor s gelovou pelotou – Hallufix®

**Indikace:** hallux valgus, bolesti při hallux valgus, doléčení v pooperačním období, bolestivá bursitis v oblasti palce.

Vbočený palec nohy neboli Hallux valgus, je následný jev příčné ploché nohy. Problémy nastávají při přetížení způsobeném vysokými podpatky nebo nedostatkem místa pro prsty nohou. Bolestivé záněty vbočeného palce a pod ním se nacházejícího tíhového váčku mohou být toho důsledkem. Hallufix zmírňuje bolest, je oporou nohy při našlapování a chůzi, koriguje nesprávné postavení prstů, uvolňuje celou dolní končetinu, snižuje riziko rozvoje artrózy, je možno ji nosit v pohodlné obuvi, zlepšuje první fázi pohybu nohy, správně přiléhá k noze díky elastickému polštářku. Lze nosit před i po operačních výkonech.

Velikost: S, M, L



## Korektor plastový – na den i noc

Plastový korektor vbočeného palce nohy neboli Hallux valgus.

- stabilní ortéza s kloubem umožňujícím chůzi ke korekci vadného postavení palce nohy
- ortéza koriguje valgózní postavení palce
- ortéza se vyrábí v jedné velikosti, jako univerzální pro levou i pravou nohu

Univerzální velikost i strana – jednoduše nastavitelný pro levou nebo pravou nohu, jedna velikost.



## Hallufix Slim Comfort 2.0 EU

Inovativní ortéza pro korekci vbočeného palce. Díky štíhlému designu a měkkému vnitřnímu polstrování poskytuje úlevu od bolesti a přirozeně koriguje nesprávné postavení prstů. Vhodná pro nošení ve dne i v noci, snadno se vejde do každé pohodlné obuvi. Ideální pro preventivní i pooperační použití.

Jedna velikost (noha 36 - 42)  
Stranově univerzální



## Fixace prstů ruky i nohy – Smart Toe

Rychlá a bezpečná fixace prstů rukou i nohou Smart Toe pomůže stabilizovat poraněný prst k sousednímu jednoduše pomocí pásku se suchým zipem.

Neklouzavá tkanina se snadno upevní, čistí a znovu použije – už nemusíte tejpovat.

Nejpohodlnější způsob, jak fixovat prsty na ochranu proti otokům, zaseknutým nebo vyvrtnutým prstům. Ideální i pro kliniky, kde nahradí lepicí pásku nebo tejp.





vel.	velikost nohy [EU číslování]
<b>S</b>	34-37
<b>M</b>	38-41
<b>L</b>	42-45



## Podpatěnka balanceSan

Silikonová korekční podpatěnka pro vyrovnání rozdílu délky nohou. Nestejná délka nohou se může projevit bolestí klenby, kolen či kyčlí. balanceSan podpatěnka vyrovná rozdíly tří, pěti, osmi a deseti milimetrů v uzavřených botách, což zabraňuje dalšímu poškození kloubů a páteře. Zvýšení paty taky zmírňuje bolesti Achillovy šlachy a měkké odpružení tlak na patní ostruhu.

Použití: vložte podpatěnku hladkým povrchem do obuvi, klínovitým tvarem zezhora

### Výška podpatěnek:

3 mm  
5 mm  
8 mm  
10 mm



vel.	velikost nohy [EU číslování]
<b>S</b>	34-37
<b>M</b>	38-41
<b>L</b>	42-45



## Podpatětky softTex

Viskoelastické podpatětky jsou anatomicky tvarované podpatětky do obuvi s odlehčením v patní oblasti. Podpatětky jsou z vysoce jakostního silikonu, který nepoškozuje pokožku, je potažený velurem k usnadnění obouvání. Viskoelasticitou se reguluje rozložení tlaku tělesné hmotnosti na chodidlo. Rovnoměrné rozložení tlaku a absorpce nárazů zmírňuje, příp. odstraňuje bolestivé stavy. Nárazovou absorpcí viskoelastického polštáře v oblasti paty se redukuje zátěž přesunem na hlezenní, kolenní a kyčelní klouby, příp. páteř. Jsou absolutně protiskluzové a dají se nosit ve všech druzích uzavřené vycházkové, sportovní a pracovní obuvi. Lehce se čistí a jejich životnost je velmi vysoká.



vel.	velikost nohy [EU číslování]
<b>S</b>	34-37
<b>M</b>	38-41
<b>L</b>	42-45



## Podpatětky softSan

Viskoelastické podpatětky způsobující odlehčení vazů, svalů a šlach (např. Achillovy), snižují bolest či jiné nepříjemné následky dlouhodobého namáhání nohy. Rovnoměrné rozložení tlaku a tlumení nárazů zmírňuje příp. odstraňuje bolestivé stavy. Snižuje zatížení hlezenních, kolenních a kyčelních kloubů, také páteře (do 50 %) i při trvalém zatížení a dlouhodobém používání. V podpatětkách mediSoft je zpracovaná měkká anatomicky přizpůsobená vložka. Měkčí materiál umístěný v oblasti patní ostruhy způsobuje výrazné odlehčení.



vel.	velikost nohy [EU číslování]
<b>S</b>	34-37
<b>M</b>	38-41
<b>L</b>	42-45



## Podpatětky softSan Comfort

Anatomicky tvarované silikonové podpatětky SoftSan Comfort jsou řešením pro ty, kteří trpí patní ostruhou a potřebují pohodlnou a účinnou oporu. Tyto podpatětky mají speciální odlehčení v oblasti paty, které zajišťuje rovnoměrné rozložení tlaku a tlumí nárazy nejen v oblasti paty, ale také na hlezenní, kolenní a kyčelní klouby a celou páteř. Navíc při každém kroku poskytují masážní účinek pro vaše nohy.





vel.	obvod nad kotníkem [cm]
<b>XXS</b>	31-34
<b>XS</b>	35-36
<b>S</b>	37-38
<b>M</b>	39-40
<b>L</b>	41-42
<b>XL</b>	43-45

## Silikonové vložky – siliSan Comfort

**Indikace:** tlakové bolesti v oblasti nohy, bolesti kloubů, deformace prstů nohy, podpora pro příčně plochou nohu, podpora podélné klenby nohy, výrazné metatarzalgie (s lokální plantární hypekeratózou i bez ní, příčně plochá noha, doléčení po operaci, revmatoidní artritida kloubů prstů a přednoží.

Silikonové vložky SiliSan Comfort i přes svou tenkost poskytují vložky výrazné odpružení pro nohy při chůzi a běhu. Tyto vložky jsou vhodné pro lidi, kteří potřebují zmírnit tlak na chodidla a minimalizovat následky dlouhodobého nebo nadměrného zatížení nohou.



vel.	obvod nad kotníkem [cm]
<b>S</b>	37-38
<b>M</b>	39-40
<b>L</b>	41-42
<b>XL</b>	43-44
<b>XXL</b>	45-46

## Silikonové vložky – relaxSan

**Indikace:** výrazné metatarzalgie s lokální plantární hypekeratózou i bez ní, příčně plochá noha, doléčení po operaci, revmatoidní artritida kloubů prstů a přednoží.



Anatomicky tvarované, velikostně přizpůsobitelné gelové vložky do obuvi se změkčenými polštářky v oblasti metatarzofalangeálních kloubů (MFK) a patní oblasti. Vložky jsou z příjemného silikonu potaženého jemným velurem, který usnadňuje obouvání. Elasticitou se reguluje rozložení tlaku tělesné hmotnosti na chodidlo. Rovnoměrné rozložení tlaku a absorpce nárazů zmírňují, popř. odstraňují bolestivé stavy.



vel.	obvod nad kotníkem [cm]
<b>XS</b>	35-36
<b>S</b>	37-38
<b>M</b>	39-40
<b>L</b>	41-42
<b>XL</b>	43-44
<b>XXL</b>	45-46

## Silikonové vložky – siliSan

**Indikace:** výrazné metatarzalgie (s lokální plantární hypekeratózou i bez ní, s tvorbou výrůstků, příčně plochá noha s hypekeratózou pod hlavičkami MTT i bez ní), doléčení po operaci chodidel, revmatoidní artritida kloubů prstů a přednoží.

Anatomicky tvarované, velikostně přizpůsobitelné gelové vložky do obuvi se změkčenými polštářky v oblasti metatarzofalangeálních kloubů (MFK) a patní oblasti. Elasticitou se reguluje rozložení tlaku tělesné hmotnosti na chodidlo.



vel.	obvod nad kotníkem [cm]
<b>XS</b>	35-36
<b>S</b>	37-38
<b>M</b>	39-40
<b>L</b>	41-42
<b>XL</b>	43-44
<b>XXL</b>	45-46

## Silikonové vložky – SiliSan plus

**Indikace:** tlakové bolesti v oblasti nohy, bolesti kloubů, deformace prstů nohy, podpora pro příčně ploché nohy, výrazná podpora podélné klenby nohy, výrazné metatarzalgie (s lokální plantární hypekeratózou i bez ní), doléčení po operaci, revmatoidní artritida kloubů prstů a přednoží.

Perforované silikonové vložky tlumí nárazy při chůzi a zároveň udržují dobrou stabilitu nohy. Silikon účinně tlumí nárazy v kloubech hlezenním, kolenním i kyčelním a snižuje nadměrný tlak vyvíjený na chodidlo vznikající při chůzi i běhu.





# Rehabilitace

Toaletní  
a lokomoční pomůcky



### Nástavec na WC MOLETT

Univerzální toaletní nástavec bez poklopu, výška 10 cm.

**Kód SÚKL: 5005969**



### Nástavec na WC MOLETT

Univerzální toaletní nástavec s poklopem, výška 10 cm.

**Kód SÚKL: 5005970**



### Nástavec na WC TRILETT 2

Univerzální toaletní nástavec s poklopem a odklopnými madly. Nastavitelná výška 8, 11 a 14 cm.

**Kód SÚKL: 5005968**



### Stolička do sprchy Etac EASY

Kulatá stolička použitelná nejen do sprchového koutu.

**Kód SÚKL: 5019457\***



### Stolička do sprchy Etac EDGE

Trojúhelníkový tvar sedátka umožňuje použití i v malých sprchových koutech.

**Kód SÚKL: 5019455\***



### Stolička do sprchy Etac SMART

Obdélníková stolička použitelná nejen do sprchového koutu.

**Kód SÚKL: 5019456\***

\*Platný od 1.5.2026



### Etac Fresh sedačka na vanu

Univerzální plastová sedačka na vanu s podpůrným madlem.  
Délka: 69 cm, 74 cm

**Kód SÚKL: 5003055**



### DUBASTAR rovná sedačka na vanu

Univerzální plastová vanová deska s madlem.

**Kód SÚKL: 5019507\*** (délka 69 cm)

**Kód SÚKL: 5019508\*** (délka 74 cm)



### DUBASTAR závěsná sedačka na vanu

Závěsná vanová sedačka s hygienickým výřezem.

**Kód SÚKL: 5019505\***



### Nástavec na WC Etac Swift

Univerzální volně stojící toaletní nástavec, který poskytuje stabilní oporu díky svým rozměrům a nohám s protisklznými koncovkami. Volně stojící toaletní nástavec lze velmi snadno výškově nastavovat.

**Kód SÚKL: 5003055**



### Židle Etac SWIFT KOMMOD

Toaletní a sprchová židle.

**Kód SÚKL: 5019458\***



### Křeslo Etac CLEAN

Pojízdné toaletní a sprchové křeslo.

**Kód SÚKL: 5019465\***

\*Platný od 1.5.2026



### Chodítko Ambona Maxi

Čtyřkolové předloketní chodítko pro seniory a zdravotně postižené s podpůrnou deskou a většími kolečky.

**Kód SÚKL: 5011693**



### Předloketní chodítko EDI

Stabilní předloketní čtyřkolové chodítko pro seniory a zdravotně postižené vhodné do interiéru i exteriéru.

**Kód SÚKL: 5008624**



### Trojfunkční chodítko TRIPLA

Skládací chodítko použitelné jako pevné kloubové (krokovací) nebo dvoukolové.

**Kód SÚKL: 5008564**



### Chodítko ROLLATOR

Stabilní čtyřkolové chodítko vhodné pro interiéru i exteriér.

**Kód SÚKL: 5005963**



### Chodítko Rocky

Čtyřkolové chodítko pro seniory a zdravotně postižené se skládacím hliníkovým rámem.

**Kód SÚKL: 5008554**



### Chodítko se stupačkou

Čtyřkolové chodítko pro seniory s odklopnou stupačkou VCBK222TR.

**Kód SÚKL: 5013541**



Relaxace  
a sport

## Výrobky z viskoelastické paměťové pěny

Polštáře a opěrky vyrobené z viskoelastické paměťové pěny jsou citlivé na tělesnou teplotu, tlak a okolní teplotu. Polštáře podporují krk a páteř, klíny a opěrky redukuje napětí v zádech a zabezpečují správné držení těla. Pěna redukuje nedobrovolné pohyby až o 80 %, napomáhá regulaci krevního oběhu a snižuje bolesti kloubů. Všechny výrobky jsou opatřeny snímatelným a pratelným potahem.



**Sedací klín**



**Zádová opěrka**



**Visco Aroma polštář**



**Mezikolenní klín**



**Cestovní polštářek Travel**



**Cestovní polštářky z paměťové pěny**



**Zádová opěrka Lumbar**



**Polohovací půlválec**



Zde najdete kompletní sortiment kategorie  
**Opěrky a polštáře**

## Masážní baňky / Baňková masáž a terapie

Baňkování je jedna z účinných metod stimulace reflexních zón spočívající ve vtažení tkáně do baňky, v níž byl vytvořen podtlak. V důsledku podtlaku v baňce dochází k mohutnému prokrvení a též k odplavení nežádoucích metabolitů a k následnému zlepšení stavu organismu. Baňkování slouží nejen jako léčba, ale i jako diagnostická metoda. Působení baňkování na tělo lze vidět dvěma pohledy - pohledem západní medicíny a pohledem východní medicíny.



**Silikonové obličejové baňky**



**Skleněné obličejové baňky**



**Silikonové masážní baňky**



**Skleněné masážní s balonkem**



**Masážní s pumpičkou 6 ks**



**Masážní s pumpičkou 18 ks**



## Technika kineziotapingu

Vznikla v Japonsku začátkem osmdesátých let 20. století. Zakladatelem a autorem této metody je Dr. Kenzo Kase. Rychle se rozšířila do USA a v Evropě pak v Německu.

Kineziotejpy se používají k odbourávání bolesti ve svalech i kloubech a také na zlepšení funkce svalů, šlach a kloubů.

Podporují krevní a mízní oběh a mají blahodárný vliv na hojení svalových ruptur. Dále stabilizují klouby, zlepšují stav pooperačních jizev a napomáhají ke zlepšování stavu po parézách.

### Možnosti použití:

- otoky po akutních poraněních
- otoky a omezení pohybu po artroskopiích
- natažení svalů
- chronické bolesti šíje
- syndrom bolestivého ramene
- bolesti v oblasti rotátorové manžety
- lumbalgie a bolesti hrudní páteře
- patní ostruha a chybná postavení nohy
- záněty šlachové pochvy
- slabé držení těla
- profylaxe před sportovní zátěží





### Kintex sensitive – kineziotejp 5 cm × 5 m

Speciální kineziologický tejp pro pacienty s citlivou pokožkou. Tejp je velmi přizpůsobivý a elastický díky vlnovité struktuře a použitím hypoalergenního lepidla zajišťuje optimální podporu.

Barva: mátová zelená, tělová



### Face tejp pro tejpování obličeje

Tejpy pro obličejové tejpování, které nabízí přirozený způsob, jak omladit pleť a zlepšit její celkový vzhled.



### Kintex Classic – kineziotejp 5 cm × 5 m

Kineziologický tejp ovlivňuje nervový a oběhový systém pacienta. Dochází k aktivaci porušených struktur. Tejp lze nosit po několik dní a vyznačuje se výbornou snášenlivostí s pokožkou.

Barva: červená, černá, modrá, růžová, tmavě modrá, tělová, zelená, žlutá.




### Kintex Cross tape – křížové tejp – mix 102 kusů

Cross Tape je neelastická páska ve tvaru mřížky, která umožňuje stimulaci tzv. spoušťových, akupunkturních a reflexních bodů. Tato páska napomáhá od bolesti a napětí při problémech se svaly, ale i cévami. Je vhodná nejen pro sportovce, ale také na běžné použití. Je šetrná k pokožce, voděodolná, prodyšná a výborně propouští pot.



### Kintex Sport Tape – fixační tejp 3,8 cm × 10 m

Box 6 kusů tejpů z bavlněné tkaniny, kterým můžete zabránit poranění vazů, svalů a kloubů. Tejpovací páska vyrobená speciálně pro evropské techniky tejpování. Barva: bílá, červená, černá.



### Obinadlo fixační samodržící

Díky své pružnosti a schopnosti přilnout pouze k sobě samotnému nabízí bezpečné a pohodlné zafixování bez potřeby použití spon či lepidel.



### BB Tape – kineziologický tejp z bavlny 5m × 5cm

Špičkový kineziotejp za super cenu. Tejp se pyšní jednou z nejvyšších pružností na trhu. BB Tape patří mezi tejpů nejvyšší kvality. Kineziotejp BB Tape je kineziologický tejp z bavlny. Pružnost tejpů dosahuje vyjimečných 180 %. Jako ostatní tejpů je voděodolný, lze jej nosit až 5 dní. Tento tejp používá řada špičkových českých klubů všech možných sportů.



### Nůžky na tejpů

Speciálně navržené nůžky pro práci s kineziotejpů. Ergonomický design poskytuje pohodlné uchopení a snadnou manipulaci.

## Masážní válce a koule

Masážní válce a masážní koule jsou skvělým pomocníkem na uvolnění ztuhlých svalů, posílení rovnováhy těla, zlepšení pohyblivosti celého těla a zvýšení svalového rozsahu. V neposlední řadě pomáhá rozkládat tukovou tkáň, zlepšuje krevní oběh a tím redukuje celulitidu.



**Yoga Wheel**



**Pilates kruh**



**Duoball korkový míček**



**Masážní míček Mini**



**Fitness roller set 2v1**



**Pilates roller**



**Yoga roller korkový**



**Dřevěný masážní váleček**

Zde najdete kompletní sortiment kategorie  
**Masážní válce a koule**



## Posilovací gummy a lana

Posilovací lana, odporové gummy a expandéry dají vašemu tréninku novou úroveň. Ať jste v posilovně, doma nebo venku, fungují skvěle pro posílení celého těla. Všechny posilovací gummy mají možnost volby z několika odporů. Velkou výhodou posilovacích gum je jejich univerzálnost a nízká cena. Zde patří i SM systém, který se využívá k léčbě, prevenci, regeneraci a jako kondiční trénink pro sportovce.



**SM systém elastické lana**



**Textilní odporové gummy**



**Posilovací gummy Elasticband**



**Sada posilovacích gum 4 ks**



**Thera-band cvičební gummy**



**Posilovací gummy TeoBands**



**Kompresní gummy Flossingband**



**SM systém sada Flossingband**



Zde najdete kompletní sortiment kategorie  
**Posilovací gummy a lana**

## Cvičební podložky

Cvičební podložky nejvyšší kvality vhodné na jógu, pilates nebo na jakékoliv protahovací či posilovací cvičení. Podložky jsou skladné, lehké, mají protiskluzový povrch, díky kterému se během cvičení nepohybují. Najdete zde jak gymnastické podložky na jógu, tak i fitness podložky pro různé druhy fitness cvičení. Designové a unikátní korkové podložky na jógu beUnik byly vytvořeny pro milovníky detailů. Díky krásnému designu v kombinaci s příjemným hřejivým korkem si je hned oblíbíte!



**Muffik Senior sada 16 ks**



**Muffik Duha sada 8 ks**



**Muffik Mini puzzle sada  
20 ks**



**Muffik Dotek přírody sada  
15 ks**



**Korkové podložky**



**Cestovní podložka Arise  
Travel**



**Balanční podložka**



**Balanční dřevěná deska**

Zde najdete kompletní sortiment kategorie  
**Cvičební podložky**



## Akupresurní pomůcky

Reflexní terapie je více než tisíc let stará asijská masáž, která se považuje za jednu z neúčinnějších metod alternativní medicíny a samoléčby. Využívá předpokladu, že na chodidlech a rukou se nacházejí nervová zakončení, která mají vztah k vnitřním orgánům. Tlakem na reflexní body se ovlivňuje aktivita a funkce orgánů, napětí svalů či blokády kloubů.



**Balanční čočky – sada**



**Masážní čočky**



**Akupresurní válečky**



**Easy ball grip**



**Míčky ježek s výstupky**



**Masážní prsteny a náramky**



**Iplikátory Kuzněcova**



**Akupresurní podložka**



Zde najdete kompletní sortiment kategorie  
**Akupresurní pomůcky**



**SANOMED, spol. s r.o.**

Palackého třída 240/75  
612 00 Brno

---

**Objednávky:**

Leona Synková  
Jakub Slabotinský  
Mobil: 739 079 275  
Tel: 541 422 916  
E-mail: [objednavky@sanomed.cz](mailto:objednavky@sanomed.cz)

---

**Prodejna Brno:**

Ing. Petra Vojkůvková, Mariana Mařasová  
Petra Sedláčková  
Tel: 541 422 911, 541 422 912  
Mobil: 605 284 484  
E-mail: [prodejna@sanomed.cz](mailto:prodejna@sanomed.cz)

---

**Diagnostika chodidel:**

Mariana Mařasová,  
Petra Vojkůvková  
Tel: 541 422 918  
Mobil: 737 173 370  
E-mail: [diagnostika@sanomed.cz](mailto:diagnostika@sanomed.cz)  
On-line objednání termínu:  
[www.sanomed.cz/diagnostika-chodidel](http://www.sanomed.cz/diagnostika-chodidel)

---

**Motodlahy, Game Ready**

Jakub Slabotinský  
Mobil: 731 562 766  
[www.sanomed.cz](http://www.sanomed.cz)

Výrobce si vyhrazuje právo  
na změnu barevnosti a cen produktů.



8595121619542