

7117 Gél Pamut ujjgyűrű (HU)

Puha gél és pamut. A belső gélréteg puhaságot és kényelmet biztosít egész napra az érzékeny területnek. A pamut gyűrű segít, hogy a megfelelő helyen maradjon a lábujjgyűrű. Használati utasítás: a 15 cm hosszúságból, ollóval vágja a kívánt méretre, majd a gyűrűt húzza a lábujjra úgy, hogy a géles felület érintkezzen a bőrével.

Tisztítása: Kézi mosás után hagyja szobahőmérsékleten megszáradni.

Gel cotton sleeve (EN)

Soft gel and cotton. The inner gel layer provides softness and comfort to the sensitive area all day long. The cotton ring helps keep the toe ring in place. Instructions for use: from the length of 15 cm, cut with scissors to the desired size, then pull the ring on the toe so that the gel surface is in contact with the skin.

Cleaning: After washing by hand, allow to dry at room temperature.

Gelový bavlněný návlek (CZ)

Měkký gel a bavlna. Vnitřní gelová vrstva poskytuje měkkost a pohodlí citlivé oblasti po celý den. Bavlněný kroužek pomáhá udržet kroužek na prstu na místě. Návod k použití: z délky 15 cm ustříhnete nůžkami požadovanou velikost, poté natáhněte kroužek na prst tak, aby gelová plocha byla v kontaktu s pokožkou.

Čištění: po ručním vyprání nechte uschnout při pokojové teplotě.

Forgalmazó: Jónás Kft. H-1038 Budapest, Ürömi út 10.

Mobil: (00-36)20286-8855 Tel/Fax: (00-36-1) 240-3720

E-mail:jonas.kft@t-online.hu